


# PRIXTON

BC300



BÁSCULA SCALE

---

Estimados usuarios:  
racias por escoger nuestra báscula Bluetooth de alta precisión. Para usar este producto adecuadamente y garantizar la exactitud del peso, lea antes estas instrucciones.

## **ESPECIFICACIONES**

Incorpora sensores de elevada galga extensométrica.

Peso máximo: 180kg

Pantalla LED

División: 100g

Encendido/apagado automático.

Indicación de sobrecarga.

Indicación de batería baja.

App de gestión de datos de salud.

## **FUENTE DE ALIMENTACIÓN**

Esta báscula incluye 3 pilas AAA de 1,5V. Inserte las pilas o retire la banda aislante de los contactos de la pila antes de su uso. Cuando se muestre el indicador de batería baja, sustituya las pilas.

## **DESCARGA DE LA APP**

Escanee el código QR de la parte derecha con un navegador web y descárguelo. El nombre de la aplicación es Fitbrick.



ANDROID APK



iOS APP

# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

## 1. Enlace del dispositivo y ajuste de los datos:

- ① Sitúe la báscula sobre una superficie plana estable para garantizar que el peso que se registra es exacto.
- ② Abra la app y siga las indicaciones para agregar el correspondiente; seleccione "body fat scale" (báscula de grasa corporal). (Se ilustra en la figura 1.2)
- ③ Identifique el dispositivo. Siga las indicaciones y haga clic en el botón "Open Bluetooth" (Abrir Bluetooth) para encender la conexión Bluetooth (como se ilustra en la figura 1.3) (si ya está abierta, el sistema omite este paso automáticamente).
- ④ Suba a la báscula y haga que se encienda, luego, compruebe la app y haga clic en el botón "Confirm" (Confirmar). El dispositivo se enlaza en este paso (como se ilustra en las figuras 1.4.1 y 1.4.2).




Figura 1.2




Figura 1.3




Figura 1.4.1





Figura 1.4.2

## ⑤ Ajuste de los datos:

Rellene la edad, la altura y el sexo reales y, luego, haga clic en el botón "Done" (Hecho) para finalizar los ajustes (como se ilustra en la figura 1.5).



## 2. Peso y datos

- ① Después de agregar el dispositivo y de ajustar los datos, suba descalzo a la báscula con los dos pies bien apoyados por igual para obtener resultados precisos. La báscula mostrará el peso y el resultado de la prueba se transmitirá a la app (como se ilustra en la figura 2.1).
- ② Puede consultar y gestionar el peso, la grasa corporal, el músculo, la masa corporal y otros datos en la app.
- ③ Haga clic en el icono "☰" de la izquierda para consultar el informe de la última medición, que muestra todos los datos y el índice, además de algunos ejercicios y dietas recomendados (como se ilustra en las figuras 2.2.1 y 2.2.2.).



Figura 2.1



Figura 2.2.1



Figura 2.2.2

- ④ Haga clic en el icono de la esquina superior derecha "📈" para ver el registro histórico de peso (como se ilustra en la figura 2.3.1). Se muestran los cambios en los datos por semana, mes o año.

A continuación, haga clic en el icono "🕒" en la esquina superior derecha para consultar el registro de peso a una hora determinada (como se ilustra en la figura 2.3.2).



Figura 2.3.1





Figura 2.3.2

## INDICACIÓN

Indicación de sobrecarga:

El peso máximo admitido es de 180kg. En caso de sobrecarga, aparece el icono "  " en la pantalla. Baje de la báscula para que no se dañe el producto.

Indicación de batería baja:

Cuando el símbolo "  " se muestra en la pantalla, significa que es necesario sustituir las pilas.


## ATENCIÓN Y CUIDADOS

La app es compatible con varios productos de nuestra compañía (básculas de grasa corporal, básculas para bebés, básculas de equipaje o básculas de cocina) y con su uso por varios usuarios. Estos son los pasos que debe seguir para la gestión del dispositivo (la gestión de usuarios funciona de forma parecida).

1. Abra la app y haga clic en "  " en la esquina superior izquierda.

2. Haga clic en "Device Management" (Gestión de dispositivos) (se pueden seleccionar o eliminar los dispositivos enlazados).

Haga clic en el signo "  " de la parte superior derecha para agregar el dispositivo correspondiente.



La primera vez que use este producto, descargue la app e introduzca sus datos personales (sexo, peso y edad). Si quiere más usuarios, es necesario agregarlos (rellene los datos personales correspondientes). Edite su nombre de usuario para que pueda elegir su propio nombre la próxima vez. Se pueden configurar hasta 9 usuarios en la app.

Suba descalzo a la báscula con los pies apoyados por igual para obtener resultados precisos. Los pies deben estar limpios y secos y en contacto con la placa de electrodos. La pantalla de la báscula muestra su peso, y puede consultar otros datos (grasa corporal, agua, etc.) en la app.

Si la báscula no se va a usar durante un largo período de tiempo, saque las pilas y asegúrese de que no haya ningún objeto sobre ella.

Nunca tire la báscula o las pilas a la basura.

Deshágase de ellas de acuerdo con las normativas locales sobre eliminación de residuos.

## Política de Garantía

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com), cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

## Declaración UE de Conformidad Simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
Prixton	BC300	Báscula Balance	Home

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

Dear users

Thank you for choosing our high precision bluetooth scale, in order to properly use this product, ensure weight accuracy. please read this instruction carefully before use.

## **SPECIFICATION**

Equipped with high strain gauge sensors

Max capacity:180kg

LED display

Division :100g

Auto on/Auto off

Overload indication

Low battery indication

APP Management of Health Data

## **POWER SUPPLY**

This scale equips with 3 x 1.5V AAA batteries . Please insert batteries or remove the insulating strip from the battery contacts before using. Replace the batteries when “Low Battery indicator” shows.

## **APP DOWNLOAD**

Please scan right side QR code by website browser and download it . APP name is : Fitbrick



ANDROID APK



iOS APP



# OPERATING INSTRUCTIONS

## 1.Device Bond and Data Setting

- ① Place the scale on a solid, flat surface to ensure weighing accuracy.
- ② Open APP, follow indication to add corresponding device, select "body fat scale" (as shown in Figure 1.2)
- ③ Identify Device. Follow the indication and click "Open Bluetooth" button, turn on the Bluetooth (as shown in Figure 1.3) (if already open, system will automatically skip this step)
- ④ Please step on your scale and make it turn on, then check your APP and click "Confirm" button , device bound after this step . (as shown in Figure 1.4.1 and Figure 1.4.2)




Figure 1.2




Figure 1.3




Figure 1.4.1





Figure 1.4.2

- ⑤ Data Setting, please fill in the real age, height, gender, then click "Done" button to end setting (as shown in Figure 1.5)



## 2. Weighing and Data

- ① After adding device and setting data , step barefoot on scale evenly to get accurate result , scale will show your weight, all test result will be transmitted to the APP. (as shown in Figure 2.1)
- ② You can check and manage your weight, body fat, body water, muscle, body mass index and other data by APP;
- ③ Click the left "☰" icon can check the latest measurement report, which shows all data and index, also some exercise and diet recommendations. (as shown in Figure 2.2.1, Figure 2.2.2.)



Figure 2.1



Figure 2.2.1



Figure 2.2.2

- ④ Click the icon in the upper right corner "📈" to view your historical weighing record. (as show in Figure 2.3.1) It shows changes of data based on week / month / year; Then click the icon "🕒" in the upper right corner to check weighing record of specific time. (as show in Figure 2.3.2)



Figure 2.3.1




Figure 2.3.2

## INDICATION

Overload indication:

The maximum capacity is 180kg. If overload, "Err" will appear on the display. please get off the scale, to prevent damaging the product.


Low Battery indication:

When "Lo" symbol is shown on the display, it means the batteries need to be replaced.

## CARE AND ATTENTION

The APP can support multiple products of our company(body fat scales, baby scales, luggage scales, kitchen scales) and multi-users support. The following are steps for device management (user management is similar)

- 1.Open APP and click "👤" in the upper left corner
  - 2.Click "Device Management" (can select or delete the bound devices)
- Click the upper right " + " sign to add corresponding device.



When use this product for first time, please download APP and enter your personal data (gender/height/age), for more users , need to add users (fill in relevant personal data), please do edit your user name so that can choose your own name for next time using, there is totally 9 users at most for APP management.

Step barefoot on scale evenly to get accurate result. Please keep your feet clean and dry, also well contact with the electrode plate . Scale display shows your weight, please check other data (body fat , water , etc ) on App .

If the scale would not be used in a long period , please take the battery out, and make sure there is nothing on the scale.

Never throw away the scale or batteries to the rubbish.

Dispose them according to the local garbage regulations.

## Warranty Policy

This product is guaranteed for 2 years from the date of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

## Simplified EU Declaration of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

<b>bRAND</b>	<b>MODEL</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>CATEGORY</b>
Prixton	BC300	Scale Balance	Home

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

Chers utilisateurs

Merci d'avoir choisi notre pèse-personne bluetooth de haute précision, afin d'utiliser correctement ce produit, assurez-vous de l'exactitude du poids, veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## **CARACTÉRISTIQUES**

Équipé de capteurs à jauges de contrainte

Capacité maximale : 180 kg

Affichage LED

Division :100g

Marche auto/Arrêt auto

Indication de surcharge

Indication de batterie faible

Gestion des données de santé sur l'APP

## **ALIMENTATION**

Cette balance est équipée de 3 piles AAA de 1,5 V. Veuillez insérer les piles ou retirer la bande isolante des contacts des piles avant de l'utiliser. Remplacez les piles lorsque le message "Indicateur de piles faibles" s'affiche.

## **TÉLÉCHARGEMENT APP**

Veuillez scanner le code QR du côté droit sur navigateur web et la télécharger. Le nom de l'APP est: Fitbrick



ANDROID APK



iOS APP

# INSTRUCTIONS D'UTILISATION

## 1. Jumelage des appareils et réglage des données

- ① Placez le pèse-personne sur une surface solide et plane pour assurer une pesée précise.
- ② Ouvrez l'APP, suivez les indications pour ajouter l'appareil correspondant, sélectionnez "pèse-personne" (comme le montre la figure 1.2)
- ③ Identifiez l'appareil. Suivez l'indication et cliquez sur "Ouvrir Bluetooth", activez le Bluetooth (comme le montre la Figure 1.3) (s'il est déjà ouvert, le système sautera automatiquement cette étape)
- ④ Veuillez monter sur votre pèse-personne et l'allumer, puis vérifiez l'APP et cliquez sur le bouton "Confirmer", relié à l'appareil après cette étape. (comme le montrent les figures 1.4.1 et 1.4.2)




Figure 1.2




Figure 1.3




Figure 1.4.1





Figure 1.4.2

- ⑤ Paramétrage des données, veuillez indiquer l'âge réel, la taille, le sexe, puis cliquez sur le bouton "Terminé" pour mettre fin au paramétrage (comme le montre la figure 1.5)



## 2. Pesage et données

- ① Après avoir ajouté l'appareil et les données de réglage, montez pieds nus sur le pèse-personne pour obtenir un résultat précis, il indiquera votre poids, tous les résultats de la pesée seront transmis à l'APP. (comme le montre la figure 2.1)
- ② Vous pouvez consulter et surveiller votre poids, votre graisse corporelle, votre eau corporelle, vos muscles, votre indice de masse corporelle et d'autres données via l'APP ;
- ③ Cliquez sur l'icône "☰" à gauche pour consulter le dernier rapport de mesure, qui présente toutes les données et l'indice, ainsi que quelques recommandations en matière d'exercice et d'alimentation. (comme le montre la figure 2.2.1, figure 2.2.2.)



Figure 2.1



Figure 2.2.1



Figure 2.2.2

- ④ Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit "📈" pour consulter votre historique de pesée. (comme le montre la figure 2.3.1) Les changements de données en fonction de la semaine / du mois / de l'année s'afficheront ;



Figure 2.3.1




Figure 2.3.2

- Cliquez ensuite sur l'icône "🕒" dans le coin supérieur droit pour vérifier la fiche de pesée d'un moment précis. (comme le montre la figure 2.3.2)



## INDICATION

Indication de surcharge :

La capacité maximale est de 180 kg. En cas de surcharge, "Err" apparaît sur l'écran. Veuillez descendre du pèse-personne, pour éviter d'endommager le produit.


Indication de batterie faible :

Lorsque le symbole "Lo" apparaît sur l'écran, cela signifie que les piles doivent être remplacées.

## ENTRETIEN ET ATTENTION

L'APP peut prendre en charge plusieurs produits de notre société (pèse-personnes, pèse-bébés, pèse-bagages, balances de cuisine) et un support multi-utilisateurs. Voici les étapes à suivre pour la gestion des appareils (la gestion des utilisateurs est similaire)

1. Ouvrez l'APP et cliquez sur "👤" dans le coin supérieur gauche
  2. Cliquez sur "Gestion des dispositifs" (vous pouvez sélectionner ou supprimer les dispositifs jumelés)
- Cliquez sur le coin supérieur droit sur le signe "+" pour ajouter un appareil correspondant.



Lors de la première utilisation de ce produit, veuillez télécharger l'APP et saisir vos données personnelles (sexe, taille, âge), pour un plus grand nombre d'utilisateurs, vous devez ajouter des utilisateurs (remplir les données personnelles pertinentes), veuillez modifier votre nom d'utilisateur afin de pouvoir choisir votre propre nom pour la prochaine utilisation, il y a au total 9 utilisateurs au maximum pour la gestion de l'APP.

Montez pieds nus sur le pèse-personne pour obtenir un résultat précis. Veuillez garder vos pieds propres et secs, ainsi d'assurer un contact optimal avec la plaque d'électrode. L'écran de la balance indique votre poids, veuillez vérifier les autres données (graisse corporelle, eau, etc.) sur l'App.

Si le pèse personne n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile et vous assurer qu'il n'y ait rien sur le pèse-personne.

Ne jetez jamais le pèse-personne ou les piles à la poubelle.

Jetez-les conformément à la réglementation locale en matière de déchets.

## Politique de Garantie

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site [www.prixton.com](http://www.prixton.com) et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

## Déclaration de Conformité Simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant:

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
Prixton	BC300	Scale Balance	Home

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante: [www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

Gentile cliente,  
Grazie per aver scelto la nostra bilancia Bluetooth ad alta precisione; per usare questo prodotto in maniera adeguata e garantire l'accuratezza del peso, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

## **SPECIFICHE**

Dotato di sensori estensimetrici elevati

Capacità massima:180kg

Display a LED

Divisione:100g

Auto on/Auto off

Indicazione di sovraccarico

Indicazione di batteria scarica

Gestione dei dati tramite APP

## **ALIMENTAZIONE ELETTRICA**

Questa bilancia è dotata di 3 batterie da 1.5V AAA. Prima dell'uso, si prega di inserire le batterie o di rimuovere la striscia isolante dai contatti della batteria. Sostituire le batterie quando appare l'indicatore di batteria scarica.

## **DOWNLOAD DELL'APP**

Si prega di scansionare il codice QR sul lato destro del browser del sito web e scaricarlo. Il nome dell'APP è Fitbrick.



ANDROID APK



iOS APP

## ISTRUZIONI PER L'USO

### 1. Impostazione del collegamento e dei dati del dispositivo

- ① Posizionare la bilancia su una superficie dura e piatta per garantire la precisione di peso.
- ② Aprire l'APP, seguire le indicazioni per aggiungere il dispositivo corrispondente, selezionare "Bilancia grasso corporeo" (come mostrato in Figura 1.2)
- ③ Identificare Dispositivo. Seguire le indicazioni e cliccare sul tasto "Apri Bluetooth", accendere il Bluetooth (come mostrato in Figura 1.3) (se è già aperto, il sistema salterà automaticamente questo passaggio)
- ④ Salire sulla bilancia e lasciare che si accenda, poi controllare l'APP e cliccare sul tasto "Conferma", questo passaggio effettuerà il collegamento del dispositivo. (come mostrato in Figura 1.4.1 e Figura 1.4.2)




Figura 1.2




Figura 1.3




Figura 1.4.1





Figura 1.4.2

- ⑤ Nelle impostazioni dei dati, inserire età, altezza, genere, e cliccare su "Fatto" per completare le impostazioni (come mostrato in Figura 1.5)



## 2. Come pesarsi e dati

① Dopo aver aggiunto il dispositivo e aver impostato i dati, salire a piedi scalzi in maniera uniforme sulla bilancia per ottenere un risultato accurato; la bilancia mostrerà il peso, tutti i risultati verranno trasmessi all'APP. (come mostrato in Figura 2.1)

② Dall'APP si possono controllare e gestire il peso, il grasso corporeo, l'acqua corporea, la muscolatura, l'indice di massa corporea e altri dati;

③ Cliccare l'icona a sinistra "☰" per vedere l'ultimo resoconto delle misure, che mostra tutti i dati e indici, e anche alcuni consigli sull'alimentazione e l'attività fisica. (come mostrato in Figura 2.2.1, Figura 2.2.2.)



Figura 2.1




Figura 2.2.1



Figura 2.2.2

④ Cliccare l'icona in alto a destra "📈" per vedere lo storico delle rilevazioni. (come mostrato in Figura 2.3.1) Mostra le differenze dei dati in base a settimana / mese / anno;

Cliccare poi l'icona "🕒" in alto a destra per controllare la rilevazione del peso di un giorno specifico. (come mostrato in Figura 2.3.2)



Figura 2.3.1



Figura 2.3.2

## INDICAZIONI

Indicazione di sovraccarico:



La capacità massima è di 180kg. Se in sovraccarico, apparirà sul display, "Err". Si prega dunque di scendere dalla bilancia, per evitare danni al prodotto.


Indicazione di batteria scarica:

Quando sul display appare il simbolo "Lo", significa che le batterie vanno sostituite.

## CURA E ATTENZIONE

L'APP è compatibile con molti prodotti della nostra azienda (bilance per il grasso corporeo, bilance per neonati, bilance da bagagli, bilance da cucina) e fornisce supporto multiutente. Qui di seguito, i passaggi per la gestione del dispositivo (gestione utente è simile)

1. Aprire l'APP and cliccare "  " in alto a sinistra
  2. Cliccare "Gestione Dispositivo" (si può selezionare o cancellare il collegamento dei dispositivi)
- Cliccare il simbolo "  " in alto a destra per aggiungere il dispositivo corrispondente.



Quando si usa questo prodotto per la prima volta, si prega di scaricare l'APP e inserire i dati personali (genere/altezza/età), aggiungere altri utenti se necessario (inserire i dati personali corrispondenti), si prega di modificare il proprio username così da poter scegliere il proprio nome al prossimo uso; si può avere un massimo di 9 utenti in totale nella gestione dell'APP.

Salire sulla bilancia in maniera uniforme a piedi scalzi per ottenere un risultato preciso. Si prega di usare la bilancia con i piedi puliti e asciutti, e che siano in contatto con gli elettrodi del piatto. Il display della bilancia mostrerà il peso, si prega di controllare gli altri dati (grasso corporeo, acqua, ecc.) dall'App.

Se non si desidera usare la bilancia per un lungo periodo di tempo, si prega di togliere le batterie e assicurarsi che non ci sia niente sulla bilancia.

Mai buttare la bilancia o le batterie nella spazzatura.

Disporle invece secondo le norme locali.



## Politica di garanzia

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito [www.prixton.com](http://www.prixton.com) e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

## Dichiarazione di Conformità UE Semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARQUE	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
Prixton	BC300	Scale Balance	Home

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web:

[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

Lieber Nutzer,  
Danke, dass Sie unsere hochpräzise Bluetooth-Waage gewählt haben. Stellen Sie bitte das akkurate Gewicht sicher, damit dieses Produkt fehlerfrei funktioniert. Lesen Sie sich bitte vor dem Gebrauch die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

## **SPEZIFIKATIONEN**

Ausgestattet mit sehr belastbaren Dehnmessstreifen

Max. Kapazität: 180 kg

LED-Display

Bereich: 100 g

Automatisches Ein-/Ausschalten

Überlastungshinweis

Hinweis bei niedrigem Batteriestand

APP-Management der Gesundheitsdaten

## **STROMVERSORGUNG**

Diese Waage funktioniert mit

3 x 1,5V AAA Batterien.

Legen Sie die Batterien bitte ein oder entfernen Sie den Isolierstreifen der Batteriekontakte vor dem Gebrauch.

Ersetzen Sie die Batterien, wenn der Hinweis eines niedrigen Batteriestands erscheint.

## **APP-DOWNLOAD**

Scannen Sie bitte den QR-Code und laden Sie die App herunter. Der Name der APP ist Fitbrick



ANDROID APK



iOS APP

# BETRIEBSANLEITUNGEN

## 1. Geräteverbindung und Dateneinstellung

- ① Stellen Sie die Waage auf eine feste, flache Oberfläche, um ein exaktes Messen sicherzustellen.
- ② Öffnen Sie die APP, folgen Sie den Anweisungen, um das entsprechende Gerät hinzuzufügen und wählen Sie „Body Fat Scale“ (wie in Abbildung 1.2 gezeigt)
- ③ Identifizieren Sie das Gerät. Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf „Open Bluetooth“, aktivieren Sie Bluetooth (wie gezeigt in Abbildung 1.3). Wenn dies bereits geöffnet wurde, wird das System diesen Schritt automatisch überspringen)
- ④ Stellen Sie sich auf die Waage, damit Sie sich einschaltet, überprüfen Sie Ihre App und klicken Sie auf „Confirm“. Das Gerät verbindet sich nun (wie gezeigt in Abbildung 1.4.1 und 1.4.2)




Abb. 1.2




Abb. 1.3




Abb. 1.4.1





Abb. 1.4.2

- ⑤ Dateneinstellung, geben Sie Alter, Größe, Geschlecht ein und klicken Sie auf „Done“ (wie gezeigt in Abbildung 1.5)



## 2. Wiegen und Daten

① Nachdem Sie das Gerät hinzugefügt und die Daten eingestellt haben, stellen Sie sich barfuß auf die Waage, um ein akkurates Ergebnis zu erhalten. Die Waage zeigt Ihr Gewicht und die Testergebnisse werden an Ihre APP geschickt (wie gezeigt in Abbildung 2.1)

② Sie können anhand der APP Ihr Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, BMI und andere Daten überprüfen und verwalten;

③ Klicken Sie auf das Symbol "☰" links, um den letzten Messbericht anzuzeigen, der alle Daten sowie einige Fitness- und Ernährungstipps anzeigt. wie gezeigt in Abbildung 2.2.1 und 2.2.2)



Abb. 2.1



Abb. 2.2.1



Abb. 2.2.2

④ Klicken Sie auf das Symbol "📈" oben rechts, um Ihre vergangenen Berichte anzuzeigen (wie gezeigt in Abbildung 2.3.1). Hier werden Ihnen Änderungen der Daten basierend auf Woche/Monat/Jahr angezeigt; Klicken Sie dann auf das Symbol "🕒" oben rechts, um eine



Abb. 2.3.1



Abb. 2.3.2

Aufzeichnung eines bestimmten Zeitpunkts anzuzeigen (wie gezeigt in Abbildung 2.3.2).

## HINWEIS

Überlastungshinweis:



Die maximale Kapazität ist 180 kg. Bei einer Überlastung erscheint "Err" auf dem Display. Gehen Sie bitte von der Waage herunter, um zu vermeiden, dass diese beschädigt wird.


Hinweis bei niedrigem Batteriestand:

Wenn das Symbol "Lo" auf dem Display erscheint, müssen Sie die Batterien austauschen.

## WARTUNGSHINWEISE

Die APP kann verschiedene Produkte unseres Unternehmens unterstützen (Körperfettwaagen, Babywaagen, Gepäckwaagen, Küchenwaagen) und unterstützt mehrere Benutzer. Hier einige Schritte zur Geräteverwaltung (ähnlich der Nutzerverwaltung)

1. Öffnen Sie die APP und klicken Sie auf "  " oben links
  2. Klicken Sie auf „Device Management“ (kann die verbundenen Geräte auswählen oder löschen)
- Klicken Sie auf das Symbol "  " oben links, um das entsprechende Gerät hinzuzufügen.



Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie bitte die APP herunter und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein (Geschlecht/Größe/Alter), für mehrere Nutzer fügen Sie bitte diese hinzu (füllen Sie die relevanten Daten aus), Bearbeiten Sie bitte Ihren Benutzernamen, damit Sie diesen beim nächsten Mal auswählen können, Es können maximal 9 Nutzer angemeldet werden.

Stellen Sie sich barfuß auf die Waage, um ein akkurates Ergebnis zu erhalten Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Füße trocken und sauber sind und gut mit der Elektrodenplatte in Berührung kommen. Die Waage zeigt Ihr Gewicht an, die anderen Daten (Körperfett, Wasser, etc.) werden in der App angezeigt.

Wenn die Waage für längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterien und stellen Sie sicher, dass nichts auf der Waage steht.

Werfen Sie die Waage oder die Batterien nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie diese entsprechend den örtlichen Vorgaben.

## Garantiepolitik

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet [www.prixton.com](http://www.prixton.com) zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden.

Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten

### Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

<b>MARKE</b>	<b>MODEL</b>	<b>BESCHREIBUNG</b>	<b>KATEGORIE</b>
Prixton	BC300	Scale Balance	Home

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europäischen Parlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

Caros utilizadores,

Obrigado por terem preferido a nossa balança bluetooth de alta precisão. Para utilizar este produto da melhor forma, garanta a precisão do peso. Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a mesma.

## **ESPECIFICAÇÕES**

Equipada com sensores de medição de tensão de alto desempenho

Capacidade máxima: 180kg

Ecrã LED

Repartição: 100g

Auto ligado/Auto desligado

Indicação de excesso de peso

Indicação de bateria fraca

APP para Gestão dos Dados de Saúde

## **ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA**

Esta balança está equipada com pilhas 3 x 1.5V AAA. Inserir as pilhas ou retirar a placa de isolamento dos contatos da bateria antes de utilizar. Substituir as pilhas quando for apresentada a mensagem “Indicador de Bateria Fraca”.



ANDROID APK

## **DESCARREGAR APLICAÇÃO**

Digitalize o código QR do lado direito através do navegador web e descarregue a mesma. Nome da APP é: Fitbrick



iOS APP



# INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

## 1. Ligação do Dispositivo e Definição de Dados

- ① Coloque a balança numa superfície sólida e plana para garantir a precisão da pesagem.
- ② Abra a aplicação, siga as indicações para adicionar o dispositivo correspondente, selecione "balança de gordura corporal" (como apresentado na Figura 1.2)
- ③ Identificar Dispositivo. Siga as indicações e clique no botão "Abrir Bluetooth", ligue o Bluetooth (como apresentado na Figura 1.3) (se já estiver ligado, o sistema irá saltar automaticamente este passo)
- ④ Suba para a sua balança para a ligar, de seguida, verifique a sua aplicação e clique no botão "Confirmar", o dispositivo liga-se após este passo. (como apresentado na Figura 1.4.1 e na Figura 1.4.2)




Figura 1.2




Figura 1.3




Figura 1.4.1





Figura 1.4.2

- ⑤ Definição de Dados, indique a idade real, peso e género, e de seguida clique no botão "Feito" para concluir a definição (como apresentado na Figura 1.5)



## 2. Pesagem e Dados

- ① Após ter adicionado e definido os dados, suba uniformemente descalço para a balança para obter um resultado preciso, a balança irá apresentar o seu peso, todos os resultados do teste serão transmitidos para a aplicação. (como apresentado na Figura 2.1)
- ② Pode verificar e gerir o seu peso, gordura corporal, água no corpo, músculos, índice de massa corporal e outros dados através da aplicação;
- ③ Ao clicar no ícone "☰" à esquerda poderá visualizar o último relatório de medição, que apresenta todos os dados e índice, e ainda algumas recomendações de exercícios e dieta. (como apresentado na Figura 2.2.1, Figura 2.2.2.)



Figura 2.1



Figura 2.2.1




Figura 2.2.2

- ④ Clique no ícone "📈" no canto superior esquerdo para visualizar o seu histórico de registo de peso. (como apresentado na Figura 2.3.1)

Apresenta alterações da dados com base na semana / mês / ano;

De seguida, clique no ícone "🕒" no canto superior direito para verificar o registo de peso numa data específica. (como apresentado na Figura 2.3.2)



Figura 2.3.1



Figura 2.3.2

## INDICAÇÃO

Indicação de excesso de peso:


A capacidade máxima é de 180kg. Quando em excesso de peso, será apresentado no ecrã o ícone "Err". Saia da balança de modo a evitar que o produto fique danificado.


Indicação de Bateria Fraca:


Quando o símbolo "Lo" for apresentado no ecrã, isso significa que as pilhas necessitam de ser substituídas.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO

A aplicação suporta múltiplos produtos da nossa empresa (balanças de gordura corporal, balanças para bebés, balanças de bagagem, balanças de cozinha) e suporte a multiutilizadores. Seguem-se os passos necessários para a gestão do dispositivo (a gestão do utilizador é semelhante)

1. Abrir a aplicação e clicar em "  " no canto superior direito
2. Clicar em "Gestão do Dispositivo" (pode seleccionar ou eliminar a ligação dos dispositivos)

Clique no ícone "  " no canto superior direito para adicionar o dispositivo correspondente.



Quando utilizar o produto pela primeira vez, descarregue a aplicação e insira os seus dados pessoais (género/altura/idade), para mais utilizadores é necessário adicionar utilizadores (indicar os dados pessoais relevantes), edite o seu nome de utilizador para que possa seleccionar o seu próprio nome para a próxima utilização, podendo ser adicionados no máximo 9 utilizadores. À gestão da aplicação.

Suba descalço para a balança para obter um resultado preciso. Mantenha os seus pés limpos e secos, mantendo um contato firme com a placa do elétrodo. O ecrã da balança irá apresentar o seu peso, podendo também apresentar outros dados (gordura corporal, água corporal, etc.) na aplicação.

Caso a balança não for utilizada durante muito tempo, retire as pilhas, e assegure-se de que não fica nenhum objeto na balança.

Nunca descarte a balança ou as pilhas no lixo doméstico.

Elimine estes elementos em conformidade com os regulamentos locais referentes aos resíduos.

## Política de Garantia

Este produto é garantido por 2 anos a partir da data da compra. Quando você tem um problema que não pode ser resolvido, você deve acessar o site [www.prixton.com](http://www.prixton.com) e clicar na opção de contato para nos enviar seu formulário de assistência.

As características técnicas e elétricas aqui indicadas correspondem a unidades típicas e poderão ser modificadas sem aviso prévio com a finalidade de fornecer um melhor equipamento.

## Declaração de Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
Prixton	BC300	Scale Balance	Home

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web: [www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

## Beste gebruikers

Bedankt om voor onze precisieweegschaal met bluetooth te kiezen. Gelieve deze instructies aandachtig te lezen om een correct gebruik en een juiste gewichtsmeting te garanderen.

## **SPECIFICATIE**

Uitgerust met hoogspanningssensoren

Max. capaciteit: 180kgL

edscherm

Divisie: 100g

Auto aan/Auto uit

Overbelastingsindicatie'

Batterij bijna leeg'-indicatie

APP Beheer van gezondheidsgegevens

## **STROOMVOORZIENING**

Deze weegschaal werkt op 3 x 1,5V AAA batterijen. Plaats de batterijen of verwijder de isolatiestrook van de batterij vóór gebruik. Vervang de batterijen wanneer de 'Batterij bijna leeg'-indicator oplicht.

## **APP DOWNLOADEN**

Scan de juiste QR-code voor uw browser en download de app. De naam van de app is Fitbrick.



ANDROID APK







iOS APP

## GEbruIKSAANWIJZINGEN


### 1. Apparaatkoppeling en gegevensinstelling

- ① Plaats de weegschaal op een stevige, vlakke ondergrond om de weegnauwkeurigheid te garanderen.
- ② Open de APP, volg de aanwijzingen om het apparaat te koppelen, en selecteer 'Lichaamsvetweegschaal' (zie afbeelding 1.2).
- ③ Identificeer het apparaat. Volg de aanwijzingen en klik op de knop 'Bluetooth inschakelen' om de bluetooth-functie te activeren (zie afbeelding 1.3) (als ze al geactiveerd is, zal het systeem deze stap automatisch overslaan).
- ④ Ga op uw weegschaal staan, zet de weegschaal aan, raadpleeg uw APP en klik op 'Bevestigen'. Het apparaat is nu gekoppeld (zie afbeelding 1.4.1 en afbeelding 1.4.2).



Afbeelding 1.2 Afbeelding 1.3 Afbeelding 1.4.1 Afbeelding 1.4.2

- ⑤ Gegevensinstelling. Vul uw leeftijd, lengte en geslacht in, en klik op 'Klaar' om de instelling te voltooien (zie afbeelding 1.5).



## 2. Wegen en gegevens


- ① Nadat u het apparaat hebt toegevoegd en de gegevens hebt ingesteld, gaat u blootsvoets op de weegschaal staan. De weegschaal toont uw gewicht en stuurt alle testresultaten naar de APP (zie afbeelding 2.1).
- ② U kunt uw gewicht, lichaamsvet, lichaamswater, spiermasa, queteletindex en andere gegevens raadplegen op de APP.
- ③ Klik op het pictogram '☰' links om het laatste meetrapport te raadplegen. Het bevat alle gegevens en cijfers, en enkele voedings- en bewegingsaanbevelingen (zie afbeelding 2.2.1 en afbeelding 2.2.2).



Afbeelding 2.1



Afbeelding 2.2.1




Afbeelding 2.2.2

- ④ Klik op het pictogram '📈' in de rechterbovenhoek om uw historische weeggegevens te bekijken (zie afbeelding 2.3.1). U kunt de wijzigingen in de gegevens per week/maand/jaar opvolgen.

Klik vervolgens op het pictogram '🕒' in de rechterbovenhoek om uw weeggegevens op een bepaald tijdstip te bekijken (zie afbeelding 2.3.2).



Afbeelding 2.3.1



Afbeelding 2.3.2



## INDICATIE

Overbelastingsindicatie:



De maximale capaciteit is 180kg. In geval van overbelasting, verschijnt ' **Err** ' op het scherm. Stap van de weegschaal om schade aan het apparaat te voorkomen.


'Batterij bijna leeg'-indicatie:

Wanneer het symbool ' **Lo** ' op het scherm verschijnt, moet u de batterijen vervangen.

## ONDERHOUD

De APP kan verschillende producten van ons bedrijf (lichaamsvetschalen, babyweegschalen, bagageweegschalen, keukenweegschalen) en verschillende gebruikers ondersteunen. Hieronder vindt u de stappen voor het apparaatbeheer (het gebruikersbeheer is gelijkaardig).

1. Open de APP en klik op '  ' in de linkerbovenhoek.
2. Klik op 'Apparaatbeheer' (om de gekoppelde apparaten te selecteren of verwijderen).  
Klik op het teken '  ' rechtsboven om het gewenste apparaat toe te voegen.



Vóór het eerste gebruik moet u de APP downloaden en uw persoonsgegevens (geslacht/hoogte/leeftijd) ingeven. Als u meer gebruikers wilt toevoegen (en hun relevante persoonsgegevens wilt invullen), kunt u uw gebruikersnaam personaliseren. U kunt maximaal 9 gebruikers opslaan in de beheersAPP.

Ga blootsvoets op de weegschaal staan voor een nauwkeurig resultaat. Zorg ervoor dat uw voeten schoon en droog zijn, en goed contact maken met de elektrodeplaat. Op het scherm van de weegschaal verschijnt uw gewicht. De andere gegevens (lichaamsvet, water enz.) kunt u op de app raadplegen.

Als u de weegschaal lange tijd niet gebruikt, moet u de batterij uit het apparaat halen en controleren of er niets op de weegschaal staat.

Gooi de weegschaal en de batterijen niet bij het afval.

Gooi weg volgens de plaatselijke afvalregels

## Garantie Beleid

Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar [www.prixton.com](http://www.prixton.com) gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentief formulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

## Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
Prixton	BC300	Scale Balance	Home

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite: [www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

# PRIXTON

