


# PRIXTON BODY METRIC BC400



BÁSCULA CORPORAL BODY SCALE

---

## INDEX

ES	3
<hr/>	
EN	9
<hr/>	
PT	14
<hr/>	
FR	20
<hr/>	
IT	26
<hr/>	
DE	32
<hr/>	
NL	38
<hr/>	

## ELEMENTOS DE MEDICIÓN

Peso, grasa visceral, IMC, BMR (tasa metabólica basal), adiposidad, masa muscular, porcentaje de agua corporal, masa ósea, proteína, clasificación de obesidad, porcentaje de grasa subcutánea, peso libre de grasa, tipo de cuerpo, peso estandarizado.

## PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Este dispositivo funciona mediante el principio de impedancia bioeléctrica (BIA). Utiliza una tecnología innovadora para medir la impedancia corporal, lo que hace que los resultados sean más precisos. El método de resistencia corporal se basa en que la grasa no es conductora, mientras que el músculo y el agua sí lo son; por lo tanto, la composición del cuerpo humano puede calcularse midiendo su bioimpedancia.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Rango de peso: 0.1 ~ 180 kg

Alimentación: 4 pilas AAA

Unidades: kg/lb

Peso neto: 1.6 kg





Peso mínimo: 5 kg ± 1 kg

Valor de división: 0.1 kg / 0.2 lb

Dimensiones: 300 × 300 × 33 mm

Temperatura de funcionamiento: -10°C a 50°C

## DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

			
Normal	Balanza no conectada al teléfono móvil, BT parpadeando.	Batería insuficiente, por favor reemplace la batería.	Se muestra "Err", sobrecarga de peso.

## CONFIGURACIÓN DE LAS PILAS

Abra el compartimento de las pilas en la parte inferior de la báscula e inserte las pilas respetando la polaridad indicada. Cuando aparezca "Lo" en la pantalla, reemplace las pilas a tiempo. Si la báscula no se utilizará durante un periodo prolongado, retire las pilas para evitar daños por posible fuga.

## APAGADO AUTOMÁTICO

Si no se realiza ninguna operación, el producto se apagará automáticamente después de 10 segundos.

Si se supera el peso máximo permitido, la pantalla mostrará "Err" y luego se apagará automáticamente después de 5 segundos. El producto también se apagará automáticamente si ocurre un error en la medición de grasa corporal.

## MÉTODO ÓPTIMO DE ALMACENAMIENTO

Manténgala fuera de la luz solar directa y alejada de fuentes de calor. Evite las altas temperaturas. No colocar en ambientes húmedos.

## ERROR DE PRECISIÓN

0.5-49.9kg±0.2kg

50.0-99.9kg±0.3kg

100.0-149.9kg±0.4kg

150.0-180.0kg±0.5kg

## ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los datos de medición obtenidos con la báscula son solo de referencia y no deben utilizarse con fines médicos.

Este producto está diseñado principalmente para uso doméstico. Los distintos datos de composición corporal se obtienen mediante el análisis de la información biométrica del usuario.

## MÉTODOS DE LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Cuando esté sucia, límpiela con un paño suave humedecido con agua y luego séquela con otro paño seco.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas precauciones antes de usar el producto.

**El uso de este producto está prohibido para mujeres embarazadas y para personas que lleven dispositivos médicos implantados o utilizados en el cuerpo, como marcapasos, pulmones artificiales o electrocardiógrafos portátiles.**

Al medir el porcentaje de grasa corporal, una débil corriente eléctrica atraviesa el cuerpo y puede afectar el funcionamiento normal de dichos dispositivos, provocando consecuencias graves.

**No utilice el producto sobre superficies o suelos resbaladizos.**

Una báscula resbaladiza puede ocasionar caídas y lesiones.

**No utilice pilas de baja calidad, defectuosas o dañadas.**

El uso de pilas inadecuadas puede dañar la báscula inteligente.

**Cuando las pilas estén agotadas o deban desecharse, hágalo correctamente siguiendo las normativas locales de su región.**

## NOTAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO

Para garantizar mediciones precisas, procure realizar la medición siempre a la misma hora, bajo las mismas condiciones, y evite medir en los siguientes casos:

Después de ejercicio intenso

Tras un baño o sauna

Después de comer o beber

Tras ingerir gran cantidad de agua o alcohol

Durante un resfriado o fiebre

A continuación se indica el periodo recomendado para la medición; procure mantener la misma hora y condiciones cada día.

Medición:



Las mediciones deben realizarse descalzo, con los pies separados (izquierdo y derecho), manteniendo el cuerpo erguido y, de ser posible, vistiendo solo ropa interior.

Las personas menores de 18 años se encuentran en una etapa de rápido crecimiento, por lo que los datos obtenidos deben usarse solo como referencia.


El porcentaje de grasa corporal en pacientes sometidos a diálisis, personas con retención de líquidos y adultos mayores de 80 años puede diferir del de la población general; por ello, se recomienda utilizar los valores medidos únicamente como referencia.

### MÉTODO CORRECTO DE MEDICIÓN


Coloque el producto sobre una superficie dura y plana; no lo use sobre alfombras u otras superficies blandas, ya que esto provocará mediciones inexactas.

Ponga la báscula a cero antes de cada medición.

Cómo poner a cero: pise ligeramente la superficie de la báscula y retírese; el número en la pantalla volverá automáticamente a 0.0 kg.




Coloque la báscula sobre un suelo duro y plano.




No la coloque sobre alfombras ni superficies blandas.

### POSTURA CORRECTA AL PESARSE



Medición correcta



Los pies están demasiado separados o demasiado cerca del borde, lo que provoca mediciones inexactas.

### INSTRUCCIONES

Instalación de la App

Busque la aplicación “Unique Health” en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla, o bien escanee el código QR para abrirla directamente en el navegador.


A continuación se incluyen los códigos QR para la descarga.




Encienda la función de BT en el teléfono móvil y abra la aplicación “Unique Health” para acceder a la interfaz. Los usuarios que ingresan por primera vez deberán aceptar el acuerdo de usuario antes de continuar.

Antes de conectar y utilizar la báscula, pise ligeramente la superficie para activar la pantalla y asegúrese de que el BT y la ubicación (GPS) estén habilitados.

Dentro de la App, vaya a la página de inicio e inicie sesión o regístrese. En el primer uso, configure correctamente los datos personales del usuario actual.



Después de ingresar a la interfaz de la App, haga clic en “Gestión de mis dispositivos” y verifique si el dispositivo ya está vinculado.



## MEDICIÓN EN LA BÁSCULA

Cambio de unidad e idioma

Una vez que la aplicación móvil esté vinculada con la báscula, ingresa a Configuración general para seleccionar unidades de medida y el idioma.

## CAMBIO DE USUARIO

En la pantalla principal, toca la flecha junto al avatar situado en la parte superior izquierda para alternar entre perfiles.

## MÉTODOS DE PESO

Colócate sobre la báscula.

Sigue las indicaciones hasta que finalice la medición; podrás ver los datos directamente en la pantalla del dispositivo.

Si deseas revisar más detalles o ver un historial, entra al dispositivo desde la opción “Dispositivo vinculado”, selecciona Sincronizar datos de la báscula y, una vez completado, toca el icono principal del círculo multicolor para consultar la información ampliada.

Toca "Medir peso" en el apartado Dispositivo vinculado dentro de la app. Ten en cuenta que es necesario activar la superficie de la báscula para establecer la conexión. Mantente de pie con estabilidad hasta que finalice la medición. Al terminar, la pantalla cambiará automáticamente para mostrar los resultados. Puedes pulsar sobre cada indicador para ver la información detallada, así como explicaciones y recomendaciones.

Por su seguridad física, no abra ni manipule por su cuenta las partes interiores del producto. Ante cualquier incidencia en el funcionamiento de su producto póngase en contacto con el servicio técnico de Prixton, y su equipo realizará las intervenciones necesarias siempre bajo las máximas medidas de seguridad.

### **Política de garantía**

En cumplimiento de lo establecido a tal efecto por el Real Decreto Legislativo 03/2014, de 27 de marzo, se pone a disposición de los interesados, accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com), cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta. Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

### **LA TRASTIENDA DIGITAL**

Basauri, Cervantes 49, 1.º piso, C.P. 48970, Vizcaya, España  
Tel.: 0034 94 431 77 30

### **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

La presente declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante, La Trastienda Digital S.L., propietario de la marca Prixton, con domicilio en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, y declara que el tipo de equipo de radio descrito a continuación:

Marca: PRIXTON  
Nombre del modelo: BODY METRIC BC400  
Características principales: Hogar

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que, tal como se entrega, el producto descrito está en conformidad con la Directiva sobre Equipos Radioeléctricos (2014/53/UE) y lleva el marcado CE.

El producto descrito ha sido evaluado y determinado conforme a las siguientes normas:

EMC  
Artículo 3.1 (b)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Radio  
Artículo 3.2  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Salud y Seguridad  
Artículo 3.1 (a)  
EN 50663:2017  
EN 62479:2010  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Declaramos por la presente que los artículos mencionados cumplen con todas las normas y reglamentos europeos aplicables, y no contienen ninguna sustancia prohibida, según lo detallado en el Reglamento REACH (CE) N° 1907/2006 y sus modificaciones.  
Los productos no contienen ninguna sustancia en concentración superior al 0,1% en peso según la lista de sustancias candidatas REACH de Sustancias Altamente Preocupantes (SVHC).

Firmado por y en nombre de:

Atentamente,

Luis González Escribano, Director General

Fecha y lugar: 05/11/2025, Basauri, Vizcaya



**TEST ITEM**

Weight, visceral fat, BMI, BMP, diposity, muscle mass, body water percentage, bone mass, protein, obesity class, subcutaneous fat percentage, defatted weight, body type, standardized weight.


**PRINCIPLE OF OPERATION**

This device works on the principle of bioresistive impedance (BIA). It utilizes a new technology to test the body impedance, which makes the measurement results more accurate. The body resistance method is based on the fact that body fat is not a conductor, but muscle and water are, and the composition of the human body can be calculated by measuring the body's bioresistance.

**PRODUCT SPECIFICATION**

Weighing range: 0.1 ~ 180kg  
Battery specification: 4\*AAA  
Unit: kg/lb  
Net weight: 1.6kg  
Minimum weight: 5kg ± 1kg  
Graduated value: 0.1kg /0.2lb  
Product size: 300\*300\*33mm  
Working temperature: -10°, 50°

**DISPLAY DESCRIPTION**



**BATTERY SETUP**

Open the battery compartment in the bottom case of the scale and insert the batteries in the correct orientation of the battery tabs. When “Lo” is displayed on the screen, please replace the batteries in time. If the scale is not used for a long time, please take out the batteries to avoid corrosion of the scale by leaking liquid from the batteries.

**AUTOMATIC SHUTDOWN**

If there is no operation, the product will shut down automatically after 10 seconds. If overloading the maximum range, the display will show “Err”, and then it will shut down automatically after 5 seconds. The product will shut down automatically if there is a fat measurement error.

**OPTIMAL STORAGE METHOR**

Keep out of direct sunlight and away from overheated objects. Keep away from high temperatures. Do not place in a humid environment.

## PRECISION ERROR

0.5-49.9kg±0.2kg

50.0-99.9kg±0.3kg

100.0-149.9kg±0.4kg

150.0-180.0kg±0.5kg

## SCOPE OF APPLICATION

Measurement data from the scale is for reference only and should not be used for medical purposes.

This product is mainly suitable for home use. Variuos body composition data are derived from the analysis of human body sign information.

## PRODUCT CLEANING METHODS

When dirty, wipe with a soft cloth moistened with water, then dry with a dry cloth.

## SAFETY PRECAUTIONS

Read the safety precautions before use.

**The use of this product is prohibited for pregnant women and those with medical devices such as pacemakers, artificial lungs and wearable electrocardiographs in their bodies.**

When using this product to measure body fat percentage, a weak electric current passing through the body may affect the normal operation of medical devices in the body, leading to seriuos consequences.

**Do not use the product on slippery surfaces or floors.**

Slippery scales may cause you to fall and get hurts.

**Do not use inferior, substandard or broken batteries.**

Sbstandard batteries have the potential to damage your smart body fat scale.

**When old batteries or scrapped, please dispose of them properly according to the relevant regulations in your region.**


## NOTES ON THE USE OF THE PRODUCT

In order to ensure the accuracy of the measurement, please try to measure at the same time, under the same conditions, and avoid measuring under the following conditions:

- After strenuous exercise
- After a bath or sauna
- After eating drinking
- After drinking a lot of water or alcohol
- N the midst of a cold or fever

The following is the recommended measurement period, try to keep the same time and conditions every day.

Measurement:



Fasting before breakfast    Fasting before lunch    Measured on an empty stomach before dinner

Measurements should be taken barefoot, with the right and left feet apart, while keeping the body straight, and wearing only underwear if possible.


As young people under the age of 18 are in a rapid growth period, the data are for reference only.

The body fat percentage of patients on artificial dialysis, patients with symptoms of swelling, and elderly people over 80 years of age is different from that of the general population, so it is recommended to use the measured value as a reference only.


### PROPER MEASURING METHOD

Please place the product on a hard, flat floor, not on carpet or other soft surfaces, as this will cause inaccurate measurements.

Clear the zero before each measurement. Zeroing method: step lightly on the scale surface and then step off the scale, the number on the screen will automatically return to 0.0KG.




Place the scale on a hard, flat floor



Do not place on carpeted or soft floors

### PROPER STANDING



Proper Measurement



The feet are too far apart or close to the edge, resulting in inaccurate measurements

### INSTRUCTIONS

#### APP Installation

Search "Unique Health" APP from the app store to download and install or directly scan the QR code to open it in the browser.


Below are the QR codes for downloading the app.




Turn on the BT option of the mobile phone, open the “Unique Health” App to enter the interface, first-time users need to choose to accept the user agreement before continuing.

Before connecting and using, please lightly step on the scale body to make the screen light up, and make sure that the BT and GPS positioning are turned on.

Use the APP, enter the home page, and log in/register. For the first time use, please set the correct personal parameters for the current user.



After entering the App interface, click (My device management) and please confirm whether the device has been bound.



## MEASUREMENT ON THE SCALE

### Unit & Language Conversion

After the mobile APP is connected to the scale end, enter the (General setting) interface, and you can switch the measurement unit and language.

## USER SWITCH

It can switch between users by clicking the arrow next to the avatar at the top left of the Dashboard page.

## WEIGHING METHODS

Stand directly on the scale.

Follow the prompts on the scale and wait for the indicator to be detected until the measurement is completed, then you can view the relevant data information on the scale.

If you want to further view the detailed explanation or look back, then in the “bound device” to enter the device page, click on the (Sync scale data), after successful synchronization, directly click on the main icon of the colourful circle to view the details.

Click (measure weight) in "bound device" on APP. Please note that this method needs to light up the scale surface in order to get the connection status, please keep standing steadily before the indicator measurement is completed, after the completion of the interface will automatically switch to the measurement results, click on the specific indicators can be viewed in detail and explain the data and suggestions.

For your physical safety, do not open or handle the internal parts of the product on your own. In case of any issue with the functioning of your product, please contact Prixton's technical service. Their team will carry out the necessary interventions always under the highest safety standards.

### **Warranty policy**

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) and click on the contact option to send us your assistance form. These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

### **LA TRASTIENDA DIGITAL**

Basauri, Cervantes 49, 1 floor, PC 48970, Vizcaya, Spain  
Telph: 0034 94 431 77 30

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer, La Trastienda Digital SL, owner of the Prixton trademark, located at Avenida Cervantes 49, modulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declares that the type of radio equipment described below:

Brand: PRIXTON

Model name: BODY METRIC BC400

Main features: Home

We declare under our sole responsibility that as delivered the described product is in conformity with the Radio Equipment Directive (2014/53/EU) and carries the CE-marking.

The described product has been assessed and determined compliant with the following standards:

EMC

Article 3.1 (b)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Radio

Article 3.2

ETSI EN 300 328 V2.2.2

(2019-07)

Health and Safety

Article 3.1 (a)

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

We hereby declare that the items listed above comply with all relevant European standards and regulations, and do not contain any banned substances as detailed in the REACH Regulation (EC) No 1907/2006 and its amendments. The products do not contain any substance with higher concentration than 0,1% weight by weight in the REACH candidate list of Substances of Very High Concern SVHC.

Signed for and on behalf or

YOURS SINCERELY

Luis González Escribano Gneral manager

Date and location: 05/11/2025 Basauri, Vizcaya



## ITEM DE TESTE

Peso, gordura visceral, IMC, MB (metabolismo basal), adiposidade, massa muscular, percentual de água corporal, massa óssea, proteína, nível de obesidade, percentual de gordura subcutânea, peso livre de gordura, tipo de corpo, peso padronizado.

## PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Este aparelho utiliza o método de impedância bioelétrica (BIA). A tecnologia empregada mede a impedância corporal, proporcionando resultados mais precisos. O princípio baseia-se no fato de que a gordura não conduz eletricidade, enquanto músculos e água conduzem; assim, a composição corporal pode ser estimada por meio da resistência bioelétrica.

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Faixa de medição: 0,1 ~ 180 kg

Alimentação: 4 pilhas AAA

Unidades: kg/lb

Peso líquido: 1,6 kg





Peso mínimo: 5 kg ± 1 kg

Divisão: 0,1 kg / 0,2 lb

Dimensões: 300 × 300 × 33 mm

Temperatura de operação: -10°C a 50°C

## DESCRIÇÃO DO VISOR

			
Normal	Balança não conectada ao telemóvel/celular, BT a piscar.	Bateria insuficiente, substitua a bateria.	“Err” exibido, sobrecarga de peso.

## CONFIGURAÇÃO DAS PILHAS

Abra o compartimento localizado na parte inferior da balança e insira as pilhas observando a polaridade indicada. Quando “Lo” aparecer no visor, substitua-as. Se o aparelho ficar longos períodos sem uso, retire as pilhas para evitar danos causados por possíveis vazamentos.

## DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Sem uso, o equipamento desligará automaticamente após 10 segundos.

Se o peso ultrapassar o limite máximo, o visor exibirá “Err” e o aparelho desligará após 5 segundos. Em caso de erro na medição de gordura corporal, o desligamento automático também será acionado.

## ARMAZENAMENTO IDEAL

Mantenha longe da luz solar direta e de fontes de calor.

Evite locais com temperaturas elevadas.

Não guardar em ambientes úmidos.

## Erro de Precisão

0.5-49.9kg±0.2kg

50.0-99.9kg±0.3kg

100.0-149.9kg±0.4kg

150.0-180.0kg±0.5kg

## ESCOPO DE APLICAÇÃO

Os dados obtidos pela balança servem apenas como referência e não devem ser utilizados para fins médicos.

Este produto destina-se principalmente ao uso doméstico. As informações de composição corporal são calculadas com base na análise de sinais do corpo humano.

## LIMPEZA DO PRODUTO

Para higienizar, utilize um pano macio levemente umedecido com água e, em seguida, seque com um pano seco.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia estas orientações antes de utilizar o produto.

**O uso deste equipamento é proibido para gestantes e para pessoas que utilizem dispositivos médicos implantados, como marca-passos, pulmões artificiais ou eletrocardiogramas portáteis.**

Durante a medição de gordura corporal, uma corrente elétrica muito fraca percorre o corpo e pode interferir no funcionamento desses dispositivos, causando riscos graves..

**Não utilize o produto sobre superfícies ou pisos escorregadios.**

A superfície escorregadia pode causar quedas e ferimentos.

**Não utilize pilhas de baixa qualidade, fora do padrão ou danificadas.**

Pilhas inadequadas podem causar danos à balança inteligente.

**Quando as pilhas estiverem gastas ou forem descartadas, faça o descarte de acordo com as normas locais.**


## OBSERVAÇÕES DE USO

Para obter maior precisão, realize as medições sempre no mesmo horário e sob condições semelhantes. Evite medir nas seguintes situações:

- Após exercícios intensos
- Após banho ou sauna
- Após comer ou beber
- Após consumir grande quantidade de água ou álcool
- Durante gripe ou febre

A seguir está o período recomendado para medições — mantenha, sempre que possível, o mesmo horário e condições diariamente.

Medição: (aguardando continuação, caso queira incluir horários sugeridos)



As medições devem ser feitas descalço, com os pés direito e esquerdo afastados, mantendo o corpo ereto e, se possível, usando apenas roupa íntima.


Jovens com menos de 18 anos estão em fase de crescimento rápido, portanto, os dados servem apenas como referência.

A porcentagem de gordura corporal de pacientes em diálise artificial, pessoas com sintomas de inchaço e idosos acima de 80 anos é diferente da população em geral. Por isso, recomenda-se usar o valor medido apenas como referência.


### MÉTODO ADEQUADO DE MEDIÇÃO

Coloque o produto sobre uma superfície dura e plana, nunca em carpetes ou outras superfícies macias, pois isso causará medições imprecisas.

Zere o aparelho antes de cada uso. Para zerar: pise levemente na superfície da balança e, em seguida, desça. O número no visor retornará automaticamente para 0,0 kg.




Coloque a balança em um piso duro e plano.



Não coloque sobre tapetes ou superfícies macias.

### POSTURA CORRETA AO SE POSICIONAR



Medição correta



Os pés estão muito afastados ou muito próximos da borda, resultando em medições imprecisas.

### INSTRUÇÕES

Instalação do App

Pesquise o aplicativo “Unique Health” na loja de aplicativos para baixar e instalar, ou escaneie o código QR diretamente para abri-lo no navegador.


Abaixo estão os códigos QR para fazer o download do app.




Ative a opção de Bluetooth no celular e abra o aplicativo “Unique Health” para entrar na interface. Usuários que acessam pela primeira vez devem aceitar o termo de uso antes de continuar.

Antes de conectar e usar, pise levemente na balança para acender o visor e certifique-se de que o Bluetooth e a localização (GPS) estejam ativados.

No app, acesse a página inicial e faça login ou registre-se. No primeiro uso, configure corretamente os dados pessoais do usuário atual.



Após entrar na interface do app, clique em “Gerenciamento do meu dispositivo” e verifique se o aparelho já está vinculado.



## MEDIÇÃO NA BALANÇA

Conversão de Unidade e Idioma

Após o aplicativo estar conectado à balança, entre em Configurações Gerais para alterar a unidade de medida e o idioma.

## TROCA DE USUÁRIO

É possível alternar entre usuários clicando na seta ao lado do avatar, no canto superior esquerdo da página inicial (Dashboard).

## MÉTODOS DE PESAGEM

- Suba diretamente na balança.
  - Siga as instruções exibidas e aguarde até que a medição seja concluída. Os dados serão mostrados na balança.
  - Para visualizar explicações detalhadas ou consultar o histórico, entre na página do dispositivo em “Dispositivo vinculado” e toque em Sincronizar dados da balança.
- Após a sincronização, toque no ícone principal do círculo colorido para ver os detalhes.

No app, em “Dispositivo vinculado”, toque em Medir peso.

Observe que, para esse método, é necessário acender o visor da balança para que a conexão seja estabelecida. Permaneça parado sobre a balança até que a medição dos indicadores seja concluída.

Quando terminar, a tela mudará automaticamente para os resultados. Toque em cada indicador para visualizar detalhes, explicações e recomendações.

Para a sua segurança física, não abra nem manuseie por conta própria as partes internas do produto. Em caso de qualquer problema no funcionamento do seu produto, entre em contato com o serviço técnico da Prixton, cuja equipa realizará as intervenções necessárias sempre com as máximas medidas de segurança.

### **Política de garantia**

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021 <https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

## LA TRASTIENDA DIGITAL

Basauri, Cervantes 49, 1º andar, CP 48970, Vizcaya, Espanha

Tel: 0034 94 431 77 30

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, La Trastienda Digital SL, proprietária da marca Prixton, localizada na Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento de rádio descrito abaixo:

Marca: PRIXTON

Modelo: BODY METRIC BC400

Principais características: Lar

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que, tal como fornecido, o produto descrito está em conformidade com a Diretiva de Equipamentos de Rádio (2014/53/UE) e possui a marcação CE.

O produto descrito foi avaliado e determinado como conforme com as seguintes normas:

EMC

Artigo 3.1 (b)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Rádio

Artigo 3.2

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Saúde e Segurança

Artigo 3.1 (a)

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Declaramos por meio desta que os itens acima listados estão em conformidade com todas as normas e regulamentos europeus aplicáveis, e não contêm substâncias proibidas, conforme detalhado no Regulamento REACH (CE) nº 1907/2006 e suas emendas.

Os produtos não contêm nenhuma substância com concentração superior a 0,1% em peso, conforme a lista de candidatos REACH de Substâncias de Elevada Preocupação (SVHC).

Assinado por e em nome de:

Atenciosamente,

Luis González Escribano

Diretor Geral

Data e local: 05/11/2025 Basauri, Vizcaya



## ÉLÉMENTS DE TEST

Poids, graisse viscérale, IMC, MB (métabolisme de base), adiposité, masse musculaire, pourcentage d'eau corporelle, masse osseuse, protéines, catégorie d'obésité, pourcentage de graisse sous-cutanée, poids dégraissé, type de corps, poids standardisé.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cet appareil fonctionne sur le principe de l'impédancemétrie bioélectrique (BIA). Il utilise une technologie innovante pour mesurer l'impédance corporelle, ce qui rend les résultats plus précis. La méthode de résistance corporelle est basée sur le fait que la graisse corporelle n'est pas conductrice, alors que les muscles et l'eau le sont. La composition du corps humain peut ainsi être calculée en mesurant la bio-résistance du corps.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Plage de pesée : 0,1 ~ 180 kg

Alimentation : 4 piles AAA

Unités : kg/lb

Poids net : 1,6 kg





Poids minimum : 5 kg ± 1 kg

Graduation : 0,1 kg / 0,2 lb

Dimensions du produit : 300 × 300 × 33 mm

Température de fonctionnement : -10°C à 50°C

## DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

			
Normal	Balance non connectée au téléphone, BT clignote.	Batterie insuffisante, veuillez remplacer la pile.	"Err" affiché, surcharge de poids.

## INSTALLATION DES PILES

Ouvrir le compartiment des piles situé sous la balance et insérer les piles en respectant la polarité indiquée. Lorsque « Lo » s'affiche à l'écran, remplacer les piles rapidement. En cas de non-utilisation prolongée, retirer les piles afin d'éviter la corrosion causée par une éventuelle fuite.

## ARRÊT AUTOMATIQUE

Sans manipulation, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 secondes.

En cas de dépassement de la charge maximale, l'écran affichera « Err », puis l'appareil s'éteindra automatiquement après 5 secondes.

Il s'éteindra également automatiquement en cas d'erreur lors de la mesure de la graisse.

## CONDITIONS DE STOCKAGE OPTIMALES

Protéger de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.

Conserver à l'écart des températures élevées. Ne pas stocker dans un environnement humide.

## ERREUR DE PRÉCISION

0.5-49.9kg±0.2kg      50.0-99.9kg±0.3kg  
100.0-149.9kg±0.4kg      150.0-180.0kg±0.5kg

## DOMAINE D'APPLICATION

Les données mesurées par la balance sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées à des fins médicales.

Ce produit est principalement destiné à un usage domestique. Les différentes données de composition corporelle sont obtenues à partir de l'analyse des informations physiologiques de l'utilisateur.

## NETTOYAGE DU PRODUIT

En cas de salissure, essuyer avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis sécher avec un chiffon sec.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lire les précautions de sécurité avant utilisation.

### **L'utilisation de ce produit est interdite aux femmes enceintes ainsi qu'aux personnes portant des dispositifs médicaux implantés tels que pacemakers, poumons artificiels ou électrocardiographes portables.**

Lors de la mesure du pourcentage de graisse corporelle, un faible courant électrique traverse le corps, ce qui peut perturber le fonctionnement normal de tels dispositifs et entraîner de graves conséquences.

### **Ne pas utiliser le produit sur des surfaces ou sols glissants.**

Une balance glissante peut provoquer une chute et des blessures.

### **Ne pas utiliser de piles de mauvaise qualité, non conformes ou endommagées.**

Les piles de qualité inférieure peuvent endommager la balance connectée.

### **Les piles usagées ou mises au rebut doivent être éliminées conformément aux réglementations locales en vigueur.**


## CONSIGNES D'UTILISATION

Afin d'assurer la précision des mesures, il est recommandé de les effectuer à la même heure, dans les mêmes conditions, et d'éviter de mesurer dans les cas suivants :

- Après un exercice intense
- Après un bain ou un sauna
- Après avoir mangé ou bu
- Après avoir bu beaucoup d'eau ou de l'alcool
- En cas de rhume ou de fièvre

La période ci-dessous est recommandée pour la prise de mesures : essayer de conserver les mêmes horaires et conditions chaque jour.

Mesure :



Les mesures doivent être effectuées pieds nus, les pieds écartés, le corps droit, si possible uniquement en sous-vêtements.


Les jeunes de moins de 18 ans étant en période de croissance rapide, les données ne sont fournies qu'à titre indicatif.

Le pourcentage de graisse corporelle des patients sous dialyse, des personnes présentant un œdème, ainsi que des personnes âgées de plus de 80 ans diffère de celui de la population générale. Il est donc recommandé de n'utiliser les valeurs mesurées qu'à titre de référence.


### MÉTHODE CORRECTE DE MESURE

Placer l'appareil sur un sol dur et plat, et non sur un tapis ou toute surface molle, car cela entraînerait des mesures inexactes.

Effectuer la mise à zéro avant chaque mesure. Méthode : appuyer légèrement sur la surface de la balance puis en descendre ; l'écran reviendra automatiquement à 0,0 kg.




Placez la balance sur un sol dur et plat.




Ne la placez pas sur un tapis ou une surface molle.

### POSITION CORRECTE POUR SE TENIR



Mesure correcte



Les pieds sont trop écartés ou trop proches du bord, ce qui entraîne des mesures inexactes.

### INSTRUCTIONS

Installation de l'application


Rechercher l'application « Unique Health » dans la boutique d'applications pour la télécharger et l'installer, ou scanner directement le code QR afin de l'ouvrir dans le navigateur. Les codes QR ci-dessous permettent de télécharger l'application.




Activer le Bluetooth du téléphone, ouvrir l'application « Unique Health » pour accéder à l'interface ; lors de la première utilisation, il est nécessaire d'accepter les conditions d'utilisation avant de continuer.

Avant la connexion et l'utilisation, appuyer légèrement sur la surface de la balance pour allumer l'écran, et s'assurer que le Bluetooth et la localisation (GPS) sont activés.

Dans l'application, accéder à la page d'accueil puis se connecter/s'inscrire. Lors de la première utilisation, renseigner correctement les paramètres personnels de l'utilisateur.



Après être entré dans l'interface de l'application, cliquer sur « Gestion de mes appareils » et vérifier si l'appareil est bien associé.



## MESURE SUR LA BALANCE

Changement d'unité et de langue

Après la connexion de l'application mobile à la balance, accéder au menu « Paramètres généraux » pour sélectionner l'unité de mesure et la langue souhaitées.

## CHANGEMENT D'UTILISATEUR

Pour changer d'utilisateur, cliquer sur la flèche située à côté de l'avatar en haut à gauche de la page du tableau de bord.

## MÉTHODES DE PESÉE

Monter directement sur la balance.

Suivre les indications affichées sur la balance et attendre la fin de la détection jusqu'à ce que la mesure soit terminée ; les données essentielles s'affichent alors sur l'écran.

Pour consulter des explications détaillées ou revoir les données, se rendre sur la page de l'appareil associé, puis cliquer sur « Synchroniser les données de la balance ». Une fois la synchronisation réussie, cliquer directement sur l'icône principale du cercle coloré pour afficher les détails.

Dans l'application, cliquer sur « Mesurer le poids » dans « Appareil associé ».  
Veuillez noter que cette méthode nécessite d'allumer la surface de la balance pour obtenir l'état de connexion.

Rester bien immobile jusqu'à ce que la mesure de l'indicateur soit terminée. Une fois la mesure achevée, l'interface passera automatiquement aux résultats.

Cliquer sur les indicateurs spécifiques pour consulter en détail les données ainsi que les explications et recommandations associées.

Pour votre sécurité physique, n'ouvrez ni ne manipulez vous-même les parties internes du produit. En cas de problème de fonctionnement de votre produit, contactez le service technique de Priton, dont l'équipe effectuera les interventions nécessaires dans le respect des plus strictes mesures de sécurité.

### **Politique de garantie**

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site [www.priton.com](http://www.priton.com) et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

## LA TRASTIENDA DIGITAL

Basauri, Cervantes 49, 1er étage, CP 48970, Vizcaya, Espagne  
Tél : 0034 94 431 77 30

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant, La Trastienda Digital SL, propriétaire de la marque PRIXTON, située Avenida Cervantes 49, module 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radio décrit ci-dessous :

Marque : PRIXTON  
Modèle : BODY METRIC BC400  
Caractéristiques principales : Maison

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que, tel que livré, le produit décrit est conforme à la Directive sur les Équipements Radio (2014/53/UE) et porte le marquage CE.  
Le produit décrit a été évalué et jugé conforme aux normes suivantes :

CEM  
Article 3.1 (b)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Radio  
Article 3.2  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Santé et Sécurité  
Article 3.1 (a)  
EN 50663:2017  
EN 62479:2010  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Nous déclarons par la présente que les articles mentionnés ci-dessus sont conformes à toutes les normes et réglementations européennes applicables et ne contiennent aucune substance interdite, comme précisé dans le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses amendements. Les produits ne contiennent aucune substance dont la concentration dépasse 0,1 % en poids selon la liste candidate REACH des substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Fait pour et au nom de :  
Cordialement,  
Luis González Escribano  
Directeur général  
Date et lieu : 05/11/2025 Basauri, Vizcaya



## VOCE DI TEST

Peso, grasso viscerale, BMI, BMR, adiposità, massa muscolare, percentuale di acqua corporea, massa ossea, proteine, classe di obesità, percentuale di grasso sottocutaneo, peso privo di grasso, tipo di corporatura, peso standardizzato.

## PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questo dispositivo si basa sul principio dell'impedenza bioelettrica (BIA). Utilizza una tecnologia avanzata per misurare l'impedenza corporea, che rende i risultati più accurati. Il metodo della bioresistenza si fonda sul fatto che il grasso corporeo non è conduttore, mentre muscoli e acqua lo sono; pertanto, la composizione del corpo umano può essere calcolata misurando la bioimpedenza.

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Campo di pesatura: 0,1 ~ 180 kg

Batterie: 4×AAA

Unità: kg/lb

Peso netto: 1,6 kg





Peso minimo: 5 kg ± 1 kg

Divisione: 0,1 kg / 0,2 lb

Dimensioni: 300×300×33 mm

Temperatura di utilizzo: da -10° a 50°

## DESCRIZIONE DEL DISPLAY

			
<p>Normale</p>	<p>Bilancia non collegata al telefono, BT lampeggiante.</p>	<p>Batteria insufficiente, sostituire la batteria.</p>	<p>“Err” visualizzato, sovraccarico di peso.</p>

## INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Aprire il vano batterie sul fondo della bilancia e inserire le batterie rispettando la polarità indicata. Quando sul display compare “Lo”, sostituire tempestivamente le batterie. Se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiarla.

## SPEGNIMENTO AUTOMATICO

In assenza di utilizzo, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 10 secondi.

Se il carico supera il limite massimo, sul display comparirà “Err” e lo spegnimento avverrà automaticamente dopo 5 secondi. Il dispositivo si spegne automaticamente anche in caso di errore nella misurazione della massa grassa.

## MODALITÀ OTTIMALE DI CONSERVAZIONE

Tenere lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore. Evitare temperature elevate. Non collocare in ambienti umidi.

## ERRORE DI PRECISIONE

0.5-49.9kg±0.2kg      50.0-99.9kg±0.3kg  
100.0-149.9kg±0.4kg      150.0-180.0kg±0.5kg

## AMBITO DI APPLICAZIONE

I dati di misurazione della bilancia hanno solo valore indicativo e non devono essere utilizzati per scopi medici.

Questo prodotto è destinato principalmente all'uso domestico. I vari dati relativi alla composizione corporea derivano dall'analisi delle informazioni biometriche dell'utente.

## METODI DI PULIZIA DEL PRODOTTO

In caso di sporco, pulire con un panno morbido inumidito con acqua e poi asciugare con un panno asciutto.

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le precauzioni di sicurezza prima dell'uso.

### **L'uso di questo prodotto è vietato a donne in gravidanza e a persone portatrici di dispositivi medici impiantati, come pacemaker, polmoni artificiali o elettrocardiografi indossabili.**

Durante la misurazione della percentuale di grasso corporeo, una lieve corrente elettrica attraversa il corpo e potrebbe interferire con il normale funzionamento dei dispositivi medici interni, con possibili gravi conseguenze.

### **Non utilizzare il prodotto su superfici o pavimenti scivolosi.**

Una bilancia scivolosa potrebbe causare cadute e ferite.

### **Non utilizzare batterie scadenti, non conformi o danneggiate.**

Batterie di scarsa qualità possono danneggiare la bilancia smart per la misurazione della massa grassa.

### **Quando le batterie sono esauste o da smaltire, attenersi alle normative locali vigenti per il corretto smaltimento.**


## NOTE SULL'USO DEL PRODOTTO

Per garantire la massima precisione, si consiglia di effettuare le misurazioni sempre alla stessa ora, alle medesime condizioni, ed evitare di misurare nelle seguenti situazioni:

- Dopo attività fisica intensa
- Dopo un bagno o una sauna
- Dopo aver mangiato o bevuto
- Dopo aver bevuto molta acqua o alcol
- Durante un raffreddore o febbre

Si consiglia il seguente periodo per la misurazione: mantenere, per quanto possibile, lo stesso orario e le stesse condizioni ogni giorno.

Misurazione:




Le misurazioni devono essere effettuate a piedi nudi, con i piedi distanziati, mantenendo il corpo eretto e, se possibile, indossando solo biancheria intima.

Le persone sotto i 18 anni sono in una fase di crescita rapida, pertanto i dati hanno valore puramente indicativo.


La percentuale di grasso corporeo nelle persone sottoposte a dialisi artificiale, nei soggetti con sintomi di ritenzione idrica e negli anziani oltre gli 80 anni può differire da quella della popolazione generale; si raccomanda quindi di considerare i valori misurati come semplice riferimento.

### METODO DI MISURAZIONE CORRETTO

Posizionare il prodotto su una superficie dura e perfettamente piana; non utilizzarlo su tappeti o altre superfici morbide, poiché ciò comprometterebbe l'accuratezza della misurazione. Azzerare la bilancia prima di ogni utilizzo. Metodo di azzeramento: appoggiare brevemente un piede sulla superficie della bilancia e poi scendere; il display tornerà automaticamente a 0,0 kg.




Posizionare la bilancia su un pavimento duro e piano.




Non posizionarla su tappeti o superfici morbide.

### POSIZIONE CORRETTA



Misurazione corretta



I piedi sono troppo distanziati o troppo vicini al bordo, causando misurazioni imprecise.

### ISTRUZIONI

Installazione dell'App


Cercare l'app "Unique Health" nello store del proprio dispositivo per scaricarla e installarla, oppure scansionare direttamente il codice QR per aprirla nel browser. Di seguito sono riportati i codici QR per il download dell'app.




Attivare il Bluetooth sul telefono, aprire l'app "Unique Health" per accedere all'interfaccia; al primo utilizzo sarà necessario accettare l'informativa per proseguire.

Prima della connessione e dell'uso, salire leggermente sulla bilancia per attivare il display e verificare che BT e localizzazione siano attivi.

Aprire l'app, entrare nella schermata principale e effettuare l'accesso o la registrazione. Al primo utilizzo, impostare correttamente i parametri personali dell'utente.



Dopo essere entrati nell'interfaccia dell'app, selezionare "Gestione dei miei dispositivi" e verificare che il dispositivo risulti associato.



## MISURAZIONE SULLA BILANCIA

Conversione di unità e lingua

Dopo che l'app mobile è stata collegata alla bilancia, accedere alla sezione "Impostazioni generali" per cambiare l'unità di misura e la lingua.

## CAMBIO UTENTE

È possibile passare da un utente all'altro cliccando sulla freccia accanto all'avatar in alto a sinistra nella pagina Dashboard.

## MODALITÀ DI PESATURA

Salire direttamente sulla bilancia.

Seguire le istruzioni visualizzate e attendere che la misurazione sia completata; una volta terminato, sarà possibile visualizzare i dati direttamente sulla bilancia.

Per visualizzare una spiegazione più dettagliata o consultare i dati successivamente, entrare nel dispositivo associato tramite la sezione "Dispositivo associato", selezionare "Sincronizza dati della bilancia" e, una volta completata la sincronizzazione, toccare l'icona principale del cerchio colorato per vedere i dettagli.

Cliccare su “Misura peso” nel dispositivo associato tramite l'app.

Si ricorda che per utilizzare questa modalità è necessario attivare il display della bilancia, così da consentire la connessione. Rimanere in piedi in modo stabile fino al completamento della misurazione degli indicatori. Al termine, l'interfaccia passerà automaticamente ai risultati: selezionando i singoli parametri sarà possibile visualizzare dati, spiegazioni e suggerimenti.

Per la vostra sicurezza fisica, non aprite né maneggiate da soli le parti interne del prodotto. In caso di qualsiasi problema di funzionamento del prodotto, contattate l'assistenza tecnica Prixtion, il cui team effettuerà gli interventi necessari sempre nel rispetto delle massime misure di sicurezza.

### **Politica di garanzia**

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito [www.prixtion.com](http://www.prixtion.com) e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza. Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

## LA TRASTIENDA DIGITAL

Basauri, Cervantes 49, 1° piano, CP 48970, Biscaglia, Spagna  
Tel: 0034 94 431 77 30

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La presente dichiarazione di conformità è redatta sotto la sola responsabilità del produttore. La Trastienda Digital SL, proprietaria del marchio PRIXTON, con sede in Avenida Cervantes 49, modulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio descritto di seguito:

Marca: PRIXTON  
Modello: BODY METRIC BC400  
Caratteristiche principali: Casa

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che, così come fornito, il prodotto descritto è conforme alla Direttiva sulle Apparecchiature Radio (2014/53/UE) e riporta la marcatura CE.

Il prodotto descritto è stato valutato e ritenuto conforme alle seguenti norme:

EMC  
Articolo 3.1 (b)  
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)  
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Radio  
Articolo 3.2  
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Salute e Sicurezza  
Articolo 3.1 (a)  
EN 50663:2017  
EN 62479:2010  
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Dichiariamo con la presente che gli articoli sopra menzionati sono conformi a tutte le norme e regolamenti europei applicabili e non contengono alcuna sostanza vietata, come specificato nel regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e suoi aggiornamenti.

I prodotti non contengono sostanze la cui concentrazione superi lo 0,1% in peso secondo la lista candidata REACH delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).

Fatto per e a nome di:  
Cordiali saluti,  
Luis González Escribano  
Direttore generale  
Data e luogo: 05/11/2025, Basauri, Biscaglia



## TESTELEMENTE

Gewicht, viszerales Fett, BMI, BMR, Adipositas, Muskelmasse, Körperwasseranteil, Knochenmasse, Eiweiß, Adipositas-Grad, subkutaner Fettanteil, fettfreie Masse, Körpertyp, Standardgewicht.





## FUNKTIONSPRINZIP

Dieses Gerät arbeitet nach dem Prinzip der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA). Es verwendet eine moderne Technologie zur Messung der Körperimpedanz, wodurch die Ergebnisse genauer werden. Das Verfahren basiert darauf, dass Körperfett kein Leiter ist, während Muskeln und Wasser leitfähig sind. Durch die Messung der Bioimpedanz kann daher die Körperzusammensetzung bestimmt werden.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Wiegebereich: 0,1 ~ 180 kg  
 Batterietyp: 4×AAA  
 Einheit: kg/lb  
 Nettogewicht: 1,6 kg  
 Mindestgewicht: 5 kg ± 1 kg  
 Teilung: 0,1 kg / 0,2 lb  
 Produktabmessungen: 300×300×33 mm  
 Betriebstemperatur: -10° bis 50°

## ANZEIGEBESCHREIBUNG

			
Normal	Waage nicht mit dem Handy verbunden, BT blinkt.	Unzureichende Batterieleistung, bitte Batterie ersetzen.	„Err“ angezeigt, Überlastung beim Wiegen.

## BATTERIEINSTALLATION

Das Batteriefach auf der Unterseite der Waage öffnen und die Batterien entsprechend der gekennzeichneten Polarität einsetzen. Wenn auf dem Display „Lo“ erscheint, die Batterien rechtzeitig austauschen. Wird die Waage längere Zeit nicht benutzt, die Batterien herausnehmen, um Schäden durch auslaufende Batteriesäure zu vermeiden.

## AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Ohne Bedienung schaltet sich das Gerät nach 10 Sekunden automatisch aus. Bei Überlastung über den maximalen Messbereich zeigt das Display „Err“ an; nach 5 Sekunden erfolgt eine automatische Abschaltung. Das Gerät schaltet sich ebenfalls automatisch aus, wenn ein Fehler bei der Körperfettmessung auftritt.

## OPTIMALE AUFBEWAHRUNG

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. Von hohen Temperaturen fernhalten. Nicht in feuchter Umgebung lagern.

## PRÄZISIONSFEHLER

0.5-49.9kg±0.2kg

50.0-99.9kg±0.3kg

100.0-149.9kg±0.4kg

150.0-180.0kg±0.5kg

## ANWENDUNGSBEREICH

Die Messdaten der Waage dienen ausschließlich als Orientierung und sind nicht für medizinische Zwecke geeignet.

Dieses Produkt ist hauptsächlich für den Hausgebrauch vorgesehen. Die verschiedenen Daten zur Körperzusammensetzung basieren auf der Analyse biometrischer Informationen.

## REINIGUNG DES PRODUKTS

Bei Verschmutzung mit einem weichen, mit Wasser leicht angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.

## SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Gebrauch die Sicherheitshinweise lesen.

### **Die Verwendung dieses Produkts ist untersagt für Schwangere sowie für Personen mit medizinischen Implantaten wie Herzschrittmachern, künstlichen Lungen oder tragbaren EKG-Geräten.**

Bei der Messung des Körperfettanteils fließt ein schwacher Strom durch den Körper, der den Betrieb von Implantaten beeinträchtigen kann und schwerwiegende Folgen haben könnte.

### **Nicht auf rutschigen Untergründen oder Böden verwenden.**

Eine rutschige Waage kann zu Stürzen und Verletzungen führen.

### **Keine minderwertigen, nicht normgerechten oder beschädigten Batterien verwenden.**

Solche Batterien können die Körperfettwaage beschädigen.

### **Verbrauchte oder zu entsorgende Batterien gemäß den geltenden regionalen Vorschriften entsorgen.**


## HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Um eine möglichst genaue Messung zu gewährleisten, möglichst immer zur gleichen Zeit und unter denselben Bedingungen messen. Folgende Situationen sollten vermieden werden:

- Nach intensiver körperlicher Aktivität
- Nach einem Bad oder Saunagang
- Direkt nach dem Essen oder Trinken
- Nach dem Konsum großer Mengen Wasser oder Alkohol
- Bei Erkältung oder Fieber

Für die Messung wird eine feste tägliche Messzeit empfohlen, möglichst unter gleichen Bedingungen.

Messung:



Die Messung sollte barfuß erfolgen, mit leicht gespreizten Füßen, aufrechter Körperhaltung und – wenn möglich – nur mit Unterwäsche bekleidet.


Jugendliche unter 18 Jahren befinden sich in einer Phase schnellen Wachstums; daher dienen die Messwerte nur als Orientierung.

Der Körperfettanteil von Personen, die eine künstliche Dialyse erhalten, von Personen mit Wassereinlagerungen sowie von älteren Menschen über 80 Jahre unterscheidet sich von dem der Allgemeinbevölkerung. Deshalb sollten die ermittelten Werte lediglich als Referenz betrachtet werden.


### KORREKTE MESSMETHODE

Das Gerät auf einen festen, ebenen Untergrund stellen, nicht auf Teppich oder andere weiche Flächen, da dies zu ungenauen Messwerten führt.

Vor jeder Messung auf Null stellen. Vorgehensweise: kurz auf die Waage steigen und wieder absteigen; die Anzeige kehrt automatisch auf 0,0 kg zurück.




Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Boden.



Nicht auf Teppichen oder weichen Unterlagen platzieren.

### KORREKTE STEHPPOSITION



Korrekte Messung



Die Füße stehen zu weit auseinander oder zu nah am Rand, was zu ungenauen Messwerten führt.

### ANLEITUNG

Installation der App

Die App „Unique Health“ im App-Store suchen, herunterladen und installieren oder den QR-Code scannen, um sie im Browser zu öffnen.


Unten befinden sich die QR-Codes zum Download der App.




Bluetooth am Smartphone aktivieren und die „Unique Health“-App öffnen, um zur Startoberfläche zu gelangen; beim ersten Start muss die Nutzungsvereinbarung akzeptiert werden.

Vor dem Koppeln und Verwenden kurz auf die Waage steigen, damit das Display aktiviert wird, und sicherstellen, dass Bluetooth und Standortfunktion eingeschaltet sind.

In der App zur Startseite wechseln und anmelden/registrieren. Beim ersten Gebrauch die persönlichen Nutzerdaten korrekt eingeben.



Nach dem Öffnen der App auf „Meine Geräteverwaltung“ tippen und prüfen, ob das Gerät bereits verbunden ist.



## MESSUNG AUF DER WAAGE

Einheiten- und Sprachwechsel

Nachdem die App mit der Waage verbunden ist, in das Menü „Allgemeine Einstellungen“ wechseln, um Maßeinheit und Sprache zu ändern.

## BENUTZERWECHSEL

Ein Wechsel zwischen verschiedenen Nutzern ist möglich, indem man auf den Pfeil neben dem Profilbild oben links auf der Dashboard-Seite tippt.

## WIEGEMETHODEN

Direkt auf die Waage steigen.

Den Anzeigen auf der Waage folgen und stehen bleiben, bis alle Werte erfasst wurden; anschließend werden die Daten auf dem Display angezeigt.

Für eine ausführliche Ansicht oder zur späteren Einsicht in die Messwerte im „Verbundene Geräte“-Bereich die Geräteseite öffnen, „Waagedaten synchronisieren“ auswählen und nach erfolgreicher Synchronisation auf das farbige Hauptsymbol tippen, um die Detailansicht zu öffnen.

In der App im Bereich „Verbundenes Gerät“ auf „Gewicht messen“ tippen.  
Bitte beachten: Für diese Methode muss das Display der Waage aktiviert sein, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Während der Messung ruhig und stabil stehen bleiben, bis alle Werte erfasst sind. Danach wechselt die Anzeige automatisch zu den Messergebnissen. Durch Antippen einzelner Messwerte können detaillierte Erklärungen sowie Empfehlungen angezeigt werden.

Zu Ihrer körperlichen Sicherheit öffnen oder manipulieren Sie die inneren Teile des Produkts nicht selbst. Bei Problemen mit der Funktionsweise Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den technischen Service von Priton. Das Team führt alle erforderlichen Eingriffe stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsmaßnahmen durch.

### **Garantiepolitik**

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet [www.priton.com](http://www.priton.com) zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

## LA TRASTIENDA DIGITAL

Basauri, Cervantes 49, 1. Etage, PLZ 48970, Vizcaya, Spanien

Tel.: 0034 94 431 77 30

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers La Trastienda Digital SL, Inhaber der Marke PRIXTON, mit Sitz in Avenida Cervantes 49, Modul 25, Basauri 48970, Bizkaia, ausgestellt und erklärt, dass das nachstehend beschriebene Funkgerät:

Marke: PRIXTON

Modell: BODY METRIC BC400

Hauptmerkmale: Home

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das beschriebene Produkt in der gelieferten Ausführung der Richtlinie für Funkanlagen (2014/53/EU) entspricht und die CE-Kennzeichnung trägt.

Das beschriebene Produkt wurde bewertet und als konform mit den folgenden Normen befunden:

EMV

Artikel 3.1 (b)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Funk

Artikel 3.2

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Gesundheit und Sicherheit

Artikel 3.1 (a)

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Wir erklären hiermit, dass die oben aufgeführten Produkte allen einschlägigen europäischen Normen und Vorschriften entsprechen und keine verbotenen Stoffe enthalten, wie im REACH-Reglement (EG) Nr. 1907/2006 und seinen Änderungen angegeben.

Die Produkte enthalten keine Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 % (Gewichtsprozent) gemäß der REACH-Kandidatenliste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC).

Unterzeichnet für und im Namen von:

Mit freundlichen Grüßen,

Luis González Escribano

Geschäftsführer

Datum und Ort: 05/11/2025 Basauri, Vizcaya



## TESTONDERDELEN

Gewicht, visceraal vet, BMI, BMR, vetpercentage, spiermassa, lichaamswaterpercentage, botmassa, eiwit, obesiteitsklasse, onderhuids vetpercentage, vetvrije massa, lichaamstype, standaardgewicht.

## WERKINGSPRINCIPE

Dit apparaat werkt op basis van bio-elektrische impedantieanalyse (BIA). Het maakt gebruik van een moderne technologie om de lichaamsimpedantie te meten, wat zorgt voor nauwkeurigere resultaten. De methode berust op het feit dat lichaamsvet geen geleider is, terwijl spieren en water dat wel zijn. Door de bio-impedantie te meten, kan de lichaamssamenstelling worden berekend.

## PRODUCTSPECIFICATIES

Weegbereik: 0,1 ~ 180 kg  
 Batterijen: 4×AAA  
 Eenheid: kg/lb  
 Nettogewicht: 1,6 kg  
 Minimumgewicht: 5 kg ± 1 kg  
 Schaaldeling: 0,1 kg / 0,2 lb  
 Afmetingen: 300×300×33 mm  
 Bedrijfstemperatuur: -10° tot 50°

## DISPLAYBESCHRIJVING

			
Normaal	Weegschaal niet verbonden met de telefoon, BT knippert.	Onvoldoende batterijniveau, vervang de batterij.	“Err” weergegeven, overbelasting tijdens het wegen.

## BATTERIJPLAATSING

Open het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal en plaats de batterijen in de juiste richting volgens de polariteitsaanduiding. Wanneer “Lo” op het scherm verschijnt, moeten de batterijen tijdig worden vervangen. Als de weegschaal langere tijd niet wordt gebruikt, de batterijen verwijderen om schade door lekkende vloeistof te voorkomen.

## AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Wanneer het apparaat niet wordt bediend, schakelt het na 10 seconden automatisch uit. Bij overbelasting boven het maximale bereik verschijnt “Err” op het scherm; na 5 seconden schakelt het apparaat automatisch uit. De weegschaal schakelt ook automatisch uit in het geval van een fout bij de vetmeting.

## OPTIMALE OPPERSLAG

Uit direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen houden. Vermijd hoge temperaturen. Niet in een vochtige omgeving plaatsen.

## NOUWKEURIGHEIDSFOUT

0.5-49.9kg±0.2kg	50.0-99.9kg±0.3kg
100.0-149.9kg±0.4kg	150.0-180.0kg±0.5kg

## TOEPASSINGSGEBIED

De meetgegevens van de weegschaal zijn uitsluitend bedoeld als referentie en mogen niet voor medische doeleinden worden gebruikt.

Dit product is voornamelijk geschikt voor thuisgebruik. De verschillende lichaamsanalysegegevens zijn gebaseerd op de analyse van biometrische informatie.

## REINIGING VAN HET PRODUCT

Bij vuil reinigen met een zachte doek die licht is bevochtigd met water, daarna droogwrijven met een droge doek.

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees de veiligheidsinstructies vóór gebruik.

**Het gebruik van dit product is verboden voor zwangere vrouwen en voor personen met medische implantaten, zoals pacemakers, kunstlongen of draagbare ECG-apparaten.**

Bij het meten van het lichaamsvetpercentage loopt er een zwakke elektrische stroom door het lichaam, die de werking van medische implantaten kan verstoren en ernstige gevolgen kan hebben.

**Gebruik dit product niet op gladde oppervlakken of vloeren.**

Een gladde weegschaal kan leiden tot uitglijden en letsel.

**Gebruik geen inferieure, niet-conforme of beschadigde batterijen.**

Dergelijke batterijen kunnen schade veroorzaken aan de slimme lichaamsvetweegschaal.

**Wanneer batterijen leeg zijn of moeten worden weggegooid, deze op de juiste wijze afvoeren volgens de geldende regionale voorschriften.**


## OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK

Om de nauwkeurigheid van metingen te waarborgen, zo veel mogelijk op hetzelfde tijdstip en onder dezelfde omstandigheden meten, en vermijd metingen in de volgende situaties:

- Na intensieve lichaamsbeweging
- Na een bad of saunabezoek
- Na eten of drinken
- Na het drinken van veel water of alcohol
- Tijdens een verkoudheid of koorts

Het volgende is de aanbevolen meetperiode — probeer elke dag op hetzelfde moment en onder dezelfde omstandigheden te meten.

Meting:



Vasten vóór het ontbijt    Vasten vóór de lunch    Gemeten nuchter vóór het avondeten

De meting dient blootvoets te worden uitgevoerd, met de voeten iets uit elkaar, het lichaam rechtop, en bij voorkeur alleen gekleed in ondergoed.


Jongeren onder de 18 jaar zitten in een snelle groeifase; daarom zijn de meetwaarden alleen ter referentie.

Het lichaamsvetpercentage van personen die kunstmatige dialyse ondergaan, personen met vochtophoping en ouderen boven de 80 jaar wijkt af van dat van de algemene bevolking. Daarom wordt aanbevolen de gemeten waarden uitsluitend als richtlijn te gebruiken.


### JUISTE MEETMETHODE

Plaats het apparaat op een harde, vlakke ondergrond, niet op tapijt of andere zachte oppervlakken, omdat dit onnauwkeurige metingen veroorzaakt.

Voor elke meting de weegschaal op nul zetten. Methode: plaats kort één voet op het oppervlak van de weegschaal en stap er weer af; het scherm keert automatisch terug naar 0,0 kg.




Plaats de weegschaal op een harde, vlakke vloer.



Plaats deze niet op tapijt of zachte ondergronden.

### JUISTE STA-HOUDING



Juiste meting



De voeten staan te ver uit elkaar of te dicht bij de rand, wat onnauwkeurige metingen veroorzaakt.

### INSTRUCTIES

Installatie van de app

Zoek de app “Unique Health” in de app-store om te downloaden en te installeren, of scan de QR-code om deze in de browser te openen.


Hieronder staan de QR-codes om de app te downloaden.




Bluetooth op de smartphone inschakelen en de “Unique Health”-app openen om naar het startscherm te gaan; bij eerste gebruik moet de gebruikersovereenkomst worden geaccepteerd.

Voordat u verbinding maakt en de weegschaal gebruikt, kort op het oppervlak van de weegschaal stappen om het scherm te activeren, en controleren of Bluetooth en locatie (GPS) zijn ingeschakeld.

Ga in de app naar de startpagina en log in of registreer. Stel bij het eerste gebruik de juiste persoonlijke gegevens voor de gebruiker in.



Na het openen van de app op “Mijn apparaatbeheer” tikken en controleren of het apparaat al is gekoppeld.



## METING OP DE WEEGSCHAAL

Eenheden & Taal instellen

Nadat de mobiele app met de weegschaal is verbonden, naar “Algemene instellingen” gaan om de meeteenheid en de taal te wijzigen.

## GEBRUIKER WISSELEN

U kunt van gebruiker wisselen door op de pijl naast de profielfoto linksboven op de Dashboard-pagina te tikken.

## WEEGMETHODEN

Rechtstreeks op de weegschaal gaan staan.

Volg de aanwijzingen op het scherm en blijf stilstaan tot alle indicatoren zijn gemeten; daarna kunt u de gegevens op de weegschaal bekijken.

Als u later een gedetailleerde uitleg wilt bekijken of de gegevens opnieuw wilt raadplegen, open dan via “Gekoppeld apparaat” de apparaatpagina, tik op “Wegschaalgegevens synchroniseren” en na een geslaagde synchronisatie op het gekleurde hoofdicoon om de details te zien.

In de app bij "Gekoppeld apparaat" op "Gewicht meten" tikken.

Let op: voor deze methode moet het scherm van de weegschaal eerst worden geactiveerd zodat de verbinding tot stand kan komen. Blijf stabiel staan tot alle indicatoren zijn gemeten. Daarna schakelt de interface automatisch over naar de meetresultaten. Door op afzonderlijke indicatoren te tikken, kunt u de details bekijken, samen met toelichtingen en aanbevelingen.

Voor uw fysieke veiligheid, open of manipuleer de interne onderdelen van het product niet zelf. Neem bij problemen met de werking van uw product contact op met de technische dienst van Priton. Hun team zal de nodige ingrepen uitvoeren, altijd met inachtneming van de hoogste veiligheidsmaatregelen.

### **Garantiebeleid**

Dit product valt onder het garantie- en consumentenrecht dat geldt in het land van aankoop. Als u een probleem ondervindt dat niet kan worden opgelost, gaat u naar [www.priton.com](http://www.priton.com) en klikt u op de contactoptie om ons uw ondersteuningsformulier te sturen. De elektrische en technische specificaties die hier worden vermeld, komen overeen met typische apparaten en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om een beter product aan te bieden.

## LA TRASTIENDA DIGITAL

Basauri, Cervantes 49, 1e verdieping, PC 48970, Vizcaya, Spanje  
Tel.: 0034 94 431 77 30

### CONFORMITEITSVERKLARING

Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant, La Trastienda Digital SL, eigenaar van het merk PRIXTON, gevestigd aan Avenida Cervantes 49, module 25, Basauri 48970, Bizkaia, en verklaart dat het hieronder beschreven type radioapparatuur:

Merk: PRIXTON  
Model: BODY METRIC BC400  
Belangrijkste kenmerken: Thuis

Wij verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het beschreven product zoals geleverd in overeenstemming is met de Richtlijn Radioapparatuur (2014/53/EU) en is voorzien van de CE-markering.

Het beschreven product is beoordeeld en voldoet aan de volgende normen:

EMC

Artikel 3.1 (b)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

Radio

Artikel 3.2

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Gezondheid en Veiligheid

Artikel 3.1 (a)

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Wij verklaren hierbij dat de hierboven vermelde producten voldoen aan alle relevante Europese normen en voorschriften en geen verboden stoffen bevatten, zoals beschreven in de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de daaropvolgende wijzigingen.

De producten bevatten geen enkele stof in een concentratie van meer dan 0,1% gewicht per gewicht volgens de REACH-kandidatenlijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (SVHC).

Ondertekend namens en in opdracht van:

Met vriendelijke groet,  
Luis González Escribano  
Algemeen directeur

Datum en plaats: 05/11/2025 Basauri, Vizcaya



# PRIXTON

