


PRIXTON BODY METRIC BC500



BÁSCULA CORPORAL BODY SCALE

INDEX

ES	3
EN	8
PT	13
FR	18
IT	23
DE	28
NL	33

ELEMENTOS DE PRUEBA

Peso, grasa visceral, IMC, TMB, adiposidad, masa muscular, porcentaje de agua corporal, masa ósea, proteínas, grado de obesidad, porcentaje de grasa subcutánea, peso desprovisto de grasa, tipo corporal, peso estandarizado.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Este dispositivo funciona según el principio de la impedancia bioeléctrica (BIA). Utiliza una nueva tecnología para medir la impedancia corporal, lo que hace que los resultados de la medición sean más precisos. El método de resistencia corporal se basa en el hecho de que la grasa corporal no es conductora, mientras que los músculos y el agua sí lo son, y la composición del cuerpo humano puede calcularse midiendo la bioimpedancia corporal.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Rango de pesaje: 0,1-220 kg

Unidad: kg/lb

Peso neto: 1 kg

Peso mínimo: 5 kg $\pm$ 1 kg

Valor de graduación: 0,1 kg / 0,2 lb

Tamaño del producto: 320 x 350 x 25,0 mm

Temperatura de funcionamiento: -10 °C-50 °C

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA

			
Normal	La báscula no está conectada al teléfono móvil; el símbolo BT	Alimentación insuficiente; sustituya la pila.	Se muestra «Err»: sobrecarga de la báscula.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Abra el compartimento de las pilas situado en la parte inferior de la báscula e introduzca las pilas respetando la orientación correcta de los contactos. Cuando aparezca «Lo» en la pantalla, sustituya las pilas lo antes posible. Si la báscula no se va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo, retire las pilas para evitar la corrosión de la báscula provocada por posibles fugas de líquido de las pilas.

APAGADO AUTOMÁTICO

Si no se realiza ninguna operación, el producto se apagará automáticamente después de 5 segundos. El producto se apagará automáticamente si se produce un error en la medición de la grasa corporal.

MÉTODO DE ALMACENAMIENTO ÓPTIMO

Mantener alejado de la luz solar directa y de objetos sobrecalentados. Mantener alejado de temperaturas elevadas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los datos de medición de la báscula son únicamente orientativos y no deben utilizarse con fines médicos.
Este producto está destinado principalmente al uso doméstico. Los diferentes datos sobre la composición corporal se obtienen mediante el análisis de la información relacionada con los parámetros corporales.

MÉTODOS DE LIMPIEZA DEL PRODUCTO

Cuando esté sucio, límpielo con un paño suave humedecido con agua y, a continuación, séquelo con un paño seco.

-  **Está prohibido utilizar este producto durante el embarazo y en personas que lleven dispositivos médicos en el cuerpo, como marcapasos, pulmones artificiales y electrocardiógrafos portátiles.**
Al utilizar este producto para medir el porcentaje de grasa corporal, una corriente eléctrica débil que atraviesa el cuerpo puede afectar al funcionamiento normal de los dispositivos médicos implantados, lo que podría provocar consecuencias graves.
-  **No utilice el producto sobre superficies o suelos resbaladizos.**
Una báscula resbaladiza puede hacer que se caiga y se lesione.
-  **No utilice pilas de baja calidad, que no cumplan las especificaciones o que estén dañadas.**
Las pilas que no cumplan las especificaciones pueden dañar la báscula inteligente de grasa corporal.
-  **Cuando las pilas estén agotadas o deban desecharse, elimínelas correctamente de acuerdo con la normativa vigente en su región.**


NOTAS SOBRE EL USO DEL PRODUCTO

Para garantizar la precisión de las mediciones, procure realizar las mediciones a la misma hora y en las mismas condiciones, y evite realizar mediciones en las siguientes situaciones:

- Después de realizar ejercicio intenso
- Después de un baño o una sauna
- Después de comer o beber
- Después de beber mucha agua o alcohol
- Durante un resfriado o con fiebre

A continuación se indica el periodo de medición recomendado. Procure realizar las mediciones todos los días a la misma hora y en las mismas condiciones.


Medición




Las mediciones deben realizarse descalzo, con los pies derecho e izquierdo separados, manteniendo el cuerpo erguido y, si es posible, llevando únicamente ropa interior.
Dado que los jóvenes menores de 18 años se encuentran en una etapa de rápido crecimiento, los datos son únicamente orientativos.
El porcentaje de grasa corporal de los pacientes sometidos a diálisis artificial, de las personas con síntomas de edema y de los mayores de 80 años difiere del de la población general, por lo que se recomienda utilizar el valor medido únicamente como referencia.

MÉTODO CORRECTO DE MEDICIÓN

Coloque el producto sobre un suelo duro y plano, no sobre una alfombra ni sobre otras superficies blandas, ya que esto puede provocar mediciones inexactas. Ponga la báscula a cero antes de cada medición. Método para poner a cero: pise ligeramente sobre la superficie de la báscula y, a continuación, bájese de ella. El número que aparece en la pantalla volverá automáticamente a 0,0 kg.




Coloque la báscula sobre un suelo duro y plano.




No coloque la báscula sobre alfombras ni superficies blandas.

POSTURA CORRECTA



Medición correcta



Los pies están demasiado separados o demasiado cerca del borde, lo que da lugar a mediciones inexactas.


INSTRUCCIONES

INSTALACIÓN DE LA APP


Busque la APP «Unique Health» en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla, o escanee directamente el código QR para abrirla en el navegador. A continuación se muestran los códigos QR para descargar la APP.



1. Active la opción BT del teléfono móvil y abra la APP «Unique Health» para acceder a la interfaz. Los usuarios que accedan por primera vez deberán aceptar el acuerdo de usuario antes de continuar.
2. Antes de realizar la conexión y utilizar la báscula, pise ligeramente sobre ella para que la pantalla se encienda y asegúrese de que las funciones BT y de localización GPS estén activadas.
3. Abra la APP, acceda a la página de inicio e inicie sesión o regístrese. En el primer uso, configure correctamente los parámetros personales del usuario actual.



4. Después de acceder a la interfaz de la APP, haga clic en (Mi)-(Gestión de dispositivos) y confirme si el dispositivo está vinculado.



MEDICIÓN EN LA BÁSCULA

CAMBIO DE UNIDAD E IDIOMA

Una vez que la APP del móvil esté conectada a la báscula, acceda a la interfaz de (Ajustes generales), donde podrá cambiar la unidad de medida y el idioma.

CAMBIO DE USUARIO

Puede cambiar de usuario haciendo clic en la flecha situada junto al avatar, en la parte superior izquierda de la página del Panel de control.

MÉTODOS DE PESAJE

1. Súbase directamente a la báscula.

Siga las indicaciones de la báscula y espere a que el indicador detecte la medición hasta que esta finalice. A continuación, podrá consultar la información de los datos correspondientes en la báscula. Si desea consultar información más detallada o revisar mediciones anteriores, acceda a «Dispositivo vinculado» para entrar en la página del dispositivo y haga clic en (Sincronizar datos de la báscula). Una vez realizada la sincronización correctamente, haga clic directamente en el icono principal del círculo de colores para consultar los detalles.

2. Haga clic en (Medir peso) en «Dispositivo vinculado» de la APP. Tenga en cuenta que, para utilizar este método, es necesario encender la superficie de la báscula para obtener el estado de conexión. Manténgase quieto hasta que finalice la medición. Una vez completada, la interfaz cambiará automáticamente a los resultados de la medición. Haga clic en los indicadores específicos para consultar en detalle los datos, sus explicaciones y las recomendaciones.

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.7 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración ue de conformidad simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

Marca: Prixton

Modelo: Body Metric BC500

Descripción: Báscula

Categoría: Hogar

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

TEST ITEM

Weight, visceral fat, BMI, BMR, adiposity, muscle mass, body water percentage, bone mass, protein, obesity class, subcutaneous fat percentage, deffated weight, body type, standardized weight.

PRINCIPLE OF OPERATION

This device works on the principle of bioresistive impedance (BIA). It utilizes a new technology to test the body impedance, which makes the measurement results more accurate. The body resistance method is baed on the fact that body fat is not a conductor, but muscle and water are, and the composition of the human body can be calculated by measuring the body's bioresistance.

PRODUCT SPECIFICATION

Weighing range: 0.1-220kg
Unit: kg/lb
Net weight: 1kg
Minimum weight: 5kg±1kg
Graduated value: 0.1kg / 0.2lb
Product size: 320x350x25.0mm
Working temperature: -10°-50°

DISPLAY DESCRIPTION

			
Normal	Scale not connected to cell phone, blinking BT	Insufficient power, please replace the battery	Err displayed, weighing overload

BATTERY SETUP

Open the battery compartment in the bottom case of the scale and insert the batteries in the correct orientation of the battery tabs. When “Lo” is displayed on the screen, please replace the batteries in time. If the scale is not used for a long time, please take out the batteries to avoid corrosion of the scale by leaking liquid from the batteries.

AUTOMATIC SHUTDOWN

If there is no operation, the product will shut down automatically after 5 seconds. The product will shut down automatically if there is a fat measurement error.

OPTIMAL STORAGE METHOD

Keep out of direct sunlight and away from overheated objects. Keep away from high temperatures.
Do not place in a humid environment.

SCOPE OF APPLICATION

Measurement data from the scale is for reference only and should not be used for medical purposes.
This product is mainly suitable for home use. Various body composition data are derived from the analysis of human body sign information.

Product Cleaning Methods

When dirty, wipe with a soft cloth moistened with water, then dry with a dry cloth.

Safety Precautions

Read the safety precautions before use.

-  **The use of this product is prohibited for pregnant wome and those with medical devices such as pacemakers, artificial lungs, and wearable electrocardiographs in their bodies.**
When using this product to measure body fat percentage, a weak electric current passing through the body may affect the normal operation of medical devices in the body, leading to serious consequences.
-  **Do not use the product on slippery surfaces or floors.**
Slippery scales may cause you to fall and get hurt.
-  **Do not use inferior, substandard or broken batteries.**
Substandard batteries have the potential to damage your smart body fat scale.
-  **When old batteries or scrapped, please dispose of them properly according to the relevant regulations in your region.**


NOTES ON THE USE OF THE PRODUCT

In order to ensure the accuracy of the measurement, please try to measure at the same time, under the same conditions, and avoid measuring under the following conditions:

- After strenuous exercise
- After a bath or sauna
- After eating or drinking
- After drinking a lot of water or alcohol
- In the midst of a cold or fever

The following is the recommended measurement period, try to keep the same time and conditions every day.

Measurement




Measurements should be taken barefoot, with the right and left feet apart, while keeping the body straight, and wearing only underwear if possible.
As young people undedr the age of 18 are in a rapid growth period, the data are for reference only.
The body fat percentage of patients on artificial dialysis, patients with symptoms of swelling, and elderly people over 80 years of age is different from that of the general population, so it is recommended to use the measured value as a reference only.

PROPER MEASURING METHOD


Please place the product on a hard, flat floor, not on carpet or other soft surfaces, as this will cause inaccurate measurements.

Clear the zero before each measurement.

Zeroing method: step lightly on the scale surface and then step off the scale, the number on the screen will automatically return 0.0KG.




Place the scale on a hard, flat floor



Do not place on carpeted or soft floors

PROPER STANDING



Proper measurement



The feet are too far apart or close to the edge, resulting in inaccurate measurements.

INSTRUCTIONS


APP installation

Search “Unique Health” APP from the app store to download and install or directly scan the QR code to open it in the browser.


Below are the QR codes for downloading the app.



1. Turn on the BT option of the mobile phone, open the “Unique Health” App to enter the interface, first-time users need to choose to accept the user agreement before continuing.
2. Before connecting and using, please lightly step on the scale body to make the screen light up, and make sure that the BT and GPS positioning are turned on.
3. Use the APP, enter the home page, and log in/register. For the first time use, please set the correct personal parameters for the current user.



4. After entering the App interface, click (My)-(device management) and please confirm whether the device has been bound.



MEASUREMENT ON THE SCALE

Unit & Language Conversion

After the mobile APP is connected to the scale end, enter the (General setting) interface, and you can switch the measurement unit and language.

USER SWITCH

It can switch between users by clicking the arrow next to the avatar at the top left of the Dashboard page.

WEIGHING METHODS

1. Stand directly on the scale.

Follow the prompts on the scale and wait for the indicator to be detected until the measurement is completed, then you can view the relevant data information on the scale. If you want to further view the detailed explanation or look back, then in the "bound device" to enter the device page, click on the (Sync scale data), after successful synchronization, directly click on the main icon of the colourful circle to view the details.

2. Click (measure weight) in "bound device" on APP. Please note that this method needs to light up the scale surface in order to get the connection status, please keep standing steadily before the indicator measurement is completed, after the completion of the interface will automatically switch to the measurement results, click on the specific indicators can be viewed in detail and explain the data and suggestions.

Warranty Policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

Brand: Prixton

Model: Body Metric BC500

Description: Scale

Category: Home

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

ITEM DE TESTE

Peso, gordura visceral, IMC, TMB, adiposidade, massa muscular, percentagem de água corporal, massa óssea, proteína, classe de obesidade, percentagem de gordura subcutânea, peso sem gordura, tipo de corpo, peso normalizado.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

Este dispositivo funciona segundo o princípio da impedância bioelétrica (BIA). Utiliza uma nova tecnologia para testar a impedância corporal, o que torna os resultados da medição mais precisos. O método da resistência corporal baseia-se no facto de a gordura corporal não ser um condutor, enquanto os músculos e a água o são, e a composição do corpo humano pode ser calculada através da medição da bioresistência corporal.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Intervalo de pesagem: 0,1-220 kg

Unidade: kg/lb

Peso líquido: 1 kg

Peso mínimo: 5 kg±1 kg

Valor de graduação: 0,1 kg / 0,2 lb

Dimensões do produto: 320x350x25,0 mm

Temperatura de funcionamento: -10°-50°

DESCRIÇÃO DO VISOR

			
Normal	Balança não ligada ao telemóvel, BT a piscar	Alimentação insuficiente, substitua a pilha	"Err" apresentado, sobrecarga de peso

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

Abra o compartimento das pilhas na parte inferior da balança e coloque as pilhas na orientação correta, de acordo com as indicações dos terminais das pilhas. Quando "Lo" for apresentado no visor, substitua as pilhas atempadamente. Se a balança não for utilizada durante um longo período de tempo, retire as pilhas para evitar a corrosão da balança causada por fugas de líquido das pilhas.

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Se não houver qualquer operação, o produto desligar-se-á automaticamente após 5 segundos. O produto desligar-se-á automaticamente se ocorrer um erro na medição da gordura corporal.

MÉTODO DE ARMAZENAMENTO IDEAL

Manter afastado da luz solar direta e de objetos sobreaquecidos. Manter afastado de temperaturas elevadas.

Não colocar num ambiente húmido.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Os dados de medição da balança destinam-se apenas a referência e não devem ser utilizados para fins médicos.

Este produto é principalmente adequado para utilização doméstica. Os vários dados da composição corporal são obtidos através da análise das informações dos sinais do corpo humano.

Métodos de Limpeza do Produto

Quando estiver sujo, limpe com um pano macio humedecido com água e, em seguida, seque com um pano seco.

Precauções de Segurança

Leia as precauções de segurança antes da utilização.



A utilização deste produto é proibida a mulheres grávidas e a pessoas que tenham no corpo dispositivos médicos, como pacemakers, pulmões artificiais e eletrocardiógrafos portáteis.

Ao utilizar este produto para medir a percentagem de gordura corporal, uma corrente elétrica fraca que atravessa o corpo pode afetar o funcionamento normal dos dispositivos médicos existentes no corpo, podendo causar consequências graves.



Não utilize o produto em superfícies ou pisos escorregadios. Uma balança escorregadia pode fazer com que caia e se magoe.



Não utilize pilhas de baixa qualidade, fora das especificações ou danificadas.

As pilhas que não cumprem os requisitos podem danificar a sua balança inteligente de gordura corporal.



Quando as pilhas estiverem gastas ou forem descartadas, elimine-as corretamente de acordo com os regulamentos aplicáveis na sua região.


NOTAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Para garantir a precisão da medição, tente efetuar a medição sempre à mesma hora e nas mesmas condições, evitando realizar a medição nas seguintes situações:

- Após exercício físico intenso
- Após um banho ou sauna
- Após comer ou beber
- Após beber muita água ou álcool
- Durante uma constipação ou febre

Segue-se o período de medição recomendado. Tente manter a mesma hora e as mesmas condições todos os dias.

Medição



As medições devem ser efetuadas descalço, com os pés direito e esquerdo afastados, mantendo o corpo direito e, se possível, usando apenas roupa interior.

Como os jovens com menos de 18 anos se encontram num período de crescimento rápido, os dados destinam-se apenas a referência.


A percentagem de gordura corporal dos doentes submetidos a diálise, dos doentes com sintomas de edema e das pessoas idosas com mais de 80 anos é diferente da da população em geral, pelo que se recomenda utilizar o valor medido apenas como referência.

MÉTODO DE MEDIÇÃO CORRETO


Coloque o produto sobre um piso duro e plano, e não sobre carpetes ou outras superfícies macias, pois tal poderá causar medições imprecisas.

Efetue a reposição a zero antes de cada medição.

Método de reposição a zero: pise ligeiramente na superfície da balança e, em seguida, saia da balança. O valor apresentado no visor regressará automaticamente a 0,0 KG.



Coloque a balança sobre um piso duro e plano



Não coloque sobre carpetes ou pisos macios

POSTURA CORRETA



Medição correta



Os pés estão demasiado afastados ou demasiado próximos da extremidade, resultando em medições imprecisas.

INSTRUÇÕES


Instalação da aplicação

Pesquise a aplicação "Unique Health" na loja de aplicações para a descarregar e instalar, ou leia diretamente o código QR para a abrir no navegador.


Abaixo encontram-se os códigos QR para descarregar a aplicação.



1. Ative a opção BT do telemóvel e abra a aplicação “Unique Health” para aceder à interface. Na primeira utilização, é necessário aceitar o acordo do utilizador antes de continuar.
2. Antes de efetuar a ligação e utilizar a balança, pise ligeiramente sobre a balança para que o visor se acenda e certifique-se de que o BT e a localização por GPS estão ativados.
3. Utilize a aplicação, aceda à página inicial e inicie sessão/registe-se. Na primeira utilização, configure corretamente os parâmetros pessoais do utilizador atual.



4. Depois de aceder à interface da aplicação, clique em (Eu) - (Gestão de dispositivos) e confirme se o dispositivo está associado.



MEDIÇÃO NA BALANÇA

Conversão da Unidade e do Idioma

Depois de a aplicação móvel estar ligada à balança, aceda à interface (Definições gerais), onde poderá alterar a unidade de medição e o idioma.

MUDANÇA DE UTILIZADOR

Pode mudar de utilizador clicando na seta junto ao avatar, no canto superior esquerdo da página do Painel.

MÉTODOS DE PESAGEM

1. Suba diretamente para a balança.

Siga as indicações apresentadas na balança e aguarde até que o indicador seja detetado e a medição esteja concluída. Em seguida, poderá consultar as informações relevantes dos dados na balança. Se pretender consultar uma explicação mais detalhada ou rever os dados anteriores, aceda à página do dispositivo através de “Dispositivo associado”, clique em (Sincronizar dados da balança) e, após a sincronização ser concluída com sucesso, clique diretamente no ícone principal do círculo colorido para consultar os detalhes.

2. Clique em (Medir peso) em “Dispositivo associado” na aplicação. Tenha em atenção que este método requer que a superfície da balança esteja iluminada para obter o estado da ligação. Mantenha-se imóvel até que a medição indicada pelo indicador esteja concluída. Após a conclusão, a interface mudará automaticamente para os resultados da medição. Clique nos indicadores específicos para consultar detalhadamente os dados, as explicações e as recomendações.

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021

<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

Marca: Prixton

Modelo: Body Metric BC500

Descrição: Balança

Categoria: Casa

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

TEST ITEM

Poids, graisse viscérale, IMC, MB, adiposité, masse musculaire, pourcentage d'eau corporelle, masse osseuse, protéines, classe d'obésité, pourcentage de graisse sous-cutanée, poids sans graisse, type corporel, poids standardisé.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cet appareil fonctionne selon le principe de l'impédance bioélectrique (BIA). Il utilise une nouvelle technologie pour mesurer l'impédance corporelle, ce qui rend les résultats de mesure plus précis. La méthode de mesure de la résistance corporelle est basée sur le fait que la graisse corporelle n'est pas conductrice, contrairement aux muscles et à l'eau, et que la composition du corps humain peut être calculée en mesurant la bio-résistance corporelle.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Plage de pesée : 0,1-220 kg

Unité : kg/lb

Poids net : 1 kg

Poids minimum : 5 kg $\pm$ 1 kg

Valeur de graduation : 0,1 kg / 0,2 lb

Dimensions du produit : 320 x 350 x 25,0 mm

Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

			
Normal	Balance non connectée au téléphone portable, remplacer les piles BT clignotant	Alimentation insuffisante, veuillez remplacer les piles	« Err » affiché, surcharge de la balance

INSTALLATION DES PILES

Ouvrez le compartiment à piles situé sous la balance et insérez les piles en respectant la polarité indiquée. Lorsque « Lo » s'affiche à l'écran, veuillez remplacer les piles dans les meilleurs délais. Si la balance n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez retirer les piles afin d'éviter que la fuite de liquide des piles ne provoque une corrosion de la balance.

ARRÊT AUTOMATIQUE

En l'absence d'utilisation, le produit s'éteint automatiquement après 5 secondes. Le produit s'éteint automatiquement en cas d'erreur de mesure de la graisse corporelle.

CONDITIONS DE STOCKAGE OPTIMALES

Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et des objets surchauffés. Tenir à l'écart des températures élevées.

Ne pas placer dans un environnement humide.

CHAMP D'APPLICATION

Les données de mesure fournies par la balance sont données à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins médicales.

Ce produit est principalement destiné à un usage domestique. Les différentes données relatives à la composition corporelle sont obtenues à partir de l'analyse des informations physiologiques du corps humain.

MÉTHODES DE NETTOYAGE DU PRODUIT

En cas de salissure, essuyez avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau, puis séchez avec un chiffon sec.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez les précautions de sécurité avant toute utilisation.



L'utilisation de ce produit est interdite aux femmes enceintes et aux personnes portant des dispositifs médicaux tels que des stimulateurs cardiaques, des poumons artificiels ou des électrocardiographes portables.

Lors de l'utilisation de ce produit pour mesurer le pourcentage de graisse corporelle, le faible courant électrique qui traverse le corps peut affecter le fonctionnement normal des dispositifs médicaux présents dans le corps et entraîner de graves conséquences.



N'utilisez pas le produit sur des surfaces ou des sols glissants. Une balance glissante peut vous faire tomber et vous blesser.



N'utilisez pas de piles de mauvaise qualité, non conformes aux normes ou endommagées.

Des piles non conformes peuvent endommager votre balance intelligente à impédancemétrie.



Lorsque les piles sont usagées ou mises au rebut, veuillez les éliminer correctement conformément à la réglementation en vigueur dans votre région.


REMARQUES CONCERNANT L'UTILISATION DU PRODUIT

Afin de garantir la précision des mesures, veuillez essayer d'effectuer les mesures à la même heure et dans les mêmes conditions, et évitez de prendre des mesures dans les situations suivantes :

- Après un exercice physique intense
- Après un bain ou une séance de sauna
- Après avoir mangé ou bu
- Après avoir consommé une grande quantité d'eau ou d'alcool
- En cas de rhume ou de fièvre

La période de mesure recommandée est indiquée ci-dessous. Essayez de conserver la même heure et les mêmes conditions chaque jour.

Mesure



Les mesures doivent être effectuées pieds nus, en gardant les pieds droit et gauche écartés, le corps bien droit et, si possible, en portant uniquement des sous-vêtements.

Étant donné que les jeunes de moins de 18 ans sont en période de croissance rapide, les données sont fournies à titre indicatif uniquement.

Le pourcentage de graisse corporelle des patients sous dialyse artificielle, des patients présentant des symptômes d'œdème et des personnes âgées de plus de 80 ans diffère de celui de la population générale. Il est donc recommandé d'utiliser la valeur mesurée uniquement à titre indicatif.

MÉTHODE DE MESURE APPROPRIÉE


Veuillez placer le produit sur un sol dur et plat, et non sur un tapis ou toute autre surface souple, car cela pourrait entraîner des mesures imprécises.

Remettez à zéro avant chaque mesure.

Méthode de mise à zéro : montez légèrement sur la surface de la balance, puis descendez. Le chiffre affiché à l'écran revient automatiquement à 0,0 kg.




Placez la balance sur un sol dur et plat.




Ne pas placer sur un tapis ou une surface souple.

POSITION DEBOUT CORRECTE



Mesure correcte



Les pieds sont trop écartés ou trop proches du bord, ce qui entraîne des mesures imprécises.

INSTRUCTIONS


Installation de l'application

Recherchez l'application « Unique Health » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer, ou scannez directement le code QR pour l'ouvrir dans le navigateur.


Vous trouverez ci-dessous les codes QR permettant de télécharger l'application.



1. Activez l'option BT du téléphone portable, ouvrez l'application « Unique Health » pour accéder à l'interface. Lors de la première utilisation, les utilisateurs doivent accepter l'accord utilisateur avant de poursuivre.
2. Avant la connexion et l'utilisation, montez légèrement sur la balance afin d'allumer l'écran, et assurez-vous que le BT et la localisation GPS sont activés.
3. Ouvrez l'application, accédez à la page d'accueil, puis connectez-vous ou inscrivez-vous. Lors de la première utilisation, veuillez renseigner correctement les paramètres personnels de l'utilisateur actuel.



4. Après avoir accédé à l'interface de l'application, cliquez sur « Moi » - « Gestion des appareils » et vérifiez que l'appareil est bien associé.



MESURE SUR LA BALANCE

Conversion de l'unité et de la langue

Une fois l'application mobile connectée à la balance, accédez à l'interface « Paramètres généraux » pour modifier l'unité de mesure et la langue.

CHANGEMENT D'UTILISATEUR

Vous pouvez changer d'utilisateur en cliquant sur la flèche située à côté de l'avatar en haut à gauche de la page du tableau de bord.

MÉTHODES DE PESÉE

1. Montez directement sur la balance.

Suivez les indications affichées sur la balance et attendez que l'indicateur soit détecté jusqu'à la fin de la mesure. Vous pourrez alors consulter les informations relatives aux données sur la balance. Si vous souhaitez consulter plus en détail les résultats ou revoir les données, accédez à la page de l'appareil dans « Appareil associé », puis cliquez sur « Synchroniser les données de la balance ». Une fois la synchronisation réussie, cliquez directement sur l'icône principale en forme de cercle coloré pour consulter les détails.

2. Cliquez sur « Mesurer le poids » dans « Appareil associé » sur l'application.

Veillez noter que cette méthode nécessite d'allumer la surface de la balance afin d'établir l'état de la connexion. Restez immobile jusqu'à la fin de la mesure. Une fois la mesure terminée, l'interface basculera automatiquement vers les résultats de mesure. Cliquez sur les indicateurs spécifiques pour consulter en détail les données, leurs explications et les recommandations.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance.

Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration de conformité simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

Marque : Prixton

Modèle : Body Metric BC500

Description : Balance

Catégorie : Maison

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

ARTICOLO DEL TEST

Peso, grasso viscerale, BMI, metabolismo basale (BMR), adiposità, massa muscolare, percentuale di acqua corporea, massa ossea, proteine, classe di obesità, percentuale di grasso sottocutaneo, peso senza grasso, tipo di corporatura, peso standardizzato.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questo dispositivo funziona secondo il principio dell'impedenza bioelettrica (BIA). Utilizza una nuova tecnologia per testare l'impedenza corporea, che rende i risultati della misurazione più accurati. Il metodo della resistenza corporea si basa sul fatto che il grasso corporeo non è un conduttore, mentre i muscoli e l'acqua lo sono, e la composizione del corpo umano può essere calcolata misurando la bioresistenza corporea.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Intervallo di pesatura: 0,1-220 kg

Unità: kg/lb

Peso netto: 1 kg

Peso minimo: 5 kg±1 kg

Valore graduato: 0,1 kg / 0,2 lb

Dimensioni del prodotto: 320x350x25,0 mm

Temperatura di esercizio: -10°-50°

DESCRIZIONE DEL DISPLAY

			
Normale	Bilancia non collegata al cellulare, BT lampeggiante	Alimentazione insufficiente, sostituire la batteria	Viene visualizzato "Err", sovraccarico della bilancia

CONFIGURAZIONE DELLA BATTERIA

Aprire il vano batterie nella parte inferiore della bilancia e inserire le batterie rispettando la corretta polarità indicata dai contatti della batteria. Quando sul display viene visualizzato "Lo", sostituire tempestivamente le batterie. Se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare la corrosione della bilancia causata dalla fuoriuscita di liquido dalle batterie.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

In assenza di operazioni, il prodotto si spegne automaticamente dopo 5 secondi. Il prodotto si spegne automaticamente se si verifica un errore nella misurazione del grasso corporeo.

METODO DI CONSERVAZIONE OTTIMALE

Tenere lontano dalla luce solare diretta e da oggetti surriscaldati. Tenere lontano dalle alte temperature.

Non collocare in un ambiente umido.

AMBITO DI APPLICAZIONE

I dati di misurazione della bilancia sono esclusivamente a titolo di riferimento e non devono essere utilizzati per scopi medici.

Questo prodotto è principalmente destinato all'uso domestico. I diversi dati relativi alla composizione corporea sono ricavati dall'analisi dei parametri del corpo umano.

METODI DI PULIZIA DEL PRODOTTO

Quando è sporco, pulire con un panno morbido inumidito con acqua, quindi asciugare con un panno asciutto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Leggere le precauzioni di sicurezza prima dell'uso.



L'uso di questo prodotto è vietato alle donne in gravidanza e alle persone con dispositivi medici come pacemaker, polmoni artificiali ed elettrocardiografi indossabili all'interno del corpo.

Quando si utilizza questo prodotto per misurare la percentuale di grasso corporeo, una debole corrente elettrica che attraversa il corpo può influire sul normale funzionamento dei dispositivi medici presenti nel corpo, causando gravi conseguenze.



Non utilizzare il prodotto su superfici o pavimenti scivolosi. Le bilance scivolose possono causare cadute e lesioni.



Non utilizzare batterie di bassa qualità, non conformi agli standard o danneggiate.

Le batterie non conformi agli standard possono danneggiare la bilancia intelligente per la misurazione del grasso corporeo.



Quando le batterie sono scariche o devono essere smaltite, smaltirle correttamente in conformità alle normative vigenti nella propria regione.


NOTE SULL'UTILIZZO DEL PRODOTTO

Per garantire l'accuratezza della misurazione, cercare di effettuare la misurazione alla stessa ora e nelle stesse condizioni, evitando di effettuare la misurazione nelle seguenti condizioni:

- Dopo un'attività fisica intensa
- Dopo un bagno o una sauna
- Dopo aver mangiato o bevuto
- Dopo aver bevuto molta acqua o alcol
- In caso di raffreddore o febbre

Di seguito è riportato il periodo di misurazione consigliato; cercare di mantenere ogni giorno la stessa ora e le stesse condizioni.

Misurazione



Le misurazioni devono essere effettuate a piedi nudi, con il piede destro e il piede sinistro distanziati, mantenendo il corpo in posizione eretta e indossando, se possibile, solo la biancheria intima.

Poiché i giovani di età inferiore ai 18 anni si trovano in una fase di rapida crescita, i dati sono da considerarsi puramente indicativi.


La percentuale di grasso corporeo dei pazienti sottoposti a dialisi artificiale, dei pazienti con sintomi di edema e delle persone anziane di età superiore agli 80 anni è diversa da quella della popolazione generale; pertanto, si raccomanda di considerare il valore misurato esclusivamente come riferimento.

METODO DI MISURAZIONE CORRETTO


Posizionare il prodotto su un pavimento duro e piano, non su tappeti o altre superfici morbide, poiché ciò potrebbe causare misurazioni imprecise.

Azzerare la bilancia prima di ogni misurazione.

Metodo di azzeramento: salire leggermente sulla superficie della bilancia e poi scendere; il numero sul display tornerà automaticamente a 0,0 KG.




Posizionare la bilancia su un pavimento duro e piano




Non posizionare su tappeti o superfici morbide

POSIZIONE CORRETTA IN PIEDI



Misurazione corretta



I piedi sono troppo distanti tra loro o troppo vicini al bordo, causando misurazioni imprecise.

ISTRUZIONI


Installazione dell'APP

Cercare l'APP "Unique Health" nell'App Store per scaricarla e installarla oppure scansionare direttamente il codice QR per aprirla nel browser.


Di seguito sono riportati i codici QR per scaricare l'APP.



1. Attivare l'opzione BT del telefono cellulare, aprire l'APP "Unique Health" per accedere all'interfaccia; al primo utilizzo, è necessario accettare il contratto con l'utente prima di continuare.
2. Prima di effettuare la connessione e utilizzare il prodotto, salire leggermente sulla bilancia per accendere il display e assicurarsi che il BT e il servizio di localizzazione GPS siano attivati.
3. Utilizzare l'APP, accedere alla pagina iniziale ed effettuare il login/la registrazione. Al primo utilizzo, impostare correttamente i parametri personali dell'utente corrente.



4. Dopo aver effettuato l'accesso all'interfaccia dell'APP, fare clic su (Profilo)-(Gestione dispositivi) e verificare che il dispositivo sia stato associato.



MISURAZIONE SULLA BILANCIA

Conversione dell'unità di misura e della lingua

Dopo aver collegato l'APP del telefono cellulare alla bilancia, accedere all'interfaccia (Impostazioni generali), dove è possibile cambiare l'unità di misura e la lingua.

CAMBIO UTENTE

È possibile passare da un utente all'altro facendo clic sulla freccia accanto all'avatar in alto a sinistra nella pagina Dashboard.

METODI DI PESATURA

1. Salire direttamente sulla bilancia.

Seguire le indicazioni visualizzate sulla bilancia e attendere il rilevamento dell'indicatore fino al completamento della misurazione; quindi sarà possibile visualizzare le relative informazioni sulla bilancia. Se si desidera visualizzare ulteriori dettagli o consultare nuovamente i risultati, accedere alla pagina del dispositivo tramite (Dispositivo associato), fare clic su (Sincronizza dati della bilancia) e, al termine della sincronizzazione, fare clic direttamente sull'icona principale del cerchio colorato per visualizzare i dettagli.

2. Fare clic su (Misura peso) in "Dispositivo associato" nell'APP. Si noti che per utilizzare questo metodo è necessario attivare il display della bilancia per stabilire lo stato della connessione. Rimanere fermi fino al completamento della misurazione; al termine, l'interfaccia passerà automaticamente ai risultati della misurazione. Fare clic sui singoli indicatori per visualizzare e consultare in dettaglio i dati e i relativi suggerimenti.

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

Marca: Prixton

Modello: Body Metric BC500

Descrizione: Bilancia

Categoria: Casa

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

TESTELEMENTE

Gewicht, viszerales Fett, BMI, BMR, Adipositas, Muskelmasse, Körperwasseranteil, Knochenmasse, Protein, Adipositas-Klasse, subkutanen Fett, fettfreies Gewicht, Körpertyp, Standardgewicht.

FUNKTIONSWEISE

Dieses Gerät arbeitet nach dem Prinzip der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA). Es verwendet eine neue Technologie zur Messung der Körperimpedanz, wodurch die Messergebnisse genauer werden. Die Methode zur Bestimmung des Körperwiderstands basiert auf der Tatsache, dass Körperfett kein Leiter ist, während Muskeln und Wasser leitfähig sind. Durch die Messung des bioelektrischen Körperwiderstands kann die Zusammensetzung des menschlichen Körpers berechnet werden.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Wiegebereich: 0,1–220 kg

Einheit: kg/lb

Nettogewicht: 1 kg

Mindestgewicht: 5 kg ± 1 kg

Teilungswert: 0,1 kg / 0,2 lb

Produktgröße: 320 x 350 x 25,0 mm

Betriebstemperatur: -10 °C–50 °C

BESCHREIBUNG DES DISPLAYS

Normal	Waage nicht mit dem Mobiltelefon verbunden, BT blinkt.	Unzureichende Stromversorgung, bitte Batterie austauschen.	„Err“ wird angezeigt, Überlastung der

BATTERIEEINSETZEN

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite der Waage und legen Sie die Batterien entsprechend der korrekten Ausrichtung der Batteriekontakte ein. Wenn „Lo“ auf dem Display angezeigt wird, tauschen Sie die Batterien bitte rechtzeitig aus. Wenn die Waage längere Zeit nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterien heraus, um eine Beschädigung der Waage durch auslaufende Batterieflüssigkeit zu vermeiden.

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

Wenn keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Produkt nach 5 Sekunden automatisch aus. Das Produkt schaltet sich automatisch aus, wenn bei der Fettmessung ein Fehler auftritt.

OPTIMALE LAGERUNG

Vor direkter Sonneneinstrahlung und überhitzten Gegenständen schützen. Von hohen Temperaturen fernhalten.

Nicht in einer feuchten Umgebung aufbewahren.

ANWENDUNGSBEREICH

Die von der Waage ermittelten Messdaten dienen nur als Referenz und dürfen nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.

Dieses Produkt ist hauptsächlich für den Heimgebrauch geeignet. Die verschiedenen Daten zur Körperzusammensetzung werden durch die Analyse von Informationen über die körperlichen Merkmale des menschlichen Körpers ermittelt.

REINIGUNGSMETHODEN DES PRODUKTS

Bei Verschmutzung mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend mit einem trockenen Tuch trockenreiben.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise.



Die Verwendung dieses Produkts ist für schwangere Frauen sowie für Personen mit medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, künstlichen Lungen und tragbaren Elektrokardiographen im Körper verboten.

Bei der Verwendung dieses Produkts zur Messung des Körperfettanteils kann ein schwacher elektrischer Strom, der durch den Körper fließt, die normale Funktion der im Körper befindlichen medizinischen Geräte beeinträchtigen und zu schwerwiegenden Folgen führen.



Verwenden Sie das Produkt nicht auf rutschigen Oberflächen oder Böden.

Eine rutschige Waage kann dazu führen, dass Sie stürzen und sich verletzen.



Verwenden Sie keine minderwertigen, nicht den Standards entsprechenden oder beschädigten Batterien.

Minderwertige Batterien können Ihre intelligente Körperfettwaage beschädigen.



Wenn die Batterien alt oder ausgedient sind, entsorgen Sie sie bitte ordnungsgemäß gemäß den geltenden Vorschriften in Ihrer Region.


NOTES ZUR VERWENDUNG DES PRODUKTS

Um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten, führen Sie die Messung möglichst immer zur gleichen Zeit und unter den gleichen Bedingungen durch. Vermeiden Sie Messungen unter folgenden Bedingungen:

- Nach anstrengender körperlicher Betätigung
- Nach einem Bad oder Saunagang
- Nach dem Essen oder Trinken
- Nach dem Trinken von viel Wasser oder Alkohol
- Während einer Erkältung oder bei Fieber

Im Folgenden finden Sie die empfohlenen Messzeiten. Versuchen Sie, die Messung jeden Tag zur gleichen Zeit und unter den gleichen Bedingungen durchzuführen.

Messung



Messungen sollten barfuß durchgeführt werden, wobei die Füße rechts und links voneinander getrennt stehen, der Körper aufrecht gehalten wird und möglichst nur Unterwäsche getragen wird.

Da sich junge Menschen unter 18 Jahren in einer Phase schnellen Wachstums befinden, dienen die Messdaten nur als Referenz.



Der Körperfettanteil von Patienten unter künstlicher Dialyse, Patienten mit Ödemen sowie älteren Menschen über 80 Jahren unterscheidet sich von dem der Allgemeinbevölkerung. Daher wird empfohlen, den gemessenen Wert nur als Referenz zu verwenden.

RICHTIGE MESSMETHODE

Bitte stellen Sie das Produkt auf einen harten, ebenen Boden und nicht auf einen Teppich oder eine andere weiche Oberfläche, da dies zu ungenauen Messergebnissen führen kann.

Setzen Sie die Waage vor jeder Messung auf Null.


Nullstellmethode: Treten Sie leicht auf die Waagenoberfläche und steigen Sie anschließend wieder von der Waage. Die Anzeige auf dem Display kehrt automatisch auf 0,0 KG zurück.



Stellen Sie die Waage auf einen harten, ebenen Boden.

Nicht auf Teppichen oder weichen Böden aufstellen.

RICHTIGE STELLUNG



Proper measurement

Die Füße stehen zu weit auseinander oder zu nah am Rand, was zu ungenauen Messungen führt.

ANLEITUNG


APP-INSTALLATION

Suchen Sie im App Store nach der App „Unique Health“, um sie herunterzuladen und zu installieren, oder scannen Sie direkt den QR-Code, um die App im Browser zu öffnen.


Nachfolgend finden Sie die QR-Codes zum Herunterladen der App.



1. Schalten Sie die BT-Funktion des Mobiltelefons ein und öffnen Sie die „Unique Health“-App. Beim ersten Gebrauch müssen Sie zunächst die Benutzervereinbarung akzeptieren, bevor Sie fortfahren können.
2. Vor dem Verbinden und Verwenden treten Sie bitte leicht auf die Waage, damit sich das Display einschaltet. Stellen Sie sicher, dass BT und die GPS-Ortung aktiviert sind.
3. Öffnen Sie die APP, rufen Sie die Startseite auf und melden Sie sich an bzw. registrieren Sie sich. Bei der ersten Verwendung stellen Sie bitte die korrekten persönlichen Daten für den aktuellen Benutzer ein.



4. Öffnen Sie die App-Oberfläche, klicken Sie auf „(Mein Konto)“ – „(Geräteverwaltung“ und prüfen Sie, ob das Gerät bereits verbunden ist.



MESSUNG MIT DER WAAGE

EINHEITEN- UND SPRACHUMSTELLUNG

Nachdem die mobile APP mit der Waage verbunden wurde, rufen Sie die Oberfläche „(Allgemeine Einstellungen)“ auf. Dort können Sie die Maßeinheit und die Sprache ändern.

BENUTZERWECHSEL

Sie können zwischen den Benutzern wechseln, indem Sie auf den Pfeil neben dem Avatar oben links auf der Dashboard-Seite klicken.

WIEGEMETHODEN

1. Stellen Sie sich direkt auf die Waage.

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Waage und warten Sie, bis die Anzeige die Messung erfasst hat und die Messung abgeschlossen ist. Anschließend können Sie die entsprechenden Daten auf der Waage anzeigen. Wenn Sie weitere Details anzeigen oder frühere Messwerte ansehen möchten, gehen Sie unter „(Gebundenes Gerät)“ zur Geräteseite und klicken Sie auf „(Waagendaten synchronisieren)“. Nach erfolgreicher Synchronisierung klicken Sie direkt auf das Hauptsymbol des farbigen Kreises, um die Details anzuzeigen.

2. Klicken Sie in der APP unter „(Gebundenes Gerät)“ auf „(Gewicht messen)“. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Methode die Oberfläche der Waage aktiviert werden muss, um den Verbindungsstatus herzustellen. Bleiben Sie ruhig stehen, bis die Messung abgeschlossen ist. Nach Abschluss wechselt die Oberfläche automatisch zu den Messergebnissen. Durch Klicken auf die einzelnen Messwerte können Sie detaillierte Informationen, Erklärungen und Empfehlungen zu den Daten anzeigen.

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

Marke: Prixton

Modell: Body Metric BC500

Beschreibung: Waage

Kategorie: Haushalt

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europäischen Parlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

TESTITEM

Gewicht, visceraal vet, BMI, BMR, vetpercentage, spiermassa, lichaamswaterpercentage, botmassa, eiwit, obesiteitsklasse, percentage onderhuids vet, vetvrije massa, lichaamstype, gestandaardiseerd gewicht.

WERKINGSPRINCIPE

Dit apparaat werkt volgens het principe van bioresistieve impedantie (BIA). Het maakt gebruik van nieuwe technologie om de lichaamsimpedantie te meten, waardoor de meetresultaten nauwkeuriger zijn. De methode voor het meten van de lichaamsweerstand is gebaseerd op het feit dat lichaamsvet geen geleider is, terwijl spieren en water dat wel zijn. De samenstelling van het menselijk lichaam kan worden berekend door de bio-elektrische weerstand van het lichaam te meten.

PRODUCTSPECIFICATIES

Weegbereik: 0,1-220 kg

Eenheid: kg/lb

Nettogewicht: 1 kg

Minimumgewicht: 5 kg±1 kg

Schaalverdeling: 0,1 kg / 0,2 lb

Productafmetingen: 320x350x25,0 mm

Gebruikstemperatuur: -10°-50°

BESCHRIJVING VAN HET DISPLAY

			
Normaal	Weegschaal niet verbonden met mobiele telefoon, BT knippert	Onvoldoende batterijvermogen, vervang de batterij	Err wordt weergegeven, overbelasting van de weegschaal

BATTERIJEN PLAATSEN

Open het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal en plaats de batterijen met de juiste polariteit, zoals aangegeven bij de batterijcontacten. Wanneer "Lo" op het scherm wordt weergegeven, dient u de batterijen tijdig te vervangen. Als de weegschaal gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om corrosie van de weegschaal door lekkende batterijvloeistof te voorkomen.

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Als er geen bediening plaatsvindt, wordt het product na 5 seconden automatisch uitgeschakeld. Het product wordt automatisch uitgeschakeld als er een fout optreedt bij de vetmeting.

OPTIMALE OPSLAGMETHODE

Niet blootstellen aan direct zonlicht en uit de buurt houden van oververhitte voorwerpen. Uit de buurt van hoge temperaturen houden.

Niet in een vochtige omgeving plaatsen.

TOEPASSINGSGEBIED

De meetgegevens van de weegschaal zijn uitsluitend ter referentie en mogen niet voor medische doeleinden worden gebruikt.

Dit product is voornamelijk geschikt voor thuisgebruik. Verschillende gegevens over de lichaamssamenstelling worden verkregen door analyse van lichaamskenmerken.

REINIGINGSMETHODEN VOOR HET PRODUCT

Veeg het product bij vervuiling af met een zachte, met water bevochtigde doek en droog het vervolgens af met een droge doek.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de veiligheidsvoorschriften vóór gebruik.

-  **Het gebruik van dit product is verboden voor zwangere vrouwen en personen met medische hulpmiddelen, zoals pacemakers, kunstlongen en draagbare elektrocardiografen, in hun lichaam.**
Bij het gebruik van dit product om het lichaamsvetpercentage te meten, kan een zwakke elektrische stroom die door het lichaam gaat de normale werking van medische hulpmiddelen in het lichaam beïnvloeden, wat tot ernstige gevolgen kan leiden.
-  **Gebruik het product niet op gladde oppervlakken of vloeren.**
Een gladde weegschaal kan ertoe leiden dat u valt en zich verwondt.
-  **Gebruik geen batterijen van slechte kwaliteit, batterijen die niet aan de normen voldoen of beschadigde batterijen.**
Batterijen die niet aan de normen voldoen, kunnen uw slimme lichaamsvetweegschaal beschadigen.
-  **Wanneer batterijen oud of afgedankt zijn, dient u deze op de juiste manier af te voeren volgens de geldende voorschriften in uw regio.**


OPMERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Om de nauwkeurigheid van de meting te garanderen, dient u bij voorkeur op hetzelfde tijdstip en onder dezelfde omstandigheden te meten. Vermijd metingen onder de volgende omstandigheden:

- Na intensieve lichamelijke inspanning
- Na een bad of sauna
- Na het eten of drinken
- Na het drinken van veel water of alcohol
- Tijdens een verkoudheid of koorts

Hieronder wordt de aanbevolen meetperiode weergegeven. Probeer elke dag op hetzelfde tijdstip en onder dezelfde omstandigheden te meten.

Meting



De metingen moeten op blote voeten worden uitgevoerd, met de rechter- en linkervoet uit elkaar, terwijl u het lichaam recht houdt en indien mogelijk alleen ondergoed draagt.

Omdat jongeren onder de 18 jaar zich in een snelle groeifase bevinden, zijn de gegevens uitsluitend ter referentie.

Het lichaamsvetpercentage van patiënten die kunstmatige dialyse ondergaan, patiënten met symptomen van vochtophoping en ouderen van 80 jaar en ouder verschilt van dat van de algemene bevolking. Daarom wordt aanbevolen de gemeten waarde uitsluitend als referentie te gebruiken.

JUISTE MEETMETHODE


Plaats het product op een harde, vlakke vloer en niet op tapijt of andere zachte oppervlakken, omdat dit tot onnauwkeurige metingen kan leiden.

Stel vóór elke meting de nulwaarde in.

Methode voor het instellen van de nulwaarde: ga lichtjes op het oppervlak van de weegschaal staan en stap er vervolgens weer vanaf. Het getal op het scherm keert automatisch terug naar 0,0 KG.



Plaats de weegschaal op een harde, vlakke vloer




Plaats de weegschaal niet op tapijt of een zachte ondergrond

PROPER STANDING



Juiste meting



De voeten staan te ver uit elkaar of te dicht bij de rand, waardoor de metingen onnauwkeurig zijn.

INSTRUCTIES


APP-INSTALLATIE

Zoek de app "Unique Health" in de appstore om deze te downloaden en te installeren, of scan rechtstreeks de QR-code om de app in de browser te openen.


Hieronder staan de QR-codes voor het downloaden van de app.



1. Schakel de BT-functie van de mobiele telefoon in, open de “Unique Health”-app om de interface te openen. Nieuwe gebruikers dienen eerst akkoord te gaan met de gebruikersovereenkomst voordat ze verder kunnen gaan.
2. Stap vóór het verbinden en gebruiken lichtjes op de weegschaal zodat het scherm oplicht en zorg ervoor dat BT en de GPS-locatiebepaling zijn ingeschakeld.
3. Open de APP, ga naar de startpagina en log in of registreer u. Stel bij het eerste gebruik de juiste persoonlijke gegevens voor de huidige gebruiker in.



4. Ga na het openen van de APP-interface naar (Mijn)-(Apparaatbeheer) en controleer of het apparaat is gekoppeld.



METEN OP DE WEEGSCHAAL

Eenheid- en taalinstellingen

Nadat de mobiele APP met de weegschaal is verbonden, gaat u naar de interface (Algemene instellingen), waar u de meeteenheid en taal kunt wijzigen.

GEBRUIKER WISSELEN

U kunt tussen gebruikers wisselen door op de pijl naast de avatar linksboven op de Dashboard-pagina te klikken.

WEEGMETHODEN

1. Ga rechtstreeks op de weegschaal staan.

Volg de aanwijzingen op de weegschaal en wacht totdat de indicator de meting heeft gedetecteerd en de meting is voltooid. Vervolgens kunt u de relevante gegevens op de weegschaal bekijken. Als u de gedetailleerde uitleg verder wilt bekijken of eerdere metingen wilt terugkijken, gaat u naar "Gekoppeld apparaat" om de apparaatpagina te openen. Klik vervolgens op (Weegschaalgegevens synchroniseren). Na een succesvolle synchronisatie klikt u rechtstreeks op het hoofdicoon van de gekleurde cirkel om de details te bekijken.

2. Klik op (Gewicht meten) bij "Gekoppeld apparaat" in de APP. Let op: bij deze methode moet het oppervlak van de weegschaal worden geactiveerd om de verbindingstatus te verkrijgen. Blijf rustig en stabiel staan totdat de meting met de indicator is voltooid. Na voltooiing schakelt de interface automatisch over naar de meetresultaten. Klik op de specifieke indicatoren om de gegevens en de bijbehorende uitleg en aanbevelingen in detail te bekijken.

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

Merk: Prixton

Model: Body Metric BC500

Beschrijving: Weegschaal

Categorie: Huishouden

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

