


# PRIXTON

MGF100



**PISTOLA MASAJE**

**MASSAGE GUN**

---

## Declaración



Con el fin de reducir el riesgo de fallo, descarga eléctrica, lesiones, incendios, muerte y daños causados por el fuego, lea atentamente todas las instrucciones, consejos y advertencias de este manual antes de usar el producto.

### \*Advertencias y precauciones

1. Los menores no pueden usar este producto si tienen alguna lesión. Consulte a su médico antes de usar este dispositivo en caso de lesión muscular.
2. Está prohibido usar el producto sobre la piel si no está limpia y seca. Puede usarse sobre la ropa. Presione y mueva el dispositivo con suavidad durante 60 segundos, aproximadamente.
3. Está prohibido usar el dispositivo por encima del cuello y en partes con menos cobertura muscular o sobre huesos. Solo puede usarse sobre los tejidos blandos del cuerpo sin dolor o molestias.
4. No utilice el producto en hematomas o cuando sienta dolor o malestar.
5. No sumerja el producto en agua.
6. No acerque el dispositivo al fuego o a un foco de incendio.
7. No deje caer el producto de forma intencionada.
8. Los niños hasta 13 años deben usarlo con la supervisión de sus padres.
9. No desmonte el producto de ningún modo.
10. Mantenga los dedos, el pelo y otras partes del cuerpo alejadas del eje o del cabezal de masaje, ya que podrían quedar atrapadas.

### \*Advertencias y recordatorios

1. Mantenga el producto alejado de líquidos o fuentes de calor; mantenga el producto seco.
2. Después de cargarlo, desenchufe el cargador.
3. Use solo los cabezales que generen los mejores resultados.
4. Use el dispositivo siguiendo las instrucciones.
5. Se recomienda usar el cargador original para cargar la batería.
6. Compruebe el estado del dispositivo antes de cada uso.

### \* Información importante

Este producto no puede usarse en ninguna de las siguientes situaciones sin el consentimiento previo de un médico:

Personas con complicaciones relacionadas con el embarazo y la micción, neuropatía o lesión en la retina; personas que lleven un marcapasos o hayan sido operadas recientemente; personas que sufran de epilepsia o migraña, protuberancia del disco intervertebral, espondilolistesis, disección de la arteria vertebral o rigidez de la articulación del arco vertebral, que hayan sido sometidas a una operación reciente de reemplazo de articulaciones o UD, aguja de metal o placa de acero.

La presencia de estas afecciones no indica que no pueda usar el producto. Le sugerimos que consulte a su médico antes de usarlo. La investigación actual se centra en el entrenamiento con vibración para enfermedades específicas. Es probable que cure las anteriores contraindicaciones. La experiencia demuestra que, en muchos casos, la combinación de entrenamiento con vibración y la terapia de larga duración también es un modo de tratamiento. Debe aplicarse siguiendo los consejos o con la supervisión de un doctor, experto o fisioterapeuta.

## Descripción del producto



1. Potente motor sin escobillas con gran par, con una silenciosa tecnología de funcionamiento.
2. Disipador de calor metálico.
3. Los suaves cabezales personalizados proporcionan un agradable masaje y reducen las lesiones del cuerpo.
4. Recargue la batería de ion de litio. La batería no es desmontable. No la desmonte. No la retire a la fuerza.
5. Nueve niveles de intensidad y dos modos de masaje que pueden usarse según sus preferencias.
6. Inalámbrico, ligero y cómodo. El mango está fabricado con gel de silicio, por lo que es suave y cómodo al tacto.
7. Orificio de carga. Por favor, cargue el dispositivo utilizando el cargador original.



1. Modo fitness (FITNESS): 9 niveles de velocidad constante. Gran velocidad y par, adecuado para fitness y atletas profesionales. Uso ideal para calentamiento antes y después de un entrenamiento.
2. Modo fisioterapia (MEDI): 2 niveles de velocidad variable. Aumenta y disminuye la fuerza y la velocidad para tratar una zona local o la aplicación de una terapia.
3. Botón ON/OFF: Pulse durante unos segundos para encender o apagar la pistola. Pulse una vez para subir de velocidad. Para cambiar entre los modos FITNESS y MEDI haga una doble pulsación.
4. Indicador de velocidad: Niveles del 1-9 en modo FITNESS y 1-2 en modo MEDI
5. Indicador de batería: Muestra el nivel de la carga en porcentaje. Cuando la luz parpadea, indica bajo nivel de batería. NOTA: para preservar la vida útil de la batería no deje que se descargue por completo.

## Con 6 cabezales de masaje intercambiables



### Cabezal esférico

Se utiliza para masajear grandes grupos musculares, como los brazos, la espalda, los muslos y las pantorrillas.



### Cabezal con colchón de aire

Se utiliza para masajear puntos con dolor. Tiene la función de reducir la vibración.



### Cabezal cónico

Se puede utilizar para tratar tejidos profundos, como las articulaciones de los meridianos, las palmas de las manos, las plantas de los pies, etc.



### Cabezal en Y

Apto para masajear el cuello, la columna vertebral, el tendón de Aquiles, etc.



### Golden fingers

Se utiliza para relajar diferentes zonas musculares, como los meridianos, las articulaciones, las palmas de las manos, etc. para masajear el cuello, la columna vertebral, el tendón de Aquiles, etc.



### Cabezal plano

Apto para la relajación y la definición de varias zonas musculares.

## Carga

1. Antes del primer uso, cargue el dispositivo durante algunas horas hasta completar la carga de la batería.
2. Para cargar el dispositivo, utilice el cargador original.
3. Las luces LED del dispositivo parpadean de forma regular, indicando el nivel de batería y si el dispositivo se está cargando.
4. Si la luz indicadora de 25% está encendida, queda entre un 0% y un 25% de batería. Si la luz indicadora de 50% está encendida, queda entre un 26% y un 50% de batería. Si la luz indicadora de 75% está encendida, queda entre un 51% y un 75% de batería. Si la luz indicadora de 100% está encendida, queda entre un 76% y un 100% de batería.
5. La batería puede cargarse en cualquier momento y a cualquier nivel. Durante la carga, el dispositivo no puede usarse.
6. Cuando la carga de la batería está por debajo del 25% (la luz LED 25% parpadea), debe cargarla.
7. El tiempo medio necesario para completar la carga es de 3 a 4 horas, y hay diferencias en cuanto a velocidad y fuerza.

## Instalación del cabezal de masaje

Apague el dispositivo, alinee el cabezal en la boquilla de la pistola de masaje. Introduzca la pieza lentamente (en la dirección que indica la flecha roja en la Imagen 1) e instálela como se muestra en la Imagen 2.




Imagen 1. Dirección de instalación

Imagen 2. Instalación completada

## Mantenimiento, limpieza, almacenamiento y transporte

1. Limpie el equipo con una toalla o papel de cocina y séquelo con un paño suave.
2. En caso de almacenar el producto o llevarlo de viaje, colóquelo en el embalaje proporcionado.
3. Debe almacenarse en un lugar seco y bien ventilado, sin gases corrosivos. La distancia del suelo no debe ser inferior a los 250 mm.
4. Si no se utiliza durante un período prolongado de tiempo, debe embalarse y almacenarse después de limpiarlo. El producto debe cargarse cada 6 meses.
5. La caja puede transportarse en coche, tren, barco y avión.
6. El producto se fijará durante el transporte para evitar la vibración violenta, el balanceo y las caídas; se levantará y manejará suavemente, y se protegerá de la lluvia.

**Atención:**

1. Para evitar lesiones, no introduzca o toque con los dedos, o con otro objeto, el espacio que queda entre el cabezal de masaje y la carcasa.
2. No utilice la pistola de masaje en exceso.
3. No aplique la pistola sobre los huesos.
4. No use este dispositivo sin el consentimiento de su médico, si está embarazada, es un niño o adolescente, sufre complicaciones, traumatismos, lleva marcapasos o sufre osteoporosis.
5. Si siente dolor o malestar, por favor, deje de usar el dispositivo de inmediato.

**Política de garantía**

En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.7 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, se pone a disposición de los interesados, accediendo a [www.prixton.com](http://www.prixton.com), cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

**Declaración UE de Conformidad Simplificada**

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

| MARCA   | MODELO | DESCRIPCIÓN                          | CATEGORÍA |
|---------|--------|--------------------------------------|-----------|
| Prixton | MGF100 | Pistola de Masaje<br>Massage Gun Fit | Fitness   |

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

---

**Statement**

To reduce the risk of faults, electric shocks, injuries, death or damages caused by fire, please read carefully all the instructions, advice and warnings in this manual before using the product.

**\*Warnings and precautions**

1. Minors must not use this product if they have injuries. Check with your doctor before using this device if you have a muscular injury.
2. Do not use this product on your skin unless it is clean and dry. You can use it on clothes. Press and move the device gently for approximately 60 seconds.
3. Do not use the device above the neck and on parts of the body with little muscle mass or on bone. It may only be used on soft tissue free from pain and injuries.
4. Do not use the product on bruised skin or where there is pain or irritation.
5. Do not immerse the product in water.
6. Do not put the product near a flame or source of fire.
7. Do not let the product fall onto the floor.
8. Children aged under 13 should only use it under adult supervision.
9. Do not take the product apart in any way.
10. Keep fingers, hair, and other body parts away from the axle or massage head, because they can become entangled.

**\*Warnings and reminders**

1. Keep the product away from liquids or sources of heat. Keep the product dry.
2. After charging, unplug the charger.
3. Only use the heads that give the best results.
4. Use the device in accordance with the instructions.
5. Please use the original charger to charge the battery.
6. Check the condition of the device before each use.

**\* Important information**

This product must not be used in the following situations without prior consent from a doctor:

People with complications related with pregnancy and urination, neuropathology or retinal injury , people wearing pacemakers or who have been operated on recently, epilepsy or migraine sufferers, people with slipped disks, spondylolisthesis, dissection of the vertebral artery or rigidity in the articulation of the vertebral arch, who have recently been operated on to replace articulations or metal needle or steel plate.

The presence of these conditions does not mean that you cannot use the product. We suggest you consult your doctor before using it. Current research focuses on training with vibrations for specific illnesses. It will probably cure the contra-indications listed above. Experience shows that the combination of training with vibrations and long-term therapy is a viable form of treatment in many cases. It should be applied following the instructions or with supervision by a doctor, expert or physiotherapist.

## Product description



1. Powerful motor without brushes, with a silent operating technology.
2. Metal heat diffuser.
3. The personalized gentle heads provide a pleasant massage and reduce injuries to the body.
4. Recharge the Lithium -Ion battery. The battery cannot be removed. Do not extract. Do not remove by force.
5. Nine power levels and two massage modes to use as you prefer.
6. Wireless, light and comfortable. The handle is made of silicon gel, making it smooth and comfortable to use.
7. Charging dock. Please charge the device using the charger provided.





1. Fitness mode (FITNESS): 9 levels of constant speed. High speed and torque, suitable for fitness and professional athletes. Ideal for use as a warm-up before and after training.
2. Physiotherapy mode (MEDI): 2 variable speed levels. Increases and decreases the force and speed to treat a local area or therapy application.
3. ON/OFF button: Press for a few seconds to turn the gun on or off. Press once to increase speed. To switch between FITNESS and MEDI modes, double press twice.
4. Speed indicator: Levels from 1-9 in FITNESS mode and 1-2 in MEDI mode.
5. Battery indicator: Displays the charge level in percentage. When the light flashes, it indicates low battery level. NOTE: To preserve the life of the battery, do not allow it to discharge completely.

**With 6 interchangeable massage heads.**



**Spherical head**  
Use to massage large muscle groups, such as arms, back, thighs and calves



**Air cushioned head**  
Use for massaging painful areas. Used to reduce vibrations.



**Conical head**  
Can be used to treat deep tissue such as the meridian points, the palms of the hands, the soles of the feet, etc.



**Y-shaped head**  
Suitable for massaging the neck, the spine, Achilles' tendon, etc.



**Golden fingers**  
Used to relax different groups of muscles, such as the meridian points, palms of the hands, etc. To massage the neck, spine, Achilles' tendon, etc.



**Flat head**  
Suitable for relaxing and shaping various muscle groups.

## Charging

1. Before using the device for the first time, charge the device for several hours to obtain a full charge.
2. Please charge the device using the charger provided.
3. The LED lights of the device will flash regularly to indicate the battery level and that the device is charging.
4. If the indicator light of 25% is lit, there is between 0 and 25% of the battery power left. If the indicator light of 50% is lit, there is between 26 and 50% of the battery power left. If the indicator light of 75% is lit, there is between 51 and 75% of the battery power left. If the indicator light of 100% is lit, there is between 76 and 100% of the battery power left.
5. The battery may be charged at any time to any level. The device cannot be used when it is charging.
6. When the battery charge is below 25% (the LED light for 25%), it must be charged.
7. The average time required for a full charge is between 3 and 4 hours, and there are differences in speed and strength.

## Installing the massage head

Turn the device off, align the head with the mouth of the massage pistol. Insert the part slowly (in the direction indicated by the red arrow in image 1) and attach it as shown in image 2.



Image 1. Direction for installation

Image 2. Installation completed

## Maintenance, cleaning, storage and transport

1. Clean the device with a towel or kitchen roll and dry it with a smooth cloth.
2. When storing the product or taking it when travelling, put it in the packaging provided.
3. It must be stored in a dry, well-ventilated space, free from corrosive gases. It should be no less than 250mm from the floor.
4. If it is not used for a long period, it must be wrapped up and put away after cleaning it. The product must be charged every 6 months.
5. The box can be carried by car, train, boat or plane.
6. In transport, fasten the product to prevent strong vibrations, yawing and falls. It must be raised, handled gently and protected from the rain.

**Important:**

1. To avoid injuries, do not insert fingers or other objects into the gap between the massage head and the body.
2. Do not overuse the massage pistol.
3. Do not apply the pistol on bones.
4. Do not use this device without the consent of your doctor if you are pregnant, a child or teenager, if you are suffering complications, injured, wear a pacemaker or suffer from osteoporosis.
5. If you feel pain or feel unwell, please stop using the device at once.

**Warranty policy**

This product is guaranteed for 2 years from the date of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web [www.prixton.com](http://www.prixton.com) and click on the contact option to send us your assistance form.

**Simplified eu declaration of conformity**

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

| <b>BRAND</b> | <b>MODEL NAME</b> | <b>DESCRIPTION</b> | <b>CATEGORY</b> |
|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Prixton      | MGF100            | Massage Gun Fit    | Fitness         |

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

## Déclaration



Pour réduire le risque de panne, de choc électrique, de blessure, d'incendie, de mort et de dommages causés par le feu, lisez attentivement toutes les instructions, conseils et avertissements de ce manuel avant d'utiliser le produit.

### **\*Avertissements et mises en garde**

1. Les mineurs ne peuvent pas utiliser ce produit en cas de blessure. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil en cas de blessure musculaire.
2. Le produit ne peut pas être utilisé sur une peau qui n'est pas propre et sèche. Il peut être utilisé sur les vêtements. Appuyez et déplacez doucement l'appareil pendant environ 60 secondes.
3. Il est interdit d'utiliser l'appareil au-dessus du cou et sur les parties moins couvertes par les muscles ou sur les os. Il ne peut être utilisé que sur les tissus mous du corps, sans douleur ni inconfort.
4. N'utilisez pas le produit sur des ecchymoses ou lorsque vous ressentez une douleur ou un inconfort.
5. N'immergez pas le produit dans l'eau.
6. N'approchez pas l'appareil du feu ou d'une bouche d'incendie.
7. Ne laissez pas tomber le produit intentionnellement.
8. Les enfants jusqu'à 13 ans doivent l'utiliser sous la surveillance de leurs parents.
9. Ne démontez pas le produit de quelque manière que ce soit.
10. Éloignez les doigts, les cheveux et les autres parties du corps de la tige ou de la tête de massage, car ils peuvent rester coincés.

### **\*Avertissements et rappels**

1. Éloignez le produit des liquides ou des sources de chaleur ; gardez le produit au sec.
2. Après le chargement, débranchez le chargeur.
3. N'utilisez que les têtes qui génèrent les meilleurs résultats.
4. Utilisez l'appareil conformément aux instructions.
5. Il est recommandé d'utiliser le chargeur d'origine pour charger la batterie.
6. Vérifiez l'état de l'appareil avant chaque utilisation.

### **\* Informations importantes**

Ce produit ne peut être utilisé dans aucune des situations suivantes sans l'accord préalable d'un médecin :

Les personnes souffrant de complications liées à la grossesse et à la miction, de neuropathie ou de lésions rétinienne ; les personnes portant un stimulateur cardiaque ou ayant récemment subi une intervention chirurgicale ; les personnes souffrant d'épilepsie ou de migraine, de protrusion discale intervertébrale, de spondylolisthésis, de dissection de l'artère vertébrale ou de raidissement de l'articulation de l'arc vertébral, ayant récemment subi une opération de remplacement de l'articulation, une aiguille métallique ou une plaque d'acier.

La présence de ces maladies n'indique pas que vous ne pouvez pas utiliser le produit. Nous vous conseillons de consulter votre médecin avant toute utilisation. La recherche actuelle se concentre sur l'entraînement par vibrations pour des maladies spécifiques. Il est susceptible de remédier aux contre-indications ci-dessus. L'expérience montre que dans de nombreux cas, la combinaison d'un entraînement par vibrations et d'une thérapie à long terme constitue également une forme de traitement. Son application doit se faire sur les conseils ou sous la supervision d'un médecin, d'un expert ou d'un physiothérapeute.

## Description du produit



1. Puissant moteur sans balais à couple élevé et technologie de fonctionnement silencieux.
2. Dissipateur thermique en métal.
3. Les têtes souples et personnalisées procurent un massage agréable et réduisent les blessures corporelles.
4. Rechargez la batterie au lithium-ion. La batterie n'est pas amovible. Ne la démontez pas. Ne l'enlevez pas de force.
5. Neuf niveaux d'intensité et deux modes de massage peuvent être utilisés selon vos préférences.
6. Sans fil, léger et confortable. La poignée est faite de gel de silicone, elle est donc douce et confortable au toucher.
7. Port de chargement. Veuillez recharger l'appareil en utilisant le chargeur d'origine.



1. mode Fitness (FITNESS) : 9 niveaux de vitesse constante. Vitesse et couple élevés, convenant aux athlètes de fitness et professionnels. Idéal pour une utilisation comme échauffement avant et après l'entraînement.
2. mode physiothérapie (MEDI) : 2 niveaux de vitesse variable. Augmente et diminue la force et la vitesse pour traiter une zone locale ou une application thérapeutique.
3. Bouton ON/OFF : Appuyez pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre le pistolet. Appuyez une fois pour augmenter la vitesse. Pour passer du mode FITNESS au mode MEDI, appuyez deux fois sur cette touche.
4. Indicateur de vitesse : Niveaux de 1 à 9 en mode FITNESS et de 1 à 2 en mode MEDI.
5. Indicateur de batterie : affiche le niveau de charge en pourcentage. Lorsque le voyant clignote, cela indique un niveau de batterie faible. REMARQUE : Pour préserver la durée de vie de la batterie, ne la laissez pas se décharger complètement.

## Avec 6 têtes de massage interchangeables



### Tête sphérique

Elle est utilisée pour masser de grands groupes de muscles tels que les bras, le dos, les cuisses et les mollets.



### Tête à coussin d'air

Elle est utilisée pour masser les points douloureux. Elle a pour fonction de réduire les vibrations.



### Tête conique

Elle peut être utilisée pour traiter les tissus profonds, tels que les articulations des méridiens, les paumes des mains, les semelles, etc.



### Tête en Y

Convient pour le massage du cou, de la colonne vertébrale, du tendon d'Achille, etc.



### Golden fingers

S'utilise pour détendre différentes zones musculaires, telles que les méridiens, les articulations, la paume des mains, etc. pour masser le cou, la colonne vertébrale, le tendon d'Achille, etc.



### Tête plate

Convient pour la relaxation et la définition de diverses zones musculaires.

## Chargement

1. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant quelques heures jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
2. Pour charger l'appareil, utilisez le chargeur d'origine.
3. Les voyants LED de l'appareil clignotent régulièrement, indiquant le niveau de la batterie et si l'appareil est en cours de chargement.
4. Si le voyant 25 % est allumé, le niveau de la batterie se situe entre 0 % et 25 %. Si le voyant 50 % est allumé, le niveau de la batterie se situe entre 26 % et 50 %. Si le voyant 75% est allumé, le niveau de la batterie se situe entre 51% et 75% . Si le voyant 100% est allumé, le niveau de la batterie se situe entre 76% et 100%.
5. La batterie peut être chargée à tout moment et à n'importe quel niveau. Pendant le chargement, l'appareil ne peut pas être utilisé.
6. Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 25 % (le voyant LED 25 % clignote), vous devez la recharger.
7. Le temps moyen nécessaire pour compléter le chargement est de 3 à 4 heures, selon la vitesse et la force.

## Installation de tête de massage

Éteignez l'appareil, alignez la tête sur la buse du pistolet de massage. Insérez la pièce lentement (dans le sens indiqué par la flèche rouge de la figure 1) et mettez-la comme indiqué dans la figure 2.




Image 1 Directions d'installation

Image 2. Installation terminée

## Entretien, nettoyage, stockage et transport

1. Nettoyez le matériel avec une serviette ou de l'essuie-tout et séchez-le avec un chiffon doux.
2. Si le produit doit être stocké ou emporté en voyage, placez-le dans l'emballage prévu à cet effet.
3. Il doit être stocké dans un endroit sec, bien ventilé et sans gaz corrosifs. La distance par rapport au sol ne doit pas être inférieure à 250 mm.
4. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être emballé et stocké après avoir été nettoyé. Le produit doit être chargé tous les 6 mois.
5. La boîte peut être transportée en voiture, en train, en bateau et en avion.
6. Le produit doit être sécurisé pendant le transport afin d'éviter les vibrations violentes, les secousses et les chutes ; il doit être transporté et manipulé avec précaution et protégé de la pluie.

**Attention :**

1. Pour éviter toute blessure, n'insérez pas ou ne touchez pas avec vos doigts ou tout autre objet l'espace entre la tête de massage et le boîtier.
2. N'utilisez pas excessivement le pistolet de massage.
3. N'appliquez pas le pistolet de massage sur les os.
4. N'utilisez pas cet appareil sans le consentement de votre médecin, si vous êtes enceinte, enfant ou adolescent, si vous souffrez de complications, de traumatismes, si vous avez un stimulateur cardiaque ou si vous souffrez d'ostéoporose.
5. Si vous ressentez une douleur ou un inconfort, veuillez cesser immédiatement d'utiliser l'appareil.

**Politique de garantie**

Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site [www.prixton.com](http://www.prixton.com) et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance.

**Déclaration de conformité simplifiée**

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

| MARQUE  | MODÈLE | DESCRIPTION     | CATÉGORIE |
|---------|--------|-----------------|-----------|
| Prixton | MGFI00 | Massage Gun Fit | Fitness   |

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante :  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL



## Dichiarazione



Allo scopo di ridurre il rischio di guasti, scosse elettriche, lesioni, incendi, morte e danni causati dal fuoco, leggere attentamente tutte le istruzioni, i suggerimenti e le avvertenze di questo manuale prima di usare il prodotto.

### \*Avvertenze e precauzioni

1. I minori non possono utilizzare questo prodotto in caso di lesioni. Consultare il medico prima di usare questo dispositivo in caso di lesioni muscolari.
2. È vietato usare il prodotto sulla pelle se non è pulita o asciutta. Si può utilizzare sui vestiti. Premere e muovere il dispositivo gentilmente per circa 60 secondi .
3. È vietato usare il dispositivo sopra il collo e nelle parti con minore copertura muscolare o sulle ossa. Va utilizzato solo sui tessuti molli del corpo che non presentino dolori o fastidi.
4. Non usare il prodotto su ematomi o in caso di dolore o malessere.
5. Non immergere il prodotto in acqua.
6. Non avvicinare il dispositivo al fuoco o a incendi.
7. Non fare cadere il prodotto intenzionalmente.
8. I bambini sotto i 13 anni devono usarlo con la supervisione dei genitori.
9. Mai smontare il prodotto per alcun motivo.
10. Tenere le dita, i capelli e altre parti del corpo lontane dall'asta o dalla testina massaggiante, poiché potrebbero rimanere impigliati.

### \*Avvertenze e promemoria

1. Tenere il prodotto lontano da liquidi o fonti di calore; tenere il prodotto asciutto.
2. Dopo averlo caricato, staccare il caricatore.
3. Usare solo le testine che generano i migliori risultati.
4. Usare il dispositivo seguendo le istruzioni.
5. Si consiglia di usare il caricatore originale per caricare la batteria.
6. Verificare lo stato del dispositivo prima di ogni utilizzo.

### \* Informazioni importanti

Questo prodotto non è da utilizzarsi in nessuna delle seguenti situazioni senza il consenso di un medico:

Persone con complicazioni relative a gravidanza e minzione, neuropatia o danni alla retina; persone che portano un cardiostimolatore o siano state operate di recente; persone che soffrono di epilessia o emicrania, protrusione discale, spondilolistesi, dissecazione dell'arteria vertebrale o rigidità delle articolazioni degli archi vertebrali, che siano stati sottoposti di recente a un'operazione di sostituzione delle articolazioni, con ago di metallo o placca d'acciaio.

La presenza di queste condizioni non indica che non si possa usare il prodotto. Consigliamo di consultare il proprio medico prima di utilizzarlo. Gli studi attuali si concentrano sulla riabilitazione con vibrazione per malattie specifiche. È probabile che risolva le controindicazioni di cui sopra. In molti casi, l'esperienza dimostra che anche la combinazione di riabilitazione con vibrazione e la terapia di lunga durata costituisce una modalità di trattamento. Si deve applicare seguendo i consigli o con la supervisione di un medico, uno specialista o un fisioterapista.

## Descrizione del prodotto



1. Potente motore brushless con coppia elevata, con una silenziosa tecnologia di funzionamento.
2. Dissipatore di calore in metallo.
3. Le morbide testine personalizzate forniscono un massaggio piacevole e riducono le lesioni del corpo.
4. Ricaricare la batteria agli ioni di litio. La batteria non è rimovibile. Non smontarla. Non rimuoverla con la forza.
5. Nove livelli di intensità e due modalità di massaggio da usare a proprio piacere.
6. Wireless, leggero e comodo. Il manico è realizzato in gel di silicone, quindi è morbido e confortevole al tatto.
7. Porta per la ricarica. Si prega di caricare il dispositivo utilizzando il caricatore originale.



1. Modalità fitness (FITNESS): 9 livelli di velocità costante. Velocità e coppia elevate, adatte al fitness e agli atleti professionisti. Ideale per il riscaldamento prima e dopo l'allenamento.
2. Modalità fisioterapia (MEDI): 2 livelli di velocità variabile. Aumenta e diminuisce la forza e la velocità per trattare un'area locale o un'applicazione terapeutica.
3. Pulsante ON/OFF: premere per alcuni secondi per accendere o spegnere la pistola. Premere una volta per aumentare la velocità. Per passare dalle modalità FITNESS e MEDI, premere due volte.
4. Indicatore di velocità: livelli da 1 a 9 in modalità FITNESS e 1-2 in modalità MEDI.
5. Indicatore della batteria: visualizza il livello di carica in percentuale. Quando la spia lampeggia, indica che il livello della batteria è basso. NOTA: per preservare la durata della batteria, non lasciare che si scarichi completamente.

## Avec 6 têtes de massage interchangeables



### Testina sferica

Si usa per massaggiare grandi gruppi muscolari, come braccia, schiena, cosce e polpacci.



### Testina con cuscinetto d'aria

Si utilizza per massaggiare i punti doloranti. Presenta la funzione di ridurre la vibrazione.



### Testina a cono

Si può usare per trattare i tessuti profondi, come le articolazioni dei meridiani, i palmi delle mani, le piante dei piedi, ecc.



### Testina a Y

Adatta per massaggiare il collo, la colonna vertebrale, il tendine di Achille, ecc.



### Dita d'oro

Si usa per rilassare diverse zone muscolari, come i meridiani, le articolazioni, i palmi delle mani, ecc., per massaggiare il collo, la colonna vertebrale, il tendine di Achille, ecc.



### Testina piatta

Adatta per il rilassamento e la ridefinizione di varie zone muscolari.

## Carica

1. Prima del primo utilizzo, caricare il dispositivo per alcune ore fino a che la batteria sia completamente carica.
2. Per caricare il dispositivo, utilizzare il caricatore originale.
3. Le spie a LED del dispositivo lampeggiano continuamente, a indicare il livello della batteria e se il dispositivo si sta ricaricando.
4. Se la spia di 25% è accesa, significa che resta tra lo 0% e il 25% di batteria. Se la spia di 50% è accesa, resta tra il 26% e il 50% di batteria. Se la spia di 75% % è accesa, resta tra il 51% e il 75% di batteria. Se la spia di 100% è accesa, resta tra il 76% e il 100% di batteria.
5. La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento e a qualsiasi livello. Durante la ricarica, il dispositivo non può essere utilizzato.
6. Quando la batteria è al di sotto del 25% (con la spia a LED 25% che lampeggia), bisogna ricaricarla.
7. Il tempo medio necessario per completare la carica è di 3-4 ore, e ci sono differenze riguardo alla velocità e alla forza.

## Installazione della testina massaggiante

Spegnere il dispositivo, allineare la testina sull'ugello della pistola massaggiante. Inserire lentamente il pezzo (nella direzione che indica la freccia rossa nella Figura 1) e installatelo come dimostra la Figura 2.




Figura 1. Direzione dell' installazione

Figura 2. Installazione completata

## Manutenzione, pulizia, conservazione e trasporto

1. Pulire il dispositivo con un asciugamano o della carta da cucina e asciugarlo con un panno morbido.
2. Nel caso di conservazione del prodotto o del suo trasporto in viaggio, collocarlo nell'imballaggio fornito.
3. Conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato, privo di gas corrosivi. La distanza da terra non deve essere inferiore a 250 mm.
4. Se non si utilizza per un tempo prolungato, riporlo nel suo imballaggio e conservarlo dopo averlo pulito. Il prodotto deve caricarsi ogni 6 mesi.
5. La scatola può essere trasportata in macchina, treno, nave e aereo.
6. Assicurare bene il prodotto durante il trasporto per evitare vibrazioni violente, oscillazioni e cadute; sollevarlo e maneggiarlo gentilmente, e proteggerlo dalla pioggia.

**Attenzione:**

1. Per evitare lesioni, non inserire o toccare con le dita, o con altro oggetto, lo spazio tra la testina massaggiante e il corpo del dispositivo.
2. Non usare eccessivamente la pistola massaggiante.
3. Non applicare la pistola sulle ossa.
4. Le donne incinte, i bambini, gli adolescenti, chi soffre di complicazioni o traumi, chi porta un cardiostimolatore o soffre di osteoporosi devono richiedere l'autorizzazione del proprio medico prima di utilizzare il dispositivo.
5. Se si avverte dolore o malessere, si prega di interrompere subito l'uso del dispositivo.

**Politica di garanzia**

Questo prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito [www.prixton.com](http://www.prixton.com) e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

**Dichiarazione di conformità UE semplificata**

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

| MARCA   | MODELLO | DESCRIZIONE     | CATEGORIA |
|---------|---------|-----------------|-----------|
| Prixton | MGFI00  | Massage Gun Fit | Fitness   |

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

## Erklärung



Um Fehler, Stromstöße, Verletzungen, Brände, Todesfälle und durch Feuer verursachte Schäden zu reduzieren, lesen Sie aufmerksam alle Anweisungen, Ratschläge und Warnhinweise dieser Gebrauchsanleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

### **\*Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen**

1. Minderjährige dürfen dieses Produkt nicht verwenden, wenn Sie eine Verletzung haben. Im Fall von Muskelverletzungen konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
2. Das Gerät darf ausschließlich auf sauberer und trockener Haut verwendet werden. Es kann über der Kleidung verwendet werden. Drücken und bewegen Sie das Gerät sanft, circa 60 Sekunden lang.
3. Das Gerät darf nicht oberhalb des Halses und an Stellen mit wenig Muskulatur oder auf Knochen verwendet werden. Es darf nur auf den schmerzfreien Weichgeweben des Körpers verwendet werden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Blutergüssen oder an schmerzlichen Stellen.
5. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser.
6. Nähern Sie das Produkt nicht offenem Feuer oder Brandherden.
7. Lassen Sie das Produkt nicht absichtlich fallen.
8. Kinder unter 13 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht der Eltern verwenden.
9. Bauen Sie das Produkt auf keinen Fall auseinander.
10. Halten Sie Finger, Haare und andere Körperteile von der Achse oder dem Kopfstück entfernt, damit sie nicht eingeklemmt werden.

### **\*Warnhinweise**

1. Halten Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten oder Hitzequellen; halten Sie das Gerät trocken.
2. Ziehen Sie nach dem Ladevorgang den Stecker aus der Steckdose.
3. Verwenden Sie nur die Kopfstücke, die Ihnen die besten Ergebnisse liefern.
4. Verwenden Sie das Gerät unter Einhaltung der Anleitungen.
5. Es wird empfohlen, das Originalladegerät zu verwenden, um die Batterie aufzuladen.
6. Überprüfen Sie den Status des Geräts vor jedem Gebrauch.

### **\* Wichtige Information**

Dieses Produkt darf ohne vorheriges Einverständnis eines Arztes nicht in den folgenden Situationen verwendet werden:

Von Personen mit Komplikationen in Bezug auf eine Schwangerschaft und das Urinieren; Nervenleiden oder Verletzungen an der Retina; Personen mit Herzschrittmacher oder die vor Kurzem operiert wurden; Personen, die unter Epilepsie oder Migräne, Protuberanz der Bandscheibe, Wirbelentzündung, Dissektion der Vertebralarterie oder Versteifung des Wirbelbogens leiden; Personen, die sich vor Kurzem einer Gelenkersatz-, Metallnadel- oder Stahlplatten-Operation unterzogen haben.

Das Vorhandensein dieser Leiden bedeutet nicht, dass Sie das Gerät nicht verwenden dürfen. Wir empfehlen Ihnen, vorher einen Arzt zu konsultieren. Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf das Trainieren mit Vibration für spezifische Krankheiten. Es ist wahrscheinlich, dass die vorherigen Gegenanzeigen geheilt werden. Die Erfahrung zeigt, dass in vielen Fällen die Kombination von einem Training mit Vibration und die langfristige Therapie ebenfalls eine Behandlung darstellen. Es müssen die Ratschläge eines Arztes, Experten oder Physiotherapeuten eingehalten werden.

## Produktbeschreibung



1. Leistungsstarker Motor ohne Bürste, mit einem sehr leisen Betrieb.
2. Metallheizkörper
3. Die sanften Kopfstücke bieten eine angenehme Massage und reduzieren Verletzungen.
4. Lithium-Ionenbatterien zum Aufladen. Die Batterie kann nicht ausgebaut werden. Bauen Sie sie nicht auseinander. Entnehmen Sie sie nicht gewaltsam.
5. Neun Intensitätsniveaus und zwei Massagemodi, die Sie je nach Ihren Vorlieben nutzen können.
6. Kabellos, leicht und bequem. Der Griff ist aus Silikongel gefertigt, sodass er weich und komfortabel ist.
7. Ladeöffnung. Laden Sie das Gerät immer mit dem Originalladegerät.



- 1) Fitness-Modus (FITNESS): 9 Stufen konstanter Geschwindigkeit. Hohe Geschwindigkeit und Drehmoment, geeignet für Fitness- und Profisportler. Ideal zum Aufwärmen vor und nach dem Training.
- 2) Physiotherapie-Modus (MEDI): 2 variable Geschwindigkeitsstufen. Erhöht und verringert die Kraft und Geschwindigkeit zur Behandlung eines lokalen Bereichs oder einer Therapieanwendung.
3. EIN/AUS-Taste: Einige Sekunden lang drücken, um die Pistole ein- oder auszuschalten. Einmal drücken, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Um zwischen den Modi FITNESS und MEDI zu wechseln, drücken Sie zweimal.
4. Geschwindigkeitsanzeige: Stufen von 1-9 im FITNESS-Modus und 1-2 im MEDI-Modus.
5. Batterieanzeige: Zeigt den Ladezustand in Prozent an. Wenn die Leuchte blinkt, zeigt sie einen niedrigen Batteriestand an. HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten, darf er nicht vollständig entladen werden.

## Mit 6 austauschbaren Massagekopfstücken



### Kugelförmiges Kopfstück

Für Massagen von großen Muskelgruppen, zum Beispiel Arme, Rücken, Ober- und Unterschenkel.



### Kopfstück mit Luftkissen

Für die Massage von schmerzhaften Stellen. Die Vibration kann reduziert werden.



### Konisches Kopfstück

Kann verwendet werden, um tiefer liegendes Gewebe zu behandeln, zum Beispiel die Meridiangelenke, die Handinnenseiten, die Fußsohlen, etc.



### Y-Kopfstück

Für Massagen am Hals, der Wirbelsäule, der Achillessehne, etc.



### Goldene Finger

Zur Entspannung verschiedener Muskelgruppen, zum Beispiel Meridianmuskeln, Gelenke, Handinnenseiten, etc.; zur Massage am Hals, der Wirbelsäule, der Achillessehne, etc.



### Flaches Kopfstück

Zur Entspannung und Definition verschiedener Muskelgruppen.



## Aufladen

1. Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch einige Stunden auf, bis die Batterie komplett geladen ist.
2. Verwenden Sie zum Aufladen das Originalladegerät.
3. Die LED-Lichter des Gerätes blinken gleichmäßig und zeigen den Batteriestand an und ob das Gerät geladen wird.
4. Wenn die 25 %-Anzeige aufleuchtet, verbleiben zwischen 0-25 % der Batterie. Wenn die 50 %-Anzeige aufleuchtet, verbleiben zwischen 26-50 % der Batterie. Wenn die 75 %-Anzeige aufleuchtet, verbleiben zwischen 51-75 % der Batterie. Wenn die 100 %-Anzeige aufleuchtet, verbleiben zwischen 76-100 % der Batterie.
5. Die Batterie kann jederzeit geladen werden. Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.
6. Wennwenigerals25%verbleiben(die25%-Anzeigeblickt),mussdasGerätgeladen werden.
- 7.Im Durchschnitt dauert der Ladevorgang zwischen 3-4 Stunden und es gibt Unterschiede hinsichtlich Geschwindigkeit und Stärke.

## Installation des Massage-Kopfstücks

Schalten Sie das Gerät aus und richten Sie das Kopfstück an der Düse der Massagepistole aus. Führen Sie das Stück langsam ein (in die Richtung, die der rote Pfeil in der Abbildung 1 anzeigt) und installieren Sie es gemäß Abbildung 2.




Abb. 1. Installationsrichtung

Abb. 2. Installation abgeschlossen

## Instandhaltung, Reinigung, Aufbewahrung und Transport

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem Handtuch oder Küchentuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch.
2. Verwenden Sie zur Aufbewahrung oder zum Transport die Originalverpackung.
3. Das Gerät muss an einem trockenen und gut belüfteten Ort ohne korrosive Gase gelagert werden. Der Abstand zum Boden muss mindestens 250 mm betragen.
4. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, muss es gereinigt und anschließend in der Verpackung aufbewahrt werden. Das Produkt muss alle 6 Monate geladen werden.
5. Die Kiste kann im Auto, Zug, Schiff oder Flugzeug transportiert werden.
6. Das Produkt muss während dem Transport befestigt werden, um eine wuchtige Vibration, Schlingern und ein Herunterfallen zu vermeiden. Es muss sorgfältig hochgehoben und gehandhabt und vor Regen geschützt werden.

**Hinweis:**

1. Um Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie den Bereich zwischen dem Massage-Kopfstück und der Hülle nicht mit den Fingern oder anderen Gegenständen.
2. Verwenden Sie die Massagepistole nicht zu oft.
3. Wenden Sie die Pistole nicht auf den Knochen an.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht ohne die Einverständnis Ihres Arztes, wenn Sie schwanger sind, bei Kindern oder Jugendlichen, wenn Sie Komplikationen oder Verletzungen haben, einen Herzschrittmacher haben oder unter Osteoporose leiden.
5. Wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein spüren, brechen Sie die Verwendung des Geräts bitte unverzüglich ab.

**Garantiepolitik**

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet [www.prixton.com](http://www.prixton.com) zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsformular zu senden.

**Vereinfachte EU-einverständniserklärung**

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

| <b>MARKE</b> | <b>MODEL</b> | <b>BESCHREIBUNG</b> | <b>KATEGORIE</b> |
|--------------|--------------|---------------------|------------------|
| Prixton      | MGF100       | Massage Gun Fit     | Fitness          |

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

## Declaração



Para reduzir o risco de falha, choque elétrico, ferimentos, incêndio, morte, e danos causados pelo fogo, leia cuidadosamente todas as instruções, conselhos e avisos presentes neste manual antes de utilizar o produto.

### \*Avisos e precauções

1. Os menores não podem utilizar este produto caso tenham alguma lesão. Consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo em caso de lesão muscular.
2. É proibida a utilização do produto sobre a pele que não se encontre limpa e seca. Pode ser utilizado sobre a roupa. Pressione e mova o dispositivo com suavidade durante aproximadamente 60 segundos.
3. É proibida a utilização do dispositivo por cima do pescoço e em partes com menos cobertura muscular ou sobre ossos. Apenas se pode usar sobre tecidos moles do corpo sem dores ou desconforto.
4. Não utilize o produto em hematomas ou quando sinta dor ou mal-estar.
5. Não submerja o produto em água.
6. Não aproxime o dispositivo do fogo ou a um foco de incêndio.
7. Não deixe cair o produto intencionalmente.
8. As crianças até 13 anos devem usar o dispositivo sob a supervisão de adultos.
9. Não desmonte de forma alguma o produto.
10. Mantenha os dedos, o cabelo e outras partes do corpo afastadas do eixo ou da cabeça de massagem, uma vez que podem ficar presos nos mesmos.

### \*Avisos e lembretes

1. Mantenha o produto afastado de líquidos ou fontes de calor; mantenha o produto seco.
2. Após carregar o dispositivo, desligue-o do carregador.
3. Utilize apenas cabeças que gerem os melhores resultados.
4. Utilize o dispositivo seguindo as instruções.
5. Recomenda-se que use o carregador original para carregar a bateria.
6. Verifique o estado do dispositivo antes de cada utilização.

### \* Informação importante

Este produto não pode ser usado em nenhuma das seguintes situações sem o consentimento prévio de um médico:

Pessoas com complicações relacionadas com a gravidez e complicações urinárias, neuropatia ou lesão da retina; pessoas que usam um pacemaker ou que foram recentemente operadas; pessoas com epilepsia ou enxaquecas, protrusão do disco intervertebral, espondilolistese, dissecção da artéria vertebral ou endurecimento da articulação do arco vertebral, que foram recentemente submetidas a cirurgia de substituição de articulações, pinos metálicos ou placas de aço.

A presença destas lesões não constitui indicação que o produto não possa ser utilizado. Sugerimos-lhe que consulte o seu médico antes de o usar. A investigação atual centra-se no treino com vibração para doenças específicas. É provável que cure as anteriores contra-indicações. A experiência demonstra que, em muitos casos, a combinação de treino com vibração e terapias de longa duração também resultam como modo de tratamento. Deve aplicar-se seguindo os conselhos ou com supervisão médica, de um perito ou de um fisioterapeuta.

## Descrição do produto



1. Poderoso motor sem escovas com elevado binário, com uma tecnologia silenciosa de funcionamento.
2. Dissipador de calor metálico.
3. As suaves cabeças personalizadas garantem uma agradável massagem e reduzem as lesões do corpo.
4. Recarregue a bateria de íões de lítio. A bateria não é removível. Não a desmonte. Não force a sua remoção.
5. Podem ser utilizados, de acordo com as suas preferências, nove níveis de intensidade e dois modos de massagem.
6. Sem fios, leve e confortável. A pega é feita de gel de silicone, e como tal é macia e confortável ao toque.
7. Orifício de carregamento. Por favor, carregue o dispositivo usando o carregador original.



1. modo de aptidão (FITNESS): 9 níveis de velocidade constante. Alta velocidade e torque, adequado para atletas em forma e profissionais. Ideal para uso como aquecimento antes e depois do treino.
2. modo fisioterapia (MEDI): 2 níveis de velocidade variáveis. Aumenta e diminui a força e a velocidade para tratar uma área local ou aplicação terapêutica.
3. Botão ON/OFF: Prima durante alguns segundos para ligar ou desligar a arma. Pressione uma vez para aumentar a velocidade. Para alternar entre os modos FITNESS e MEDI, prima duas vezes.
4. Indicador de velocidade: Níveis de 1-9 no modo FITNESS e 1-2 no modo MEDI.
5. Indicador de bateria: Apresenta o nível de carga em percentagem. Quando a luz pisca, indica um nível de bateria baixo. NOTA: Para preservar a vida útil da bateria, não permitir que esta se descarregue completamente.

### Com 6 cabeças de massagem intercambiáveis



#### Cabeça esférica

É utilizada para massajar grandes grupos musculares como os braços, costas, coxas e barriga da perna.



#### Cabeça com almofada de ar

É utilizada para massajar pontos dolorosos. Tem a função de reduzir a vibração.



#### Cabeça cônica

Pode ser utilizada para tratar tecidos profundos, tais como articulações dos meridianos, palmas das mãos, plantas dos pés, etc.



#### Cabeça em Y

Adequada para massajar o pescoço, coluna vertebral, tendão de Aquiles, etc.



#### Golden fingers

É utilizada para relaxar diferentes zonas musculares, tais como os meridianos, as articulações, as palmas das mãos, etc., para massajar o pescoço, a coluna vertebral, o tendão de Aquiles, etc.



#### Cabeça plana

Ideal para relaxamento e definição de várias zonas musculares.

## Carregamento

1. Antes da primeira utilização, carregue o dispositivo durante algumas horas até que a bateria esteja completamente carregada.
2. Para carregar o dispositivo, utilize o carregador original.
3. As luzes LED do dispositivo piscam regularmente, indicando o nível da bateria e se o dispositivo está a ser carregado.
4. Se a luz indicadora de 25% estiver ligada, restam entre 0% a 25% de bateria. Se a luz indicadora de 50% estiver ligada, restam entre 26% a 50% de bateria. Se a luz indicadora de 75% estiver ligada, restam entre 51% a 75% de bateria. Se a luz indicadora de 100% estiver ligada, restam entre 76% a 100% de bateria.
5. A bateria pode ser carregada em qualquer altura e até qualquer nível. Durante o carregamento, o dispositivo não pode ser utilizado.
6. Quando a carga da bateria for inferior a 25% (o LED 25% pisca), é necessário carregar a bateria.
7. O tempo médio necessário para concluir o carregamento é de 3 a 4 horas, e existem diferenças de velocidade e força.

## Instalação de cabeça de massagem

Desligue o dispositivo, alinhe a cabeça com o bocal da pistola de massagem. Insira lentamente a peça (na direção indicada pela seta vermelha na Imagem 1) e instale-a como se demonstra na Imagem 2.




Imagem 1. Direção de instalação

Abb. 2. Installation abgeschlossen

## Manutenção, limpeza, armazenamento e transporte

1. Limpe o equipamento com uma toalha ou papel de cozinha e seque-o com um pano macio.
2. No caso de armazenar o produto ou de ter de o levar de viagem, coloque-o na embalagem fornecida.
3. Deve ser armazenado num local seco, bem ventilado, e livre de gases corrosivos. A distância do solo não deve ser inferior a 250 mm.
4. Se não for utilizado durante um longo período de tempo, o dispositivo deve ser embalado e armazenado após efetuada a sua limpeza. O produto deve ser carregado a cada 6 meses.
5. A caixa pode ser transportada por carro, comboio, barco e avião.
6. O produto deve ser fixado durante o transporte para evitar vibrações violentas, balançar e cair; deve ser levantado e manuseado suavemente, e protegido da chuva.

**Atenção:**

1. Para evitar lesões, não inserir ou tocar com os dedos ou qualquer outro objeto no espaço entre a cabeça de massagem e a carcaça.
2. Não utilizar em demasia a pistola de massagem.
3. Não aplicar a pistola sobre ossos.
4. Não utilizar este dispositivo sem o consentimento do seu médico se estiver grávida, for criança ou adolescente, sofrer de complicações, traumatismos, tiver um pacemaker, ou se sofrer de osteoporose.
5. Se sentir dor ou desconforto, por favor, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

**Política de garantia**

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021

<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda.

As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

**Declaração de conformidade simplificada**

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

| MARCA   | MODELO | DESCRIÇÃO       | CATEGORIA |
|---------|--------|-----------------|-----------|
| Prixton | MGFI00 | Massage Gun Fit | Fitness   |

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

## Verklaring



Lees de instructies, raadgevingen en waarschuwingen in deze handleiding aandachtig vóór gebruik om het risico van storingen, elektrische schokken, verwondingen, brand, overlijden en brandschade te beperken.

### \*Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

1. Minderjarigen mogen dit product niet gebruiken als ze gewond zijn. In geval van een spierblessure moet u uw arts raadplegen vóór gebruik.
2. U mag het product alleen gebruiken als de huid schoon en droog is. U mag het op kleding gebruiken. Oefen druk uit en verplaats het apparaat voorzichtig gedurende ongeveer 60 seconden.
3. U mag het apparaat niet gebruiken boven de hals, op lichaamsdelen met weinig spiermassa of op botten. Het mag alleen worden gebruikt op gezonde, zachte weefsels.
4. Gebruik het product nooit op bloedingstoringen, wanneer u pijn hebt of wanneer u zich onwel voelt.
5. Dompel het product niet in water.
6. Houd het apparaat uit de buurt van vuur en brandhaarden.
7. Laat het product niet opzettelijk vallen.
8. Kinderen tot 13 jaar mogen het alleen gebruiken onder toezicht van hun ouders.
9. Demonteer het product niet.
10. Houd uw vingers, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de as of de massagekop om verstrikking te voorkomen.

### \*Waarschuwingen en herinneringen

1. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen en warmtebronnen; houd het product droog.
2. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact na het opladen.
3. Gebruik alleen de koppen die de beste resultaten opleveren.
4. Gebruik het apparaat volgens de instructies.
5. Het verdient aanbeveling de originele lader te gebruiken om de batterij op te laden.
6. Controleer de staat van het apparaat vóór elk gebruik.

### \*Belangrijke informatie

De volgende personen mogen dit product alleen gebruiken met voorafgaande toestemming van een arts:

Vrouwen met zwangerschapscomplicaties; personen met problemen bij het plassen, zenuwaandoeningen of netvliesletsel; personen die een pacemaker dragen of onlangs zijn geopereerd; personen die aan epilepsie of migraine lijden; personen met een uitstulping op een tussenwervelschijf, spondylolisthesis, ruggenmergdissectie of een stijf wervelbooggewricht, die onlangs zijn geopereerd en waarbij een vervangingsgewricht, metalen naald of stalen plaat is geïmplant.



Als u aan één van deze aandoeningen lijdt, mag u het product niet gebruiken. We raden u aan om eerst uw arts te raadplegen. Het huidige onderzoek spitst zich voornamelijk toe op training met trillingen bij specifieke ziektes. Het is waarschijnlijk dat voorgaande contra-indicaties hierdoor worden verholpen. De ervaring heeft uitgewezen dat de combinatie van training met trillingen en langdurige behandeling in veel gevallen goede resultaten oplevert. Het apparaat moet worden gebruikt volgens de raadgevingen of onder toezicht van een dokter, expert of fysiotherapeut.

## Beschrijving van het product



1. Krachtige borstelloze motor met hoog koppel, en stille werkingstechnologie.
2. Metalen warmteafvoer.
3. De regelbare, zachte koppen zorgen voor een aangename massage en beperken lichamelijke letsels.
4. Laad de lithium-ionbatterij opnieuw op. De batterij is niet demonteerbaar. Demonteer ze niet. Forceer ze niet.
5. Negen intensiteitsniveaus en twee massagemodi om naar wens te gebruiken.
6. Draadloos, licht en comfortabel. De handgreep is gemaakt van siliconengel, en voelt zacht en aangenaam aan.
7. Laadaansluiting. Laad het apparaat op met de originele lader.



1. Fitnessmodus (FITNESS): 9 niveaus van constante snelheid. Hoge snelheid en koppel, geschikt voor fitness en professionele atleten. Ideaal als warming-up voor en na de training.
2. Fysiotherapiemodus (MEDI): 2 variabele snelheidsniveaus. Verhoogt en verlaagt de kracht en snelheid om een lokaal gebied of een therapietoepassing te behandelen.
3. AAN/UIT-knop: enkele seconden ingedrukt houden om het pistool aan of uit te zetten. Druk eenmaal om de snelheid te verhogen. Om te schakelen tussen de modi FITNESS en MEDI, drukt u tweemaal op de knop.
4. Snelheidsindicator: Niveaus van 1-9 in de modus FITNESS en 1-2 in de modus MEDI.
5. Batterij-indicator: Toont het oplaadniveau in procenten. Als het lampje knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. OPMERKING: Laat de batterij niet volledig ontladen om de levensduur te verlengen.

## Met 6 verwisselbare massagekoppen



### Bolvormige kop

Om grote spiergroepen te masseren, zoals de armen, de rug, de spieren en de kuiten.



### Kop met luchtkussen

Om pijnpunten te masseren. U kunt het trillingsniveau verminderen.



### Kegelvormige kop

Om diepe weefsels te behandelen, zoals de gewrichten van het meridiaanstelsel, de handpalmen, de voetzolen enz.



### Y-vormige kop

Om de nek, de wervelkolom, de achillespees enz. te masseren.



### Golden fingers

Om verschillende spierzones zoals het meridiaanstelsel, de gewrichten, de handpalmen enz., de nek, de wervelkolom, de achillespees enz. te masseren.



### Platte kop


Om verschillende spierzones te ontspannen en te definiëren.

## Opladen

1. Vóór het eerste gebruik moet u het apparaat enkele uren opladen tot de batterij volledig is opgeladen.
2. Gebruik de originele lader om het apparaat op te laden.
3. De ledlampjes van het apparaat knipperen regelmatig, tonen het batterijniveau en geven aan of het apparaat aan het opladen is.
4. Als het controlelampje van 25% brandt, ligt het batterijniveau tussen 0% en 25%. Als het controlelampje van 50% brandt, ligt het batterijniveau tussen 26% en 50%. Als het controlelampje van 75% brandt, ligt het batterijniveau tussen 51% en 75%. Als het controlelampje van 100% brandt, ligt het batterijniveau tussen 76% en 100%.
5. De batterij kan te allen tijde worden opgeladen, ongeacht haar laadniveau. U mag het apparaat niet gebruiken tijdens het opladen.
6. Wanneer het laadniveau lager is dan 25% (en het ledlampje van 25% knippert), moet u de batterij opladen.
7. De gemiddelde oplaadduur is 3 tot 4 uur; de snelheid en de kracht kunnen verschillen.

## Plaatsing van de massagekop

Zet het apparaat uit, en pas de kop op het mondstuk van het massagepistool. Schuif het accessoire voorzichtig in het mondstuk (in de richting van de rode pijl op afbeelding 1) en plaats het zoals wordt getoond op afbeelding 2.



Afbeelding 1. Plaatsingsrichting

Afbeelding 2. Plaatsing voltooid

## Onderhoud, reiniging, opslag en transport

1. Maak de uitrusting schoon met een handdoek of keukenpapier, en droog met een zachte doek.
2. Om het product op te bergen of mee op reis te nemen, plaatst u het in de meegeleverde verpakking.
3. U moet het bewaren in een droge, goed geventileerde ruimte zonder bijtende gassen. De afstand tot de vloer mag niet kleiner zijn dan 250 mm.
4. Als u het product lange tijd niet gebruikt, moet u het inpakken en schoon opbergen. U moet het product om de 6 maanden opladen.
5. U mag de doos per auto, trein, boot en vliegtuig vervoeren.
6. Tijdens het transport moet het product goed worden vastgezet om hevige trillingen, schommelingen en schokken te voorkomen; het moet voorzichtig worden opgetild en gehanteerd, en worden beschermd tegen regen.

**Let op:**

1. Raak de ruimte tussen de massagekop en de behuizing niet aan met uw vingers of andere voorwerpen om verwondingen te voorkomen.
2. Maak geen overmatig gebruik van het massagepistool.
3. Gebruik het pistool niet op de botten.
4. Gebruik dit apparaat niet zonder toestemming van uw dokter als u zwanger bent, minderjarig bent, aan complicaties of aandoeningen lijdt, een pacemaker draagt of osteoporose hebt.
5. Als u pijn hebt of zich onwel voelt, moet u het gebruik van het apparaat onmiddellijk staken.

**Garantie beleid**

Dit product heeft een garantie van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar [www.prixton.com](http://www.prixton.com) gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

**Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring**

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklart hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerat:

| <b>MERK</b> | <b>MODEL</b> | <b>BESCHRIJVING</b> | <b>CATEGORIE</b> |
|-------------|--------------|---------------------|------------------|
| Prixton     | MGF100       | Massage Gun Fit     | Fitness          |

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internetsite:  
[www.prixton.com](http://www.prixton.com)

LA TRASTIENDA DIGITAL

**PRIXTON**