


PRIXTON

TITÁN MGF300



PISTOLA DE MASAJE MASSAGE GUN

PRECAUCIONES IMPORTANTES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones graves, lea todas las precauciones e instrucciones de este manual antes de utilizar este producto. no asume ninguna responsabilidad por lesiones personales o daños materiales sufridos por o como consecuencia del uso incorrecto de este producto.

1. Uso exclusivo para adultos. Los niños y las mujeres embarazadas no pueden utilizar este aparato. Por favor, si padece alguna enfermedad o lesión, pida consejo a un profesional antes de utilizar este aparato. Las personas con debilidad física, trastornos mentales o lentitud de respuesta deberán estar bajo la supervisión de un tutor. Los niños deben estar bajo supervisión para evitar que utilicen este aparato como un juguete.
2. Use el aparato únicamente sobre superficies del cuerpo que estén limpias y secas, presionando ligeramente y desplazándolo por el cuerpo durante aproximadamente sesenta (60) segundos en cada zona.
3. No deje el aparato sin supervisión mientras esté cargándose o en funcionamiento.
4. No sumerja el aparato en el agua.
5. Las rejillas de ventilación no deben bloquearse durante el funcionamiento.
6. Si el aparato se calienta, deje de utilizarlo y deje que se enfríe. En caso de sobrecalentamiento, pida a un profesional que inspeccione el aparato antes de volver a utilizarlo.
7. No modifique el aparato usted mismo.
8. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no toque el cable de carga ni el puerto de carga con las manos mojadas.
9. El aparato solo debe utilizarse en zonas de tejido blando del cuerpo y no debe utilizarse en ninguna zona dura u ósea del cuerpo, incluidas la cabeza y el cuello.
10. Mantenga el aparato alejado del fuego, de fuentes de calor y de cualquier líquido.
11. No utilice el aparato si tiene alguna lesión, enfermedad o está embarazada.
12. No desmonte, aplaste, queme ni cortocircuite la batería.
13. Cuando utilice el aparato, mantenga los dedos de las manos y los pies, el pelo y otras partes del cuerpo alejados del eje para evitar pellizcos o enredos.



No toque esta parte mientras el aparato esté en funcionamiento sin el cabezal de masaje.






No toque esta parte mientras el aparato esté en funcionamiento con el cabezal de masaje.

IMPORTANTE

No utilice este producto en ninguno de los siguientes casos sin el consentimiento de su médico.


Embarazo, complicaciones diabéticas (como neuropatía o daños en la retina), uso de marcapasos, epilepsia o migraña, hernia discal, desplazamiento de la columna vertebral, separación vertebral o rigidez de las articulaciones de la columna vertebral, cirugía reciente de sustitución de articulaciones o DIU, implantes de varillas metálicas o placas de acero y cualquier problema relacionado con su salud. Las contraindicaciones mencionadas anteriormente no implican que no puede utilizar este producto, pero le recomendamos que lo consulte con su médico antes de usarlo.

RESUMEN



Este aparato es un masajeador de mano de percusión portátil y recargable con golpeteo y velocidad ajustables y varios accesorios para el cabezal. Este aparato alivia la tensión muscular y el dolor ejerciendo un golpeteo sobre los músculos con diferentes intensidades y a diferentes velocidades para ayudar a calentar y recuperar el músculo antes y después de la actividad física.

ESPECIFICACIONES



Tamaño del producto: 178 x 64 x 245 mm

Peso del producto: 895 g

Material de la carcasa: ABS+PC

Amplitud: 12 mm

Corriente y voltaje de carga: 5 V/2 A

Tiempo de carga: 3-4 h

Fuerza de bloqueo: ≥ 120 N

Niveles de velocidad de rotación: 1500/1750/2000/2250/2500/2700 rpm

Capacidad de la celda: 2500 mAh

Especificación de la batería: 4 celdas/18650

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO

Coloque el aparato en la posición ON en la base del mango, una vez que esté encendido las luces azules se iluminarán indicando el nivel de la batería. El número -0- se mostrará en la pantalla LED.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD

Para cambiar la velocidad pulse el botón de velocidad una vez para cada ajuste de velocidad. Cambiará entre 1.^a velocidad, 2.^a velocidad, 3.^a velocidad, 4.^a velocidad, 5.^a velocidad, 6.^a velocidad y estado neutro, de forma sucesiva.


Nota: para evitar daños en los huesos y la fascia causados por un masaje prolongado, este producto ha establecido un modo de protección inteligente, por lo que se parará automáticamente tras 10 minutos de uso.

APAGADO


Para apagar el aparato, seleccione la posición OFF en la base del mango.

USO/SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DEL CABEZAL


Para utilizar un accesorio en el cabezal, inserte el cabezal deseado directamente en el eje/apertura mientras presiona con firmeza. Para cambiarlo, apague el aparato y gire o extraiga el cabezal que esté insertado.




ACCESORIOS INTERCAMBIABLES DEL CABEZAL



Plano (reforzado)



Bola (espuma EVA)




Tenedor (PP reforzado)



Bala (PP reforzado)

CARGA



El aparato debe cargarse por completo antes del primer uso. El tiempo de carga es de unas 2-3 horas.

Para cargarlo, simplemente enchufe el conector tipo C en el cargador. Las luces LED parpadearán

y mostrarán el nivel de carga de la batería. Cuando el aparato esté completamente cargado, las luces LED se pondrán en verde.

Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente inmediatamente después de cargarlo por completo.

Para reducir el riesgo de peligro, no utilice el aparato mientras se esté cargando.

El aparato debe cargarse cuando la batería esté baja; si el aparato no se carga durante mucho tiempo, es posible que no vuelva a funcionar.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

ALMACENAMIENTO

Si el aparato ha estado almacenado durante más de 3 meses, inspecciónelo y cárguelo antes de utilizarlo. No lo coloque en el suelo, cerca de paredes o en el techo. Asegúrese de que la ventilación sea buena y mantenga el aparato alejado de la luz solar intensa y de gases corrosivos.

TRANSPORTE

El aparato está embalado con un sencillo embalaje a prueba de golpes y es apto para el transporte por aire, ferrocarril, carretera y barco. Debe evitarse el contacto del aparato con la lluvia y la nieve, así como las inversiones y las colisiones.

COMPROBACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Compruebe cuidadosamente la fuente de alimentación antes de utilizar el aparato, si el voltaje de la fuente de alimentación excede el rango especificado, por favor no lo utilice.

MANTENIMIENTO

Este aparato debe protegerse de la humedad, los roedores y la contaminación. Apague el aparato cuando vaya a limpiarlo. Después de utilizarlo, guárdelo en un lugar seguro. No coloque objetos pesados sobre el aparato. Si el aparato no funciona correctamente, pida a un técnico profesional que lo repare, no lo desmonte usted mismo.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Este aparato no debe desecharse junto con la basura doméstica. Cuando decida deshacerse de este aparato, asegúrese de cumplir con las leyes medioambientales locales y las directrices de eliminación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta algún fallo de funcionamiento mientras utiliza el aparato, realice las siguientes comprobaciones. Si no consigue solucionar los problemas o el aparato sigue sin funcionar correctamente, deje de utilizarlo y apáguelo inmediatamente para que lo repare un técnico profesional. No desmonte el aparato usted mismo.

Problema	Posibles causas	Solución del problema
No se puede encender	¿La batería está agotada?	En caso afirmativo, cargue la batería
La potencia de masaje es débil	¿La batería está baja?	En caso afirmativo, cargue la batería

Política de garantía

En cumplimiento de lo establecido en el art. 16.7 del Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril. Ref. BOE-A-2021-6872, se pone a disposición de los interesados, accediendo a www.prixton.com, cuanta información sea necesaria para ejercer los derechos de desistimiento atendiendo a los supuestos que recoge dicha ley, dando por cumplidas las exigencias que esta demanda de la parte vendedora en el contrato de venta.

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrían cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo.

Declaración ue de conformidad simplificada

Por la presente, La Trastienda Digital SL como propietaria de la marca comercial Prixton, ubicada en Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que el tipo de equipo radioeléctrico que a continuación se expone:

MARCA	MODELO	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA
PRIXTON	TITÁN MGF300	PISTOLA MASAJE	FITNESS

Es conforme con la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

IMPORTANT PRECAUTIONS

WARNING

To reduce the risk of serious injury, read all precautions and instructions in this manual before you use this product. assumes no responsibility for personal injury or property damage sustained by or through the use of this product wrongly.

1.For adults only. Children or pregnant women are not allowed to use this device. Please ask professionals for advice before using this device if carrying diseases or injured. People with physical weakness or mental disorders or slow response shall be under the guidance of a guardian. Children should be supervised not to play with this device as a toy.

2.When using the device use it only on dry, clean surfaces of the body by lightly pressing and moving across the body for approximately sixty(60) seconds per region.

3.Do not leave it unattended while charging or operating.

4.Do not submerge the device in the water.

5.The vents should not be blocked while operating.

6.If the device is heating, stop using it and let it cool down. If it is overheating, ask a professional to inspect the device before using it again.

7.Do not modify the device by yourself.

8.To reduce the risk of electric shock, do not touch the charging cable or the charging port with wet hands.

9.The device should only be used on soft tissue areas of the body and should not be used on any hard or bony areas of the body, including the head and neck.

10.Keep the device far away from fire, heat source, and any liquids.

11.Do not use the device if you are pregnant, injured, or sick.

12.Do not disassemble, crush, burn or short-circuit the battery.

13.When using the device, keep fingers, toes, hair, and other body parts away from the shaft to avoid pinching or entanglement.



Do not touch this part while the machine is running without massage node.





Do not touch this part while the machine is running with massage node.

IMPORTANT

Do not use this product in any of the following cases without the consent of your physician.


Pregnancy, diabetic complications (such as neuropathy or retinal damage), wearing a pacemaker, epilepsy or migraine, disc herniation, advancement of the spine, vertebral detachment, or spinal joint stiffness, recent joint replacement surgery or IUD, having metal needle or steel plate, and any problems related to your health. These contraindications mentioned above do not mean that you are not allowed to use this product, we recommend you to consult your physician before use.

OVERVIEW



This is a portable, rechargeable, handheld percussion massager with adjustable stroke, adjustable speed, and various head attachments. The device relieves muscle tension and soreness by tapping muscles with different tapping intensities and at different speeds to warm up and recover before and after physical activity.

SPECIFICATIONS



Product size: 178 * 64 * 245mm

Product weight: 895g

Chassis material: ABS+PC

Amplitude: 12mm

Charging voltage and current: 5V/2A

Charging time: 3-4H

Stall force: $\geq 120\text{N}$

Rotation speed levels: 1500/1750/2000/2250/2500/2700rpm

Cell capacity: 2500mAh

Battery specification: 4 cells/18650

OPERATION

POWER ON

Switch your device to ON position at the base of the handle, once your device is powered on the blue lights will illuminate to indicate the battery level. The number of -0- will be shown on the LED display.

SPEED SETTING

To change the speed setting by pressing the speed button once per speed. It will switch between 1st speed, 2nd speed, 3rd speed, 4th speed, 5th speed, 6th speed, and neutral in turn.


Note: In order to avoid damage to bones and fascia caused by long-term massage, this product has set an intelligent protection mode, which will automatically stop after 10 minutes.

POWER OFF


To power off, switch the device to OFF position at the base of the handle.

USING/REPLACING HEAD ATTACHMENTS


To use a head attachment, insert the desired head directly into the shaft/opening while pushing firmly. To replace, turn the device off then simply rotate or pull out the originally attached head.




INTERCHANGEABLE HEAD ATTACHMENTS



Flat (toughened PP)



Ball (EVA foam)




Fork (toughened PP)



Bullet (toughened PP)

CHARGING



The device should be fully charged before first use

Charging time is about 2-3 hours.

To charge, simply plug the Type-C into the charger. The LEDs will flash and show the battery level. When the device is fully charged, the LEDs will turn green.

Always unplug this device from the electrical outlet immediately after fully charging.

To reduce the risk of hazards, do not use the device while charging.

The device should be charged when the battery is low; if the device is not charged for a long time it may not work again.

STORAGE AND MAINTENANCE

STORAGE

If the device has been stored for more than 3 months, inspect and recharge it before use. Do not place it on the floor, next to walls, or on the roof. Make sure ventilation is good and keep the device away from strong sunlight and corrosive gases.

TRANSPORTATION

The device is packed with a simple shockproof package and is suitable for transportation by air, rail, road, and ship. This device should avoid rain, snow, inversion, and collision.

POWER SUPPLY CHECK

Check the power supply carefully before using the device, if the power supply voltage exceeds the specified range, please do not use it.

MAINTENANCE

This device should be protected from moisture, rodents, and pollution. Please turn off the device when cleaning. After use, please put the device in a safe place. Do not place heavy objects on the unit. When the device is malfunctioning,, please ask professional technicians to repair it, do not disassemble it by yourself.

DISPOSAL AND RECYCLING

This device should not be disposed of together with household garbage. When you decide to dispose of this device, please follow the local environmental laws and disposal guidelines.

TROUBLESHOOTING

If you experience a malfunction while using the device, please perform the following checks. If you are unable to troubleshoot the problems or the device still does not work properly, stop using it and turn the power off immediately and have it repaired by a professional technician. Do not disassemble the device by yourself!

Basic Failure	Possible Causes	Troubleshooting
Cannot be turned on	Is the battery power drained	If yes, please charge in time
The massaging strength is weak	Is the battery power low	If yes, please charge in time

Warranty Policy

This product complies with the warranty law in force in the country of purchase. When you have a problem that you can not solve, you must access the web www.prixton.com and click on the contact option to send us your assistance form.

These technical and electrical specifications are those of typical units and may be changed without prior notice in order to provide improved equipment.

Simplified EU Declaration of Conformity

We, La Trastienda Digital located in Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia hereby declare that the following goods, imported and selling at European market:

BRAND	MODEL	DESCRIPTION	CATEGORY
PRIXTON	TITÁN MGF300	MESSAGE GUN	FITNESS

Are in compliance with the EC Council Directive of 2014/53/EU (EM DIRECTIVE) and harmonized standards and with the board of the 16th of April 2014.

The complete text of the UE Declaration of conformity is available anytime at this website address:

www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de lésions graves, lisez toutes les précautions et instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit. PRIXTON n'assume aucune responsabilité pour les dommages corporels ou matériels subis par ou résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.

- 1.Utilisation réservée aux adultes. Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas utiliser cet appareil. Si vous souffrez d'une maladie ou d'une lésion, veuillez demander l'avis d'un professionnel avant d'utiliser cet appareil. Les personnes présentant un handicap physique, des troubles mentaux ou moteurs doivent être surveillées par un tuteur. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.
- 2.Utilisez l'appareil uniquement sur des surfaces du corps propres et sèches, en appuyant légèrement et en déplaçant l'appareil sur le corps pendant environ soixante (60) secondes sur chaque zone.
- 3.Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en charge ou en fonctionnement.
- 4.Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- 5.Les grilles d'aération ne doivent pas être obstruées pendant l'utilisation.
- 6.Si l'appareil devient chaud, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir. En cas de surchauffe, veuillez consulter notre service technique avant de l'utiliser à nouveau.
- 7.Ne modifiez pas vous-même l'appareil.
- 8.Pour réduire le risque d'électrocution, ne touchez pas le câble ou le port de charge avec les mains mouillées.
- 9.L'appareil doit être utilisé uniquement sur les tissus mous du corps et ne doit pas être utilisé sur des zones dures ou osseuses du corps, y compris la tête et le cou.
- 10.Tenir l'appareil à l'écart du feu, des sources de chaleur et des liquides.
- 11.N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une lésion, d'une maladie ou si vous êtes enceinte.
- 12.La batterie ne doit être ni démontée, ni écrasée, ni brûlée ni court-circuitée.
- 13.Lorsque vous utilisez l'appareil, gardez les doigts, les orteils, les cheveux et les autres parties du corps à l'écart de la tige afin d'éviter tout pincement ou enchevêtrement.



Ne touchez pas cette partie lorsque l'appareil fonctionne sans la tête de massage.







Ne touchez pas cette partie lorsque l'appareil fonctionne avec la tête de massage.

IMPORTANT


N'utilisez pas ce produit dans les cas suivants sans l'accord de votre médecin. Grossesse, complications diabétiques (telles que la neuropathie ou les lésions rétinienne), utilisation d'un stimulateur cardiaque, épilepsie ou migraine, hernie discale, déplacement de la colonne vertébrale, séparation vertébrale ou raideur des articulations vertébrales, chirurgie de remplacement articulaire récente ou stérilet, implants de tiges métalliques ou de plaques d'acier, et tout autre problème lié à votre état de santé. Les contre-indications susmentionnées ne signifient pas que vous ne pouvez pas utiliser ce produit, mais nous vous conseillons de consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.

RÉSUMÉ



Cet appareil est un massEUR à percussion portatif et rechargeable, dont l'intensité et la vitesse peuvent être réglées et avec différents accessoires pour la tête. Cet appareil soulage les tensions et les douleurs musculaires en tapotant sur les muscles à différentes intensités et vitesses pour faciliter l'échauffement et la récupération des muscles avant et après une activité physique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Dimensions du produit : 178 x 64 x 245 mm

Poids du produit : 895 g

Matériau de la coque : ABS+PC

Amplitude : 12 mm

Courant et tension de charge : 5 V/2 A

Temps de charge : 3-4 heures

Force de verrouillage : ≥ 120 N

Niveaux de vitesse de rotation : 1500/1750/2000/2250/2500/2700 tr/min

Capacité des cellules : 2500 mAh

Caractéristiques de la batterie : 4 cellules/18650

FONCTIONNEMENT

Remarque : pour éviter les dommages causés par un massage prolongé, ce produit est doté d'un mode de protection intelligent qui arrête automatiquement l'appareil après 10 minutes d'utilisation. Vous pourrez ensuite le redémarrer immédiatement.

MARCHE

Mettez l'appareil en marche en appuyant sur « ON » sur la base de la poignée. Lorsque l'appareil est allumé, les voyants bleus s'allument pour indiquer le niveau de la batterie. Le chiffre -0- s'affichera sur l'écran LED.

RÉGLAGE DE LA VITESSE


Pour modifier la vitesse, appuyez sur le bouton de vitesse une fois pour chaque réglage de vitesse. Il passe successivement de la 1^{re} vitesse à la 2^e vitesse, puis à la 3^e vitesse, à la 4^e vitesse, à la 5^e vitesse, à la 6^e vitesse et à l'arrêt.

ARRÊT

Pour éteindre l'appareil, sélectionnez la position « OFF » sur la base de la poignée.

UTILISATION/CHANGEMENT DES ACCESSOIRES DE LA TÊTE


Pour utiliser un accessoire, insérez la tête souhaitée directement dans la tige/l'ouverture en appuyant fermement. Pour le changer, éteignez l'appareil et tournez ou retirez la tête insérée.




ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES DE LA TÊTE



Tête plate
(PP renforcé)



Boule
(mousse EVA)




Fourchette
(PP renforcé)



Conique
(PP renforcé)

CHARGEMENT



L'appareil doit être complètement chargé avant la première utilisation. Le temps de charge est d'environ 2-3 heures.

Pour charger l'appareil, il suffit de brancher le connecteur de type C sur le chargeur. Les voyants LED clignoteront et afficheront le niveau de charge de la batterie. Lorsque l'appareil est complètement chargé, les voyants LED deviennent verts.

Débranchez toujours l'appareil du secteur immédiatement après l'avoir complètement rechargé.

Pour réduire le risque de danger, n'utilisez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement.

L'appareil doit être rechargé lorsque la batterie est faible ; si l'appareil n'est pas rechargé pendant une longue période, il risque de ne plus fonctionner.

STOCKAGE ET ENTRETIEN

STOCKAGE

Si l'appareil a été stocké pendant plus de 3 mois, inspectez-le et chargez-le avant de l'utiliser. Veillez à une bonne ventilation et conservez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et des gaz corrosifs.

TRANSPORT

L'appareil est emballé dans un simple emballage antichoc adapté au transport. Le contact avec la pluie et la neige, ainsi que l'immersion et les chocs, doivent être évités.

VÉRIFICATION DE L'ADAPTEUR D'ALIMENTATION

Vérifiez soigneusement les caractéristiques de l'adaptateur électrique avant d'utiliser l'appareil. Si la tension électrique du secteur dépasse la tension spécifiée (5 volts), ne l'utilisez pas. Cela l'endommagerait.

ENTRETIEN

Cet appareil doit être protégé de l'humidité, des rongeurs et de la pollution. Éteignez l'appareil avant de le nettoyer. Après utilisation, conservez-le dans un endroit sûr. Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le réparer par un technicien professionnel, ne le démontez pas vous-même.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Lorsque vous décidez de vous débarrasser de cet appareil, veillez à respecter les lois environnementales locales et les directives en matière d'élimination.

DÉPANNAGE

Si vous constatez un dysfonctionnement lors de l'utilisation de l'appareil, procédez aux vérifications suivantes. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes ou si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, cessez de l'utiliser et éteignez-le immédiatement, puis faites-le réparer par un technicien professionnel. Ne démontez pas vous-même l'appareil.

Problème	Causes possibles	Dépannage
L'appareil ne s'allume pas.	La batterie est-elle déchargée ?	Le cas échéant, chargez la batterie.
L'intensité de massage est faible.	Le niveau de batterie est-il faible ?	Le cas échéant, chargez la batterie.

Politique de garantie

Ce produit est conforme à la loi sur la garantie en vigueur dans le pays d'achat. Lorsque vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre, vous devez accéder au site www.prixton.com et cliquer sur l'option de contact pour nous envoyer votre formulaire d'assistance. Les caractéristiques techniques et électriques ici correspondent à des unités spécifiques et pourraient être modifiées sans préavis afin d'améliorer le matériel.

Déclaration de conformité simplifiée

La Trastienda Digital SL, en tant que propriétaire de la marque Prixton, située dans Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, déclare que le type d'équipement radioélectrique indiqué ci-dessous est le suivant :

MARQUE	MODÈLE	DESCRIPTION	CATÉGORIE
PRIXTON	TITAN MGF300	MASSAGE GUN	FITNESS

Est conforme à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur Internet à l'adresse suivante : www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRECAUZIONI IMPORTANTI

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di lesioni gravi, leggere tutte le precauzioni e le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare il prodotto. PRIXTON non si assume alcuna responsabilità riguardante lesioni personali o danni materiali subiti a causa o in conseguenza dell'uso improprio di questo prodotto.

- 1.Solo per uso da parte degli adulti. I bambini e le donne in gravidanza non devono utilizzare questo apparecchio. Se si soffre di una malattia o di una lesione, rivolgersi a un professionista prima di utilizzare questo apparecchio. Le persone con danni fisici, disturbi mentali o reattività rallentata devono essere sotto la supervisione di un tutore. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che usino questo apparecchio come un giocattolo.
- 2.Utilizzare il dispositivo solo su superfici del corpo pulite e asciutte, premendo leggermente e muovendolo sul corpo per circa sessanta (60) secondi su ogni area.
- 3.Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in carica o in funzione.
- 4.Non immergere il dispositivo in acqua.
- 5.Le griglie di ventilazione non devono essere bloccate durante il funzionamento.
- 6.Se l'apparecchio si surriscalda, smettere di usarlo e lasciarlo raffreddare. In caso di surriscaldamento, consultare il nostro servizio tecnico prima di utilizzarlo nuovamente.
- 7.Non modificate il dispositivo da soli.
- 8.Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non toccare il cavo di ricarica o la porta di ricarica con le mani bagnate.
- 9.Il dispositivo può essere utilizzato solo su aree del corpo caratterizzate da tessuti molli e non deve essere utilizzato su aree dure o ossee del corpo, compresi testa e collo.
- 10.Tenere l'apparecchio lontano da fuoco, fonti di calore e liquidi.
- 11.Non utilizzare l'apparecchio in caso di lesioni, malattie o gravidanza.
- 12.Non smontare, schiacciare, bruciare o mandare in cortocircuito la batteria.
- 13.Quando si utilizza l'apparecchio, tenere le dita delle mani e dei piedi, i capelli e altre parti del corpo lontane dall'asta per evitare che si impiglino.



Non toccare questa parte mentre l'apparecchio è in funzione senza la testina di massaggio.





Non toccare questa parte quando l'apparecchio è in funzione con la testina di massaggio.

IMPORTANTE

Non utilizzare questo prodotto nei seguenti casi senza il consenso del medico.


Gravidanza, complicazioni diabetiche (come neuropatia o danni alla retina), uso di pacemaker, epilessia o emicrania, ernia del disco, dislocazione della colonna vertebrale, slittamento della colonna vertebrale o rigidità delle articolazioni vertebrali, recente intervento di sostituzione delle articolazioni o IUD, impianti di barre metalliche o piastre d'acciaio e qualsiasi altro problema di salute. Le controindicazioni sopra menzionate non implicano l'impossibilità di utilizzare questo prodotto, ma si consiglia di consultare il proprio medico prima dell'uso.

SOMMARIO



Questo dispositivo è un massaggiatore a percussione portatile e ricaricabile, con velocità e pressione regolabili e vari accessori per la testina. Questo dispositivo allevia la tensione e l'indolenzimento muscolare picchiando sui muscoli a diverse intensità e velocità, per favorire il riscaldamento e il recupero dei muscoli prima e dopo l'attività fisica.

SPECIFICHE



Dimensioni del prodotto: 178 x 64 x 245 mm

Peso del prodotto: 895 g

Materiale dell'involucro: ABS+PC

Ampiezza: 12 mm

Corrente e tensione di carica: 5 V/2 A

Tempo di ricarica: 3-4 h

Forza di bloccaggio: ≥ 120 N

Livelli di velocità di rotazione: 1500/1750/2000/2250/2500/2700 giri/min

Capacità della cella: 2500 mAh

Specifiche della batteria: 4 celle/18650

FUNZIONAMENTO

Nota: per prevenire i danni causati da un massaggio prolungato, questo prodotto ha impostato una modalità di protezione intelligente, per cui si arresta automaticamente dopo 10 minuti di utilizzo. Sarà possibile riaccenderlo subito dopo.

ACCENSIONE

Posizionare l'apparecchio in posizione ON (vedasi base dell'impugnatura); una volta acceso, le luci blu si accenderanno per indicare il livello della batteria. Il numero -0- verrà visualizzato sul display LED.

REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ


Per modificare la velocità, premere il pulsante della velocità una volta per ciascuna impostazione. Il sistema passa in successione dalla 1ª velocità, alla 2ª velocità, alla 3ª velocità, alla 4ª velocità, alla 5ª velocità, alla 6ª velocità e allo stato neutro.

SPEGNIMENTO


Per spegnere l'apparecchio, selezionare la posizione OFF sulla base dell'impugnatura.

UTILIZZO/SOSTITUZIONE DEGLI ACCESSORI DELLA TESTINA


Per utilizzare un accessorio, inserire la testina desiderata direttamente nell'asta/apertura premendo con forza. Per cambiarlo, spegnere l'apparecchio e ruotare o rimuovere la testina inserita.




ACCESSORI PER TESTINE INTERCAMBIABILI



Superficie piatta
(PP rinforzato)



Sfera
(schiuma EVA)




Forcella
(PP rinforzato)



Proiettile
(PP rinforzato)

CARICA



L'apparecchio deve essere completamente carico prima del primo utilizzo. Il tempo di ricarica è di circa 2-3 ore.

Per caricare l'apparecchio, è sufficiente collegare il connettore di tipo C al caricatore. Le luci LED lampeggeranno

e mostreranno il livello di carica della batteria. Quando il dispositivo è completamente carico, le luci LED diventeranno verdi.

Scollegare sempre il dispositivo dalla rete elettrica subito dopo averlo caricato completamente.

Per ridurre il rischio di pericolo, non utilizzare l'apparecchio mentre è in carica.

Il dispositivo deve essere caricato quando la batteria è scarica; se il dispositivo non viene caricato per molto tempo, potrebbe non funzionare più.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

CONSERVAZIONE

Se l'apparecchio non è stato utilizzato per più di 3 mesi, ispezionarlo e caricarlo prima dell'uso. Assicurare una buona ventilazione e tenere il dispositivo lontano dalla luce solare intensa e dai gas corrosivi.

TRASPORTO

Il dispositivo è confezionato in un comodo contenitore antiurto ed è adatto al trasporto. È necessario evitare il contatto con la pioggia e la neve, così come l'immersione e gli urti.

VERIFICA DELL'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Controllare attentamente le caratteristiche dell'adattatore di corrente prima di utilizzare l'apparecchio; se la tensione dell'alimentatore supera l'intervallo specificato (5 volt), si prega di non utilizzarlo. Questo potrebbe danneggiarlo.

MANUTENZIONE

Questo apparecchio deve essere protetto da umidità, animali e contaminazioni. Spegnerlo l'apparecchio durante la pulizia. Dopo l'uso, conservare in un luogo sicuro. Non collocare oggetti pesanti sull'apparecchio. Se l'apparecchio non funziona correttamente, farlo riparare da un tecnico professionista, non smontarlo da soli.

SMALTIMENTO E RICICLAGGIO

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Quando si decide di smaltire questo apparecchio, assicurarsi di rispettare le leggi ambientali locali e le linee guida per lo smaltimento.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se si verifica un malfunzionamento durante l'uso dell'apparecchio, eseguire i seguenti controlli. Se non si riesce a risolvere il problema o se l'apparecchio continua a non funzionare correttamente, smettere di usarlo e spegnerlo immediatamente per farlo riparare da un tecnico professionista. Non smontare il dispositivo da soli.

Problema	Possibili cause	Soluzione al problema
Non si può accendere	La batteria è scarica?	Se sì, caricare la batteria
La potenza del massaggio è debole	C'è poca batteria?	Se sì, caricare la batteria

Politica di garanzia

Questo prodotto è conforme alla legge di garanzia vigente nel suo paese di acquisto. Quando hai un problema che non puoi risolvere, devi accedere al sito www.prixton.com e fare clic sull'opzione di contatto per inviarci il tuo modulo di assistenza.

Le caratteristiche tecniche ed elettriche qui riportate corrispondono alle unità tipiche e possono essere modificate senza preavviso per migliorare le qualità del dispositivo.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, La Trastienda Digital SL come proprietaria del marchio commerciale Prixton, situata presso Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dichiara che il tipo di apparecchiatura radioelettrica che si mostra qui di seguito:

MARCA	MODELLO	DESCRIZIONE	CATEGORIA
PRIXTON	TITAN MGF300	MESSAGE GUN	FITNESS

È conforme alla Direttiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo e della commissione del 16 aprile 2014.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile a questo indirizzo web: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

WARNUNG:

Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung aufmerksam durch, da es bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen kommen kann. PRIXTON übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die infolge unsachgemässer Nutzung des Produkts durch den Kunden entstehen.

1. Nur für Erwachsene geeignet. Kinder und schwangere Personen dürfen dieses Gerät nicht benutzen. Wenn Sie an einer Krankheit oder Verletzung leiden, lassen Sie sich vor der erstmaligen Benutzung dieses Geräts von einer Fachperson beraten. Personen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung sowie verlangsamten Reaktionen sollten das Produkt nur in Anwesenheit eines Betreuers benutzen. Kinder sollten bei der Verwendung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht als Spielzeug verwendet wird.
2. Verwenden Sie das Gerät nur auf sauberen, trockenen Oberflächen des Körpers. Üben Sie leichten Druck aus und bewegen Sie das Gerät etwa sechzig (60) Sekunden lang über jede Körperstelle.
3. Lassen Sie das Gerät während es geladen oder benutzt wird nie unbeaufsichtigt.
4. Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
5. Die Belüftungsöffnungen müssen während des Betriebs freigehalten werden.
6. Wenn das Gerät heiß wird, muss es für eine Weile weggelegt werden, damit es abkühlen kann. Bei einer Überhitzung des Geräts wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst, bevor Sie es wieder benutzen.
7. Nehmen Sie keine eigenen Veränderungen am Gerät vor.
8. Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, darf weder das Ladekabel noch der Ladeanschluss mit nassen Händen berührt werden.
9. Das Gerät darf nur an weichen Bereichen des Körpers verwendet werden und nicht an harten oder knöchernen Körperstellen, einschließlich Kopf und Hals.
10. Das Gerät muss stets von Feuer, Wärmequellen und Flüssigkeiten ferngehalten werden.
11. Im Falle einer Verletzung, Krankheit oder Schwangerschaft wird von der Verwendung des Geräts abgeraten.
12. Die Batterie darf nicht zerlegt, zerquetscht, verbrannt oder kurzgeschlossen werden.
13. Achten Sie bei der Verwendung des Geräts darauf, Finger, Zehen, Haare und andere Körperteile von der Rückseite des Geräts fernzuhalten, damit sie nicht eingeklemmt werden.



Berühren Sie diesen Teil nicht, während das Gerät ohne den Massagekopf in Betrieb ist.





Berühren Sie diesen Teil nicht, wenn das mit dem Massagekopf in Betrieb ist.

WICHTIG

Bitte verwenden Sie das Produkt nicht ohne die Genehmigung Ihres Arztes, wenn eine der folgenden Bedingungen auf Sie zutrifft:


Schwangerschaft, diabetische Komplikationen (z. B. Neuropathie oder Netzhautschäden), Verwendung von Herzschrittmachern, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Wirbelsäulenverschiebung, Wirbelsäulentrennung oder Versteifung der Wirbelsäulengelenke, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen oder Spirale, Metallstangen- oder Stahlplattenimplantate sowie andere gesundheitliche Probleme. Die genannten Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie dieses Produkt nicht verwenden dürfen, aber wir raten Ihnen, zuerst Ihren Arzt zu konsultieren.

ZUSAMMENFASSUNG



Dieses Gerät ist ein tragbares und wiederaufladbares Perkussionsmassagegerät mit einstellbarer Streichbewegung und Geschwindigkeit sowie verschiedenen Massageaufsätzen. Dieses Gerät lindert Steifheit und Muskelkater und beschleunigt das Aufwärmen und die Erholung nach körperlicher Aktivität, wobei unterschiedliche Intensitäts- und Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung stehen.

SPEZIFIKATION



Produktgröße: 178 x 64 x 245 mm

Produktgewicht: 895 g

Gerätematerial: ABS+PC

Amplitude: 12 mm

Stromzufuhr: 5 V/2 A

Ladedauer: 3-4 h

Verriegelungskraft: ≥ 120 N

Geschwindigkeitsstufen: 1500/1750/2000/2250/2500/2700 U/min

Zellenkapazität: 2500 mAh

Batteriespezifikation: 4 Zellen/18650

BETRIEB

Hinweis: Um Schäden durch eine zu lange Massage zu vermeiden, stoppt das Gerät dank einer integrierten Schutzfunktion automatisch nach 10 Minuten. Danach können Sie es sofort wieder in Betrieb nehmen.

ANGESCHALTET

Schalten Sie das Gerät unten am Griff in die ON-Position. Sobald es eingeschaltet ist, leuchten die blauen LED-Leuchten auf und zeigen den Batteriestand an. Auf dem LED-Display wird die Zahl -0- angezeigt.

GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG


Ändern Sie die Geschwindigkeit, indem Sie die Geschwindigkeitseinstelltaste einmal pro Geschwindigkeit drücken. Es schaltet nacheinander zwischen dem 1., 2., 3., 4., 5., 6. und neutralen Gang hin und her.

AUSGESCHALTET


Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die OFF-Position unten am Griff.

VERWENDUNG/AUSWECHSELN DER APPLIKATOREN


Zum Aufsetzen eines Applikators den gewünschten Kopf direkt in den Schaft/die Öffnung einführen und dabei fest drücken. Zum Auswechseln eines Applikators das Gerät zuerst ausschalten, anschließend den eingesetzten Kopf mit einer Drehbewegung entfernen.




AUSWECHSELBARE APPLIKATOREN



Flach
(verstärktes
PP-Material)



Kugel
(EVA-Schaum)




Rund
(verstärktes PP-Material)



Gabel
(verstärktes
PP-Material)

AUFLADEN



Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Die Ladezeit beträgt etwa 2-3 Stunden.

Schließen Sie zum Aufladen einfach den Typ-C-Stecker an das Ladegerät an. Die LED-Leuchten blinken, um den aktuellen Akkustand und den aktiven Ladevorgang anzuzeigen. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, werden die LED-Leuchten grün.

Trennen Sie das Gerät nach dem vollständigen Aufladen immer sofort vom Stromnetz. Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird.

Wenn der Akkustand niedrig ist, muss das Gerät aufgeladen werden. Wenn es eine längere Zeit nicht aufgeladen wurde, kann es möglicherweise zu Störungen kommen.

LAGERUNG UND WARTUNG

LAGERUNG

Wurde das Gerät über 3 Monate lang nicht verwendet, sollte es vor dem ersten Gebrauch kontrolliert und aufgeladen werden. Sorgen Sie für gute Belüftung und halten Sie das Gerät von starker Sonneneinstrahlung und korrosiven Gasen fern.

TRANSPORT

Das Gerät befindet sich in einer einfachen stoßfesten Verpackung und ist für den Transport geeignet. Der Kontakt mit Regen und Schnee sollte vermieden werden, ebenso das Eintauchen in Wasser. Lassen Sie das Gerät nicht fallen.

ÜBERPRÜFUNG DES NETZTEILS

Prüfen Sie das Netzteil sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn die Spannung des Netzteils den angegebenen Bereich (5 Volt) überschreitet, verwenden Sie es bitte nicht. Dies würde zu einer Beschädigung des Geräts führen.

WARTUNG

Dieses Gerät muss vor Feuchtigkeit, Nagetieren und Verschmutzung durch Staub und anderen Substanzen geschützt werden. Schalten Sie das Gerät während der Reinigung aus. Nach Gebrauch an einem sicheren, kühlen Ort aufbewahren. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, lassen Sie sich von einer Fachperson beraten. Nehmen Sie es nie selbst auseinander.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, tun Sie dies in Übereinstimmung mit den lokalen Umweltgesetzen und Entsorgungsrichtlinien.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollten während der Verwendung des Geräts Störungen auftreten, kontrollieren Sie zuerst folgende Dinge: Wenn Sie das Problem nicht selber beheben können oder das Gerät immer noch nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und lassen Sie es von einem professionellen Techniker reparieren. Nehmen Sie das Gerät nicht selbst auseinander.

Problem	Mögliche Ursachen	Problembehebung
Ich kann das Gerät nicht anschalten	Ist der Akku leer?	Wenn ja, schließen Sie den Akku an eine Stromquelle an
Der Massagedruck ist schwach	Ist der Akkustand niedrig?	Wenn ja, schließen Sie den Akku an eine Stromquelle an

Garantiepolitik

Dieses Produkt entspricht dem im Land des Kaufs geltenden Gewährleistungsrecht. Wenn Sie ein Problem haben, das nicht gelöst werden kann, müssen Sie auf das Internet www.prixton.com zugreifen und auf die Kontaktoption klicken, um uns Ihr Unterstützungsf formular zu senden. Die elektrischen und technischen Eigenschaften, die hier genannt wurden, entsprechen typischen Geräten und können ohne Vorankündigung geändert werden, um ein besseres Gerät anzubieten.

Vereinfachte EU-einverständniserklärung

La Trastienda Digital SL als Inhaber der Handelsmarke Prixton, mit dem Standort Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, erklärt hiermit, dass das im Folgenden detaillierte radioelektrische Gerät:

MARKE	MODEL	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
PRIXTON	TITAN MGF300	MASSAGE GUN	FITNESS

der EU-Richtlinie 2014/53/UE des Europaparlaments und –rats vom 16. April 2014 entspricht.

Der komplette Text der EU-Einverständniserklärung kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

AVISO:

Para reduzir o risco de ferimentos graves, leia todas as precauções e instruções deste manual antes de utilizar este produto. A PRIXTON não assume qualquer responsabilidade por ferimentos pessoais ou danos materiais sofridos por ou como resultado de uma utilização inadequada deste produto.

1. Apenas para uso de adultos. As crianças e as mulheres grávidas não devem utilizar este dispositivo. Se sofrer de qualquer doença ou lesão, procure aconselhamento profissional antes de utilizar este dispositivo. As pessoas com debilidades físicas, perturbações mentais ou tempos de resposta lentos devem estar sob a supervisão de uma pessoa responsável. As crianças devem ser supervisionadas para evitar que utilizem este dispositivo como um brinquedo.
2. Utilize o dispositivo apenas em superfícies limpas e secas do corpo, pressionando levemente e movendo-o sobre o corpo durante aproximadamente sessenta (60) segundos em cada área.
3. Não deixe o dispositivo sem vigilância enquanto estiver a carregar ou em funcionamento.
4. Não mergulhe o dispositivo em água.
5. As grelhas de ventilação não devem ser bloqueadas durante o funcionamento.
6. Se o dispositivo sobreaquecer, pare a sua utilização e deixe-o arrefecer. Em caso de sobreaquecimento, consulte o nosso serviço técnico antes de o utilizar novamente.
7. Não modifique o dispositivo.
8. Para reduzir o risco de choque elétrico, não toque no cabo de carregamento ou na porta de carregamento com as mãos molhadas.
9. O dispositivo só pode ser usado em áreas de tecido mole do corpo e não deve ser usado em nenhuma zona dura ou óssea do corpo, incluindo a cabeça e o pescoço.
10. Mantenha o dispositivo afastado do fogo, das fontes de calor e de líquidos.
11. Não utilize o dispositivo se tiver uma lesão, doença ou se estiver grávida.
12. Não desmonte, esmague, queime ou provoque um curto-circuito na bateria.
13. Ao utilizar o dispositivo, mantenha os dedos dos pés e das mãos, cabelo e outras partes do corpo longe do eixo para evitar beliscões ou emaranhamentos.



Não toque nesta parte enquanto o dispositivo estiver em funcionamento sem a cabeça de massagem.




Não toque nesta parte enquanto o dispositivo estiver em funcionamento com a cabeça de massagem.

IMPORTANTE

Não utilize este produto em nenhum dos seguintes casos sem o consentimento do seu médico.


Gravidez, complicações diabéticas (tais como neuropatia ou danos na retina), uso de pacemaker, epilepsia ou enxaqueca, hérnia discal, deslocamento da coluna vertebral, separação ou rigidez das articulações da coluna vertebral, cirurgia recente de substituição de articulações ou DIU, implantes de hastes metálicas ou placas de aço e quaisquer outros problemas relacionados com a sua saúde. As contraindicações mencionadas acima não implicam que não possa utilizar este produto, mas recomendamos que consulte o seu médico antes de o utilizar.

RESUMO



Este dispositivo é um massajador de percussão portátil e recarregável com potência e velocidade ajustáveis e vários acessórios para a cabeça. Este dispositivo alivia a tensão e a dor muscular, exercendo golpes ligeiros sobre os músculos a diferentes intensidades e velocidades para ajudar a aquecer e recuperar o músculo antes e depois da atividade física.

ESPECIFICAÇÕES



Tamanho do produto: 178 x 64 x 245 mm

Peso do produto: 895 g

Material da caixa: Amplitude

ABS+PC: 12 mm

Corrente e voltagem de carregamento: 5 V/2 A

Tempo de carregamento: 3-4 h

Força de bloqueio: ≥ 120 N

Níveis de velocidade rotacionais: 1500/1750/2000/2250/2500/2700 rpm

Capacidade de célula: 2500 mAh

Especificações da bateria: 4 células/18650

FUNCIONAMENTO

Nota: Para evitar danos causados por uma massagem prolongada, este produto definiu um modo de proteção inteligente, pelo que vai parar automaticamente após 10 minutos de utilização. Poderá reiniciá-lo imediatamente depois.

LIGADO

Coloque o dispositivo na posição ON na base da pega, uma vez ligado, as luzes azuis vão acender-se indicando o nível da bateria. O número -0- vai ser apresentado no ecrã LED.

DEFINIÇÕES DE VELOCIDADE


Para alterar a velocidade, prima uma vez o botão de velocidade para cada definição de velocidade. Deve alternar entre a 1.ª velocidade, 2.ª velocidade, 3.ª velocidade, 4.ª velocidade, 5.ª velocidade, 6.ª velocidade e modo neutro sucessivamente.

DESLIGAR


Para desligar o dispositivo, selecione a posição OFF na base da pega.

UTILIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ACESSÓRIOS DA CABEÇA


Para utilizar um acessório na cabeça, insira a cabeça desejada diretamente no eixo/abertura enquanto pressiona firmemente. Para a mudar, desligue o dispositivo e rode ou remova a cabeça inserida.




ACESSÓRIOS DE CABEÇA INTERCAMBIÁVEIS



Plano
(PP reforçado)



Bola
(espuma EVA)




Suporte
(PP reforçado)



Bala
(PP reforçado)

CARREGAMENTO



O dispositivo deve ser totalmente carregado antes da primeira utilização. O tempo de carregamento é de cerca de 2-3 horas.

Para carregar, basta ligar o conector tipo C ao carregador. As luzes LED vão piscar e apresentar o nível de carga da bateria. Quando o dispositivo estiver completamente carregado, as luzes LED vão ficar verdes.

Desligue sempre o dispositivo da corrente imediatamente após o ter carregado completamente.

Para reduzir o risco de perigo, não utilize o dispositivo enquanto este estiver a carregar. O dispositivo deve ser carregado quando a bateria estiver fraca; se o dispositivo não for carregado durante muito tempo, pode não voltar a funcionar.

ARMAZENAMENTO E MANUTENÇÃO

ARMAZENAMENTO

Se o dispositivo tiver sido armazenado durante mais de 3 meses, inspecione-o e carregue-o antes de o utilizar. Assegure uma boa ventilação e mantenha o dispositivo afastado da luz solar forte e de gases corrosivos.

TRANSPORTE

O dispositivo é embalado numa embalagem simples à prova de impactos e é adequada para o transporte. O contacto do dispositivo com a chuva e a neve, assim como a imersão e colisões, devem ser evitados.

VERIFICAÇÃO DO ADAPTADOR DE CORRENTE

Verifique cuidadosamente as características do adaptador de corrente antes de utilizar o dispositivo. Se a tensão da fonte de alimentação exceder o intervalo especificado (5 volts), não a utilize. Isto iria provocar danos.

MANUTENÇÃO

Este dispositivo deve ser protegido da humidade, roedores e contaminação. Desligue o dispositivo durante a limpeza. Após utilização, armazenar num local seguro. Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo. Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, peça a um técnico profissional para o reparar, não o desmonte você mesmo.

ELIMINAÇÃO E RECICLAGEM

Este dispositivo não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Ao decidir eliminar este dispositivo, certifique-se de que cumpre as leis ambientais locais e as diretrizes de eliminação.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de avaria durante a utilização do dispositivo, efetue as seguintes verificações. Se não conseguir resolver os problemas ou se o dispositivo ainda não funcionar corretamente, pare de utilizar o dispositivo e desligue-o imediatamente para que seja reparado por um técnico profissional. Não desmonte o dispositivo.

Problema	Possíveis causas	Solução para o problema
Não liga	A bateria está descarregada?	Em caso afirmativo, carregue a bateria
A potência de massagem é fraca	A bateria está fraca?	Em caso afirmativo, carregue a bateria

Política de garantia

Em cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 84/2021

<https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/84-2021-172938301>, colocamos à disposição dos interessados toda a informação necessária para poder exercer todos os direitos de desistir de acordo com as normas contidas nesta lei, dando por cumpridos os requisitos que a lei exige ao vendedor no contrato de venda. As características técnicas e eléctricas que aqui se indicam podem ser válidas para outras unidades semelhantes às nossas e poderão ser trocadas sem aviso prévio com o objetivo de oferecer um equipamento melhor.

Declaração De Conformidade Simplificada

Pela presente, a La Trastienda Digital SL, na qualidade de proprietária da marca comercial Prixton, com sede no Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, declara que o tipo de equipamento radioelétrico que de seguida se expõe:

MARCA	MODELO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA
PRIXTON	TITAN MGF300	MASSAGE GUN	FITNESS

Está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014.

O texto completo da declaração UE de conformidade pode ser consultado no seguinte endereço Web:

www.prixton.com LA TRASTIENDA DIGITAL

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

WAARSCHUWING

Lees alle voorzorgsmaatregelen en instructies in deze handleiding voordat u dit product gebruikt, om het risico van ernstig letsel te beperken. PRIXTON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade geleden door of als gevolg van onjuist gebruik van dit product.

1. Alleen voor volwassenen. Kinderen en zwangere vrouwen mogen dit apparaat niet gebruiken. Als u aan een ziekte of letsel lijdt, dient u professioneel advies in te winnen voordat u dit apparaat gebruikt. Personen met lichamelijke zwakte, geestelijke stoornissen of vertraagde reacties moeten onder toezicht van een voogd staan. Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat zij dit apparaat als speelgoed gebruiken.
2. Gebruik het apparaat alleen op schone, droge oppervlakken van het lichaam; druk lichtjes en beweeg het over het lichaam gedurende ongeveer zestig (60) seconden op elk gebied.
3. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het wordt opgeladen of in werking is.
4. Dompel het apparaat niet onder in water.
5. De ventilatieroosters mogen tijdens de werking niet worden geblokkeerd.
6. Als het apparaat heet wordt, stop dan met het gebruik ervan en laat het afkoelen. Raadpleeg in geval van oververhitting onze technische dienst voordat u het weer gebruikt.
7. Wijzig het apparaat niet zelf.
8. Raak de laadkabel of laadpoort niet aan met natte handen om het risico op elektrische schokken te beperken.
9. Het apparaat mag alleen worden gebruikt op de weke delen van het lichaam en mag niet worden gebruikt op harde of benige delen van het lichaam, met inbegrip van het hoofd en de nek.
10. Houd het apparaat uit de buurt van vuur, warmtebronnen en vloeistoffen.
11. Gebruik het apparaat niet als u gewond, ziek of zwanger bent.
12. De batterij niet demonteren, verbrijzelen, verbranden of er kortsluiting in veroorzaken.
13. Houd bij het gebruik van het apparaat vingers, tenen, haar en andere lichaamsdelen uit de buurt van de schacht om te voorkomen dat die gekneld of verstrikt raken.



Raak dit deel niet aan wanneer het apparaat in werking is zonder de massagekop.





Raak dit deel niet aan terwijl het apparaat in werking is met de massagekop.

BELANGRIJK


Gebruik dit product niet in de volgende gevallen zonder toestemming van uw arts. Zwangerschap, diabetische complicaties (zoals neuropathie of schade aan het netvlies), gebruik van een pacemaker, epilepsie of migraine, hernia, verschuiving van de wervelkolom, scheiding van de wervelkolom of stijfheid van de wervelkolomgewrichten, recente gewrichtsvervangende operatie of spiraaltje, implantaten met metalen staafjes of stalen platen, en alle andere gezondheidsproblemen. De bovengenoemde contra-indicaties betekenen niet dat u dit product niet mag gebruiken, maar wij raden u aan uw arts te raadplegen vóór gebruik ervan.

SAMENVATTING



Dit apparaat is een draagbaar en oplaadbaar handpistool voor percussiemassage met instelbare klopbeweging en snelheid en verschillende opzetstukken voor de kop. Dit apparaat verlicht spierspanning en -pijn door op de spieren te tikken met verschillende intensiteiten en snelheden om de spieren voor en na fysieke activiteit te helpen opwarmen en herstellen.

SPECIFICATIES



Productgrootte: 178 x 64 x 245 mm

Productgewicht: 895 g

Materiaal behuizing: ABS+PC

Amplitude: 12 mm

Laadstroom en spanning: 5 V/2 A

Oplaadtijd: 3-4 h

Sluitkracht: ≥ 120 N

Niveaus rotatiesnelheid: 1500/1750/2000/2250/2500/2700 tpm

Celcapaciteit: 2500 mAh

Batterijspecificatie: 4 cellen/18650

GEBRUIK

Opmerking: om schade door langdurige massage te voorkomen, heeft dit product een intelligente beschermingsmodus ingesteld, zodat het automatisch stopt na 10 minuten gebruik. Hierna kunt u het onmiddellijk opnieuw opstarten.

AAN

Plaats het apparaat in de stand ON (AAN) op de basis van de handgreep, zodra het is ingeschakeld gaan de blauwe lampjes branden die het batterijniveau aangeven. Het getal -0- verschijnt op het LED-display.

SNELHEIDSAANPASSING


Om de snelheid te veranderen drukt u voor elke snelheidsinstelling eenmaal op de snelheidsknop. Het apparaat schakelt achtereenvolgens tussen de 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e en neutrale versnelling.

UIT


Om het apparaat uit te schakelen, kiest u de OFF-stand (UIT) op de onderkant van de handgreep.

GEBRUIK/VERVANGING VAN KOPACCESSOIRES


Om een hulpstuk op de kop te gebruiken, steekt u de gewenste kop rechtstreeks in de schacht/opening terwijl u stevig drukt. Om dit te veranderen, schakelt u het apparaat uit en draait of verwijdert u de geplaatste kop.




VERWISSELBARE ACCESSOIRES VAN DE KOP



Plat
(versterkt PP)



Bal
(EVA-schuim)




Kogel
(versterkt PP)



Vork
(versterkt PP)

LADEN



Het apparaat moet volledig worden opgeladen vóór het eerste gebruik. Opladtid is ongeveer 2-3 uur.

Om op te laden steekt u gewoon de Type-C connector in de oplader. De LED-lampjes knipperen en tonen het oplaadniveau van de batterij. Als het apparaat volledig is opgeladen, worden de LED-lampjes groen.

Trek altijd onmiddellijk na het volledig opladen van het apparaat de stekker uit het stopcontact.

Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen, om gevaar te beperken.

Het apparaat moet worden opgeladen als de batterij bijna leeg is; als het apparaat lange tijd niet wordt opgeladen, werkt het mogelijk niet meer.

OPSLAG EN ONDERHOUD

OPSLAG

Als het apparaat langer dan 3 maanden is opgeslagen, moet het vóór gebruik worden geïnspecteerd en opgeladen. Zorg voor goede ventilatie en houd het apparaat uit de buurt van sterk zonlicht en corrosieve gassen.

VERVOER

Het apparaat is verpakt in een eenvoudige schokbestendige verpakking en is geschikt voor transport. Contact met regen en sneeuw, alsmede onderdompeling en botsingen moeten worden vermeden.

CONTROLE VAN DE VOEDINGSADAPTER

Controleer zorgvuldig de eigenschappen van de voedingsadapter voordat u het apparaat gebruikt; als de spanning van de voeding het gespecificeerde bereik (5 volt) overschrijdt, gebruik hem dan niet. Dit kan het apparaat beschadigen.

ONDERHOUD

Dit apparaat moet worden beschermd tegen vocht, knaagdieren en verontreiniging. Schakel het apparaat uit tijdens het schoonmaken. Na gebruik veilig opbergen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Als het apparaat niet goed werkt, laat het dan repareren door een vakman, demonteer het niet zelf.

WEGGOOIEN EN RECYCLING

Dit apparaat mag niet met het huisvuil worden meegegeven. Wanneer u besluit dit apparaat weg te doen, moet u zich houden aan de plaatselijke milieuwetgeving en verwijderingsrichtlijnen.

PROBLEEMOPLOSSING

Als u tijdens het gebruik van het apparaat een storing ondervindt, voer dan de volgende controles uit. Indien u de problemen niet kunt oplossen of het apparaat nog steeds niet goed werkt, stop dan met het gebruik van het apparaat en schakel het onmiddellijk uit om het door een vakman te laten repareren. Haal het apparaat niet zelf uit elkaar.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing van het probleem
Kan niet ingeschakeld worden	Is de batterij leeg?	Zo ja, laad de batterij op
De massagekracht is zwak	Is de batterij bijna leeg?	Zo ja, laad de batterij op

Garantie beleid

Dit product voldoet aan de in het land van aankoop geldende garantiewetgeving. Als u een probleem hebt dat u niet kunt oplossen, moet u naar www.prixton.com gaan en op de contactoptie klikken om ons uw assistentieformulier toe te sturen.

Deze technische en elektrische specificaties kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om het apparaat nog te verbeteren.

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart La Trastienda Digital SL, als eigenaar van het handelsmerk Prixton, en gevestigd in het Avenida Cervantes 49, módulo 25, Basauri 48970, Bizkaia, dat de radioapparatuur die hierna wordt beschreven:

MERK	MODEL	BESCHRIJVING	CATEGORIE
PRIXTON	TITAN MGF300	MASSAGE GUN	FITNESS

Strookt met Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op de volgende internet-site: www.prixton.com

LA TRASTIENDA DIGITAL

PRIXTON

